# Technisches Handbuch DBB-05



10.2002

Das CE-Zeichen wurde nach den Richtlinien 93/42/EWG des Europäischen Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte erteilt.

Prüfgegenstand ist das Dialysegerät DBB-05, nicht die angegebenen Verbrauchsmaterialien und Einwegartikel.

Diese Gebrauchsanweisung hat Gültigkeit für Geräte der Software-Version 1.1X.

Die SW-Version wird auf dem Bildschirm während des "Start-up"-Test angezeigt.

### **EC-Repräsentant**



Brödermannsweg 1, D-22453 Hamburg, Germany

Telefon: +49-40-414629-19 Telefax: +49-40-414629-49

### Hersteller



43-2, Ebisu 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-8677, Japan

Telefon: +81-3-3443-3727 Telefax: +81-3-3470-0681

### Inhaltsverzeichnis

Abschr	nitt	Seite
1.	Allgemeine Systembeschreibung	1
1.1.	Allgemeine Vorsichtshinweise	1-2
1.2.	Auspacken und visuelle Überprüfung	1-5
1.3.	Vorsichtsmaßnahmen vor dem Probelauf	1-6
1.4.	Installationshinweise (Probelauf)	1-9
1.5.	Funktionsprüfung und Daten des Probelaufs	1-10
2.	Hydraulik-Teil	
2.1.	Übersicht des Flußdiagramms	2-2
2.2.	Beschreibung des Flußdiagramms	2-6
3.	Beschreibung des elektrischen Systems	3
3.1.	Stromversorgungssystem	3-2
3.2.	P.C.BSpannungsüberwachungssystem	3-12
3.3.	Mikrocomputersystem	3-16
4.	Eigentests	4
4.1.	Mikrocomputertests	4-2
4.2.	Blutmonitortests	4-3
4.3.	Dialysatmonitortests	4-14
5.	Wartung mit sicherheitstechnische Kontrolle-	5
5.1.	Allgemein	5-2
5.2.	HDF/HF	5-3
	On-line HDF/HF	
5.4.	AFBF	5-5
5.5.	Blutdruckmonitor	5-6

Abschr	Abschnitt	
6.	Vorbeugende Wartung	6
6.1.	Nach jeweils 3000 Betriebsstunden	6-2
6.2.	Nach jeweils 6000 Betriebsstunden	6-5
6.3.	Nach jeweils 12000 Betriebsstunden	6-9
7.	Einstellung	7
7.1.	Klassifizierung	7-2
7.2.	Einstelltabelle 1 im Normalmodus	7-5
7.3.	Einstelltabelle 2 im Normalmodus	7-18
7.4.	Einstelltabelle im Technikermodus	7-47
8.	Stromlaufpläne	8
8.1.	Übersicht (Allgemein)	8-2

### Inhaltsverzeichnis

### 1. Allgemeine Systembeschreibung

Abschnitt		Seite	
1.1.	Allgemeine Vorsichtshinweise	1-2	
1.2.	Auspacken und visuelle Überprüfung	1-5	
1.3.	Vorsichtsmaßnahmen vor dem Probelauf	1-6	
1.4. 1.4.1. 1.4.2.		<b>1-9</b> 1-9 1-9	
1.5.	Funktionsprüfung und Daten des Probelaufs	1-10	

### 1.1. Allgemeine Vorsichtshinweise



**VORSICHT** 

### Bedienungshinweis

Der Anwender muß die eingegebenen Parameter immer bestätigen. Das heißt, der Anwender muß jedesmal, wenn Werte eingegeben werden, die Richtigkeit der eingegebenen Werte bestätigen. Stimmen die eingegebenen Werte nicht mit den gewünschten Werten überein, darf unter keinen Umständen eine Behandlung gestartet werden.



Die allgemeinen Vorsichtshinweise sind unter allen Umständen strikt einzuhalten.

Das DBB-05 wird wie nachfolgend beschrieben repariert.

- 1. Die Taste [EIN-AUS] am DBB-05 drücken und das DBB-05 von der Netzstromversorgung diskonnektieren.
- 2. Das Gehäuse des DBB-05 öffnen.
- 3. Ersatzteile einsetzen oder das DBB-05 auseinandernehmen und wieder zusammensetzen.

### Funktionsprüfung

Nach jeder Reparatur unter allen Umständen den Anlauftest ablaufen lassen, um das korrekte Betriebsverhalten des DBB-05 zu überprüfen.



HINWEIS

Dieses Handbuch wird mit copyright, alle Rechte umschalten zu dieser Korporation geschützt. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch NIKKISO CO., LTD oder NIKKISO Medical GmbH in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen elektronischen, magnetischen, optischen, chemischen, manuellen oder sonstigen Mitteln kopiert, übertragen, auf ein anderes Medium umgesetzt, in einem Wiedergewinnungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache oder Maschinensprache übersetzt werden

### Gekennzeichnete Sicherheitshinweise

Die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise zeigen besondere Vorsichtsmaßnahmen an, die vor Behandlungsbeginn zu ergreifen sind. Sie zeigen u.a. mögliche Risiken auf, tragen somit zur Betriebssicherheit bei und sollten daher vor Anwendungsbeginn sorgfältig gelesen werden.



### **WARNHINWEIS**

Hier wird auf unmittelbare Risiken hingewiesen, die zu SCHWERER KÖRPERVERLETZUNG führen



**VORSICHT** 

Hier wird auf Risiken hingewiesen, die zu SCHWERER KÖRPERVERLETZUNG führen können.



**ACHTUNG** 

Hier wird auf Risiken hingewiesen, die GERÄTESCHADEN ODER FALSCHE BEHANDLUNG BEDEUTEN KÖNNEN, wenn sie nicht ausgeschlossen werden.



**HINWEIS** 

Hier wird ein Hinweis zur Betriebssicherheit gegeben.

### Informationshinweise



**HINWEIS** 

Hierunter werden wichtige Hinweise beschrieben, die zu beachten sind.



TIP

Hierunter wird ein nützlicher Rat (Tip) gegeben.

- Das DBB-05 entspricht den folgenden Normen.
  - EN-60601-1
  - IEC 601-1-2
  - Entwurf IEC-601-2-16, 2. Auflage
- Dieses technische Handbuch enthält eine Beschreibung der zu sicherer Wartung und Reparatur des DBB-05 notwendigerweise zu beachtenden Hinweise.
- Dieses technische Handbuch richtet sich an Personen mit folgenden Qualifikationen oder folgendem Hintergrund.
  - Maschinenbau, Digital/Analog-Technik, Optoelektronik, Meßtechnik und PC-Technologie.
  - Personen, die an dem technischen Fachkurs von Nikkiso teilgenommen haben, haben sich damit für Wartung und Reparatur des DBB-05 qualifiziert.
  - Der Anwender darf dieses technische Handbuch nur und erst dann in die Praxis umsetzen, wenn er an dem technischen Fachkurs von Nikkiso teilgenommen hat.
  - Wegen Einzelheiten zu dem technischen Fachkurs sprechen Sie bitte das zuständige Verkaufsbüro von Nikkiso oder die örtlichen Verkaufsrepräsentanten an.

### • Ersatzteile für das DBB-05

- Alle Ersatzteile sind in der relevanten Ersatzteilliste spezifiziert.
- Es dürfen ausschließlich von Nikkiso zugelassene Ersatzteile eingebaut werden.
- Ersatzteile können beim zuständigen Verkaufsbüro von Nikkiso oder bei die örtlichen Verkaufsrepräsentanten bestellt werden.



Defekte Sicherungen dürfen ausschließlich durch von Nikkiso zugelassene identische Sicherungen ersetzt werden.

### 1.2. Auspacken und visuelle Überprüfung

Das DBB-05 wird fest verpackt geliefert, um der Beschädigung während des Transports vorzubeugen.

Der Anwender muß beim Auspacken darauf achten, daß er das DBB-05 dabei nicht beschädigt.

Nach dem Auspacken muß der Anwender das Gerät unbedingt visuell auf Beschädigung überprüfen.



Ist das DBB-05 beschädigt, sind sicheres Betriebsverhalten und Funktionalität des DBB-05 nicht gewährleistet. Wird eine Beschädigung am DBB-05 festgestellt, sofort das zuständige Verkaufsbüro von Nikkiso oder einen Mitarbeiter des betreffenden örtlichen Verkaufsrepräsentanten informieren.

## 1.3. Vorsichtsmaßnahmen vor dem Probelauf (Erstinbetriebnahme)

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur eine von NIKKISO ermächtigte Person durchführen.

In jedem Fall ist vor Inbetriebnahme mit anschließendem Probelauf der Inhalt der Bedienungsanleitung vollständig zu lesen.



Das Gerät darf nur unter den nachfolgend beschriebenen Bedingungen betrieben werden. Nikkiso wird verantwortlich für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des DBB-05 gehalten, nur wenn die Maßeinheit unter den folgenden Bedingungen und gemäß den technischen Bedingungen bearbeitet wird, die in der Bedienungsanleitung angegeben werden.

### Elektroanschluß

Alle zum Betrieb des DBB-05 erforderlichen Elektroanschlüsse müssen den geltenden Vorschriften und Gesetzen am Anwendungsort entsprechen. In Deutschland darf das Gerät nur durch Elektroanschlüsse mit Strom versorgt werden, die der VDE-Norm 0107 entsprechen.

Es darf niemals ein Gerät in der Nähe der DBB-05 benutzt werden, das elektromagnetische Interferenzen verursacht, wie z.B. Mobiltelefon oder CB-Funkgerät, während das Dialysegerät in Betrieb ist.

Gelangt ein elektromagnetische Wellen aussendendes Gerät in der Nähe des DBB-05 zum Einsatz, kann das zu fehlerhaftem Betriebsverhalten des DBB-05 führen.

Niemals darf ein Zubehörteil angeschlossen werden, das nicht für das Gerät zugelassen ist.

Wird ein nicht zugelassenes Zubehörteil an das Gerät angeschlossen, kann der zulässige Fehlerstrom überschritten werden - mit der Folge von Körperverletzung.

Niemals darf ein Adapter benutzt werden, der den grün/gelb gestreiften Schutzleiter unterbricht.



Solange der Defibrillator am Patienten eingesetzt wird, kann der DBB-05 nicht verwendet werden. Beim elektrischen Entladen des Defibrillators dürfen Sie den DBB-05 nicht berühren. Vergewissern Sie sich nach Einsatz des Defibrillators, daß der DBB-05 ordnungsgemäßen



Der DBB-05 hat Prüfungen über die Erfüllung der Normwerte von IEC 60601-1-2: 1994 Bedingungen für medizinische Geräte 93/42/EEC mit Erfolg bestanden. Diese Grenzwerte sind dafür vorgesehen, vorbildlich installierte medizinische Ausrüstungen im Falle von schädlichen Einwirkungen entsprechend zu schützen. Dieses Gerät generiert und strahlt Radiowellen aus. Falls das Gerät nicht vorschriftsgemäß aufgestellt und verwendet wird, besteht die Gefahr schädlicher Einwirkungen auf andere Geräte in der Umgebung. Im Falle von speziellen Installationen kann der Schutz vor schädlichen Einwirkungen nicht gewährleistet werden. Falls es beim Ein- und Ausschalten dieses Geräts zu schädlichen Einwirkungen auf andere umstehende Geräte kommen sollte, empfiehlt es sich, diese Einwirkungen gemäß eines oder mehrerer der nachstehenden Schritte zu beseitigen.

- Ändern Sie die Ausrichtung oder Lage der negativ beeinflußten Ausrüstung.
- Vergrößern Sie den Abstand zum Gerät.
- Schließen Sie das Gerät getrennt von dem Netz an, wo die andere Ausrüstung angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Hersteller oder den



Komponenten, die über die56 analoge oder digitale Schnittstelle angeschlossen werden, müssen jeweils gemäß IEC-Vorschrift (z.B. IEC 60950 für Datenverarbeitungssysteme oder IEC 60601-1 für medizinische Geräte) zertifiziert sein. Außerdem muß die tatsächliche Konstruktion dem Systemstandard von IEC 60601-1-1 entsprechen. Personen, die Zusatzkomponenten an die Signaleingangsbuchse oder Signalausgangsbuchse anschließen, konstruieren damit ein medizinisches Gerät und müssen daher gemäß den Bedingungen von IEC 60601-1-1 die Verantwortung für dieses Gerät übernehmen. Für jegliche Fragen wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst oder an den Vertreter für Ihre Region.



Zuverlässige Erdung kann nur gewährleistet werden, falls das Gerät an einen Steckkontakt oder einen äquivalenten Anschluß mit der Kennzeichnung "Für Einsatz in medizinischen Einrichtungen" oder "Kategorie Medizinische Einrichtungen" angeschlossen wird.

### • Zu verwendendes Wasser und Dialysierflüssigkeit

Zur Dialyse mit dem DBB-05 darf ausschließlich zur Hämodialyse geeignetes Wasser verwendet werden.

Für die Verwendung im Hämodialysesystem muß das Wasser den AAMI-Normen entsprechen. In Deutschland müssen zusätzlich die Normen nach DAB 10 erfüllt sein.

Das zur Dialyse mit dem DBB-05 verwendete Wasser muß in einer Umkehrosmoseanlage entionisiert worden sein.

Das für die Behandlung verwendete Permeat und die Dialysierflüssigkeit muß immer den vorgeschriebenen Normen entsprechen.

(Sehen Sie die technischen Daten in der Bedienungsanleitung.)

### Wasserabfluß

Beim Geräte-Abfluß an folgendes denken: Gasansammlung, den umgekehrten Siphon, den Ablaufkonnektor, den Ablaufanschluß. (Sehen Sie die technischen Daten in der Bedienungsanleitung.)

### 1.4. Installationshinweise (Probelauf)

### 1.4.1. Anschluß

- 1. Verbinden Sie den Wasserzuleitungskonnektor des Gerätes mit dem Wasserversorgungssystem.
- Dann verbinden Sie den Ablaufkonnektor des DBB-05 mit dem Entsorgungssystem.
   Achten Sie besonders darauf , daß die Höhe des Wasserablaufs 50 cm nicht überschreitet. Außerdem soll die Schlauchlänge maximal 3 m betragen.

3. Stellen Sie eine Netzverbindung her.



### **ACHTUNG**

Zum Ablassen des Dialysats sind das Wasserverschlußrohr und der Ablaßstecker am Druckluftbehälter und Ablaßanschluß zu berücksichtigen. Die Ablaßleitung muß mit der vorgeschriebenen Neigung und tieferliegend als der Dialysator angebracht werden.

### 1.4.2. Probelauf

- 1. Stellen Sie die Wasserversorgung her.
- 2. Überprüfen Sie folgende Punkte:
  - Beide Konzentratanschlüsse müssen sicher an den entsprechenden Spülanschlüssen angeschlossen sein.
  - Beide Dialysatorkupplungen müssen sicher an den entsprechenden Bypassanschlüssen angeschlossen sein.
- 3. Schalten Sie das Gerät ein. Die Anzeigelampe EIN leuchtet und der Computer-Test (Start-up-Test) wird eingeleitet.
- 4. Sobald der (Start-up Test) beendet ist, wird automatisch der DM-Test gestartet.
- 5. Betätigen Sie in der Menüleiste das Feld FUNKTION und drücken Sie anschließend die Taste DESINFEKTION.
  Auf dem Bildschirm erscheinen die Reinigungsprogramme.
- 6. Tippen Sie im Reinigungsprogramm auf die PRO 4 Taste (Reinigungsprogramm wird gewählt).

  Die Anzeigefarbe von PRO 4 wechselt
- 7. Drücken Sie die Taste REINIG. START für mindestens 1,5 Sekunden . Die Farbe der REINIG. START- Anzeige verändert sich.
- 8. Nach Abschluß des Spülprogrammes wechselt das Gerät in den Betriebsmode VOREINSTEL.
- 9. Starten Sie das Gerät erneut durch Betätigung der START- UP-TEST Taste.
- 10. Führen Sie eine sicherheitstechnische Kontrolle nach Prüfprotokoll durch und protokollieren Sie alle Werte.



### **ACHTUNG**

Nach dem Einschalten muß das Gerät mindestens 5 Minuten spülen (kalt).

Außerdem muß das Gerät während des Reinigungsvorgangs sorgfältig kontrolliert werden.

### 1.5. Funktionsprüfung und Daten des Probelaufs



Die Funktionsprüfung muß nach Maßgabe der spezifizierten Prüfliste zur Überprüfung aller Funktionen des DBB-05 erfolgen, bevor das Gerät tatsächlich in Betrieb genommen wird.

### Inbetriebnahmeprotokoll DBB-05

Geräte Nr.				
Softwareversion				
Inbetriebnahme Datum				
Betriebsort				
Betreiber				
Ausstsattung	☐ Doppelpumpe	☐ Bicarbonatpulver Modul	☐ HDF/HF(AFBF)	☐ On-line HDF

1.	Sichtprüfungen			
1.1.	Die sicherheitsrelevanten Aufkleber und Aufschriften müssen vorhanden und lesbar sein.			
1.2.	Der mechanische Zustand muß einen si	cheren Einsatz zulassen.		
1.3.	Die Sicherungen müssen den vom Hers	teller angegebenen Werten en	tsprechen.	
2.	Elektrischer Teil			
2.1.	Schutzleiterwiderstand	(Max. 0,2 Ω)		Ω
2.2.	Erdableitstrom	(Max. 0,5 mA)		mA
2.3.	Patientenableitstrom	(Max. 0,1 mA)		mA
2.4.	Netzausfall	(der Summer muß länger	als 10 Sekunden ertönen)	
3.	Funktionskontrollen			•
		Funktion		
3.1.	Monitor	Bilddarstellung		
		Alarmsignalisierung		
3.2.	Venöse/Arterielle Schlauchklemme	Funktion		
3.3.	Luftdetektor	Alarmfunktion		
4.	Arterielle Blutpumpe			•
4.1.	Rollenlänfer-Einstellung	☐ I.D. 6,6 mm	☐ I.D. 8,0 mm	
4.2.	Förderrate	(200 ml/min ±20 ml/min)		
4.3.	Alarm Deckelschalter	(Alarmton/-signal, Blutpum	npe gestoppt.)	
5.	SN-Blutpumpe(Substitutionslösungs	pumpe)		
5.1.	Rollenlänfer-Einstellung	☐ I.D. 6,6 mm	☐ I.D. 8,0 mm	
5.2.	Förderrate	(200 ml/min ±20 ml/min)		
5.3.	Alarm Deckelschalter	(Alarmton/-signal, Blutpum	npe gestoppt.)	
6.	Druckaufnehmer			
6.1.	Arteriendruck	Vergleichsmessung bei	–200 mmHg	
0.1.	(zulässig Toleranz ±10 mmHg)	vergleichsmessung bei	0 mmHg	
6.2.	Einlaß-Blutdruck	Vergleichsmessung bei	+200 mmHg	
0.2.	(zulässig Toleranz ±10 mmHg)	anz ±10 mmHg)	0 mmHg	
6.3.	SN-Druck	Vergleichsmessung bei	+200 mmHg	
0.0.	(zulässig Toleranz ±10 mmHg)	Vergicionameasung bei	0 mmHg	
6.4.	Venendruck	Vergleichsmessung bei	+200 mmHg	
0.4.	(zulässig Toleranz ±10 mmHg)	Vergicionameasung bei	0 mmHg	
6.5.	Wasserdruck	Vergleichsmessung bei	+200 mmHg	
0.0.	(zulässig Toleranz ±10 mmHg)	v organizations and Del	0 mmHg	
6.6.	Einlaß-Dialysatdruck	Vergleichsmessung bei	+200 mmHg	
0.0.	(zulässig Toleranz ±10 mmHg)	nmHg) vergleichsmessung bei 0 mmHg		
6.7.	Auslaß-Dialysatdruck	Vergleichsmessung bei	–200 mmHg	
	(zulässig Toleranz ±10 mmHg) Vergleichsmessung bei 0 mmHg			

7.	Leitfähigkeit				
	Leitfähigkeit 1	□ Bicarbonatdialyse	□ Bicarbonatpulver	☐ Ace	etatdialyse
	Konzentrathezeighnungen	Konzentrat B			
7.1.	Konzentratbezeichnungen	Konzentrat A			
	Soll-Wertes	Bicarbonatleitfähigkeit			mS/cm
	Soli-vvertes	Gesamtleitfähigkeit			mS/cm
	Leitfähigkeit 2	□ Bicarbonatdialyse	□ Bicarbonatpulver	☐ Ace	etatdialyse
	Konzontrothozoichnungen	Konzentrat B			
7.2.	Konzentratbezeichnungen	Konzentrat A			
	Soll-Wertes	Bicarbonatleitfähigkeit			mS/cm
	Soli-vvertes	Gesamtleitfähigkeit			mS/cm
	Leitfähigkeit 3	□ Bicarbonatdialyse	□ Bicarbonatpulver	☐ Ace	etatdialyse
	Konzontrathozoichnungen	Konzentrat B			
7.3.	Konzentratbezeichnungen	Konzentrat A			
	Soll-Wertes	Bicarbonatleitfähigkeit			mS/cm
		Gesamtleitfähigkeit			mS/cm
	Leitfähigkeit 4	■ Bicarbonatdialyse	■ Bicarbonatpulver	☐ Ace	etatdialyse
	Konzentratbezeichnungen	Konzentrat B			
7.4.		Konzentrat A			
	Soll-Wertes	Bicarbonatleitfähigkeit			mS/cm
		Gesamtleitfähigkeit			mS/cm
	Leitfähigkeit 4	□ AFBF			
7.5.	Konzentratbezeichnungen	Konzentrat A			
	Soll-Wertes	Gesamtleitfähigkeit			mS/cm
7.6.	Leitfähigkeitskontrolle durchgeführt				
8.	Temperatur	Vergleichsmessung bei	(37 °C +0,5 °C; −1,	5 °C)	
9.	UF-System	Balancetest	(±5 ml / 10 min		
10.	Waage (HDF/HF)				
10.1.	Nullstellepunkt	Vergleichsmessung bei	( 0 kg ±30 g)		
10.2.	Steilheit	Vergleichsmessung bei	(10 kg ±30 g)		
11.	Grandwerteinstellungen				
12.	DM-Test + BM-Test durchführen				
13.	Disinfektion durchführen				


### Das Protokoll wird beim Anwender hinterlegt.

Ort:	
Datum/Unterschrift:	

### Inhaltsverzeichnis 2. Hydraulik-Teil


Abschnitt		Seite
2.1.	Übersicht des Flußdiagramms	2-2
2.2.	Beschreibung des Flußdiagramms (Funktionseinheiten)	2-6
2.2.1.	Regelsysteme der Wasserversorgung	2-6
2.2.2.	Heizsystem	2-8
2.2.3.	Entgasungssystem	2-10
2.2.4.	LF-Mischsystem	2-12
2.2.5.	Zusatzsystem	2-14
2.2.6.	UF-System	2-16


# 2.1. Übersicht des Flußdiagramms



### Im Flußdiagramm verwendete Abkürzungen


BLD	Blutleckdetektor	RC1	Spülenkammer 1 (Bicarbonat/Acetat)
CEI	Dud at Circuit de tractile	RC2	Spülenkammer 2 (Säure)
CFL	Dialysierflüssigkeitsfilter	RV1	Überdruckventil 1
CL1 CL2	Leitfähigkeitszelle 1	SL1	Elu (moduzione ontil 1
CL2 CL3	Leitfähigkeitszelle 2	SL1 SL2	Flußreduzierventil 1 Flußreduzierventil 2
CL3 CL4	Leitfähigkeitszelle 3 Leitfähigkeitszelle 4	SL2 SL3	Flußreduzierventil 3
CP-1	Luftabscheiderpumpe	SPA	
CP-1 CP-2	Booster-Pumpe	SPB	Konzentratpumpe 2 (Säure) Konzentratpumpe 1
CV41	Rückschlagventil (Test)	SLD	(Bicarbonat/Acetat)
CV41 CV42	Rückschlagventil (Bicarbonatpulver	) <b>C</b> V 1	Wassereinlaufventil
CV42 CV61	Rückschlagventil (Bicarbonatpulver		Abflußventil
CVOI	wacksemagventh (Blearbonatpurven	SV2	Zirkulationsventil
DH	Heizelement	SV4	Dialysatorventil 1
DP	Duplexpumpe	SV5	Dialysatorventil 2
DPC1	Elektrode 1 (Duplexpumpe)	SV6	Bypassventil
DPC2	Elektrode 2 (Duplexpumpe)	SV7	UF-Ausgleichsventil
DSV	Probenentnahmeventil	SV8	Gasabscheider-Ventil
DOV	1 Tobellettellatime ventil	SV9	Testventil 1
FL1	Filter (verbrauchtes Dialysat)	SV11	Online-Ventil
FL21	Filter (Desinfektionsmittel 1)	SV21	Desinfektionsventil 1
FL22	Filter (Desinfektionsmittel 2)	SV22	Desinfektionsventil 2
FL41	Filter (Testfilter 1)	SV41	Testventil 2
FL42	Filter (Testfilter 2)	SV42	Bicarbonatpulver-Ventil 1
FL43	Filter (Bicarbonatpulver)	SV61	Bicarbonatpulver-Ventil 2
FL44	Filter (Bicarbonatpulver)	SV62	Bicarbonatpulver-Ventil 3
FL45	Filter (Bicarbonatpulver)	SV63	Konzentratdüsen Spülenventil 1
FL61	Filter (Bicarbonat/Acetat)	SV64	Konzentratdüsen Spülenventil 2
FL62	Filter (Säure)	SV65	Konzentratversorgung-Ventil 1
		SV66	Konzentratversorgung-Ventil 2 (A1)
GC1	Gasabscheider 1	SV67	Konzentratversorgung-Ventil 3 (A1)
GC2	Gasabscheider 2	SV68	Konzentratversorgung-Ventil 4 (A2)
		SV69	Konzentratversorgung-Ventil 5 (A2)
H1	Gegendruckventil 1	SV70	Bicarbonatkonzentrat-Ventil
H2	Gegendruckventil 2		
H-C1	Gegendruckventil C1	TH1	Temperatursensor 1 (Regelung)
	(Konzentratpumpe 1)	TH2	Temperatursensor 2 (Schutz)
H-C2	Gegendruckventil C2	TH3	Temperatursensor 3 (Regelung)
	(Konzentratpumpe 2)	TH4	Temperatursensor 4 (Schutz)
HEX	Wärmeaustauscher	TH5	Temperatursensor 5 (Regelung)
_		TH6	Temperatursensor 6 (Schutz)
L	Ausgleichsventil	TH11	Temp eratursensor 11 (Schutz)
LVS	Schwimmerschalter	THS	Überhitzungsschutz
1.664	36. 11. 4	TPT1	Testanschluß 1 (PT1)
MC1	Mischkammer 1	TPT2	Testanschluß 2 (PT2)
MC2	Mischkammer 2	TPT3	Testanschluß 3 (PT3)
DDT11	A 1.1. O 1 (O . 1! )	TPT4	Testanschluß 4 (H1)
PRT11	Anschluß 1 (Online)	TPT5	Testanschluß 5 (H2)
PRT61	Anschluß 2 (Bicarbonat/Acetat)	TPT6	Testanschluß 6 (L)
PRT62 PRV	Anschluß 3 (Säure)	HEC	Flacktrada (HE Dumna)
PRV PT1	Druckminderventil	UFC	Elecktrode (UF-Pumpe)
PT1 PT2	Wasserdruckwandler	UFP	UF-Pumpe
PT2 PT3	Dialysatdruckwandler 1 Dialysatdruckwandler 2		
113	Diary Satur uckwariuier &		





### 2.2. Beschreibung des Flußdiagramms

### 2.2.1. Regelsysteme der Wasserversorgung



Das Kontrollsystem der Wasserversorgung reduziert den Wasserdruck auf einen für das DBB-05 geeigneten Betriebsdruck und überwacht den Betriebsdruck kontinuierlich.

### Eigenschaften der Wasserversorgung

Wasserdruck: 1 bis 7 barWassertemperatur: 5 bis 30 °C

### Reduzierter Druck

- Betriebsdruckbereich: 0,45 bis 0,5 bar

Dieses System besteht aus den folgenden drei Komponenten.

### 1. Druckminderventil

Dieses Druckminderventil reduziert den Wasserdruck auf den erforderlichen Betriebsdruck.


### 2. Überdruckventil

Bei diesem Ventil handelt es sich um ein Überdruckventil. Übersteigt der vom Druckminderventil reduzierte Druck den spezifizierten Wert (0,65 bar oder höher), öffnet sich das Überdruckventil, so daß das übersch ussige Wasser dem Wasserablauf zugeführt wird.

### 3. Druckwandler

Dieser Druckwandler überwacht kontinuierlich den vom Druckminderventil reduzierten Druck. Fällt der vom Druckminderventil reduzierte Druck aus dem spezifizierten Bereich (Der Venendruck hat die Alarmgrenze überschritten.), wird über den Druckwandler Alarm ausgelöst und trägt so zum sicheren Betrieb des DBB-05 bei.

### 2.2.2. Heizsystem



### Das Heizsystem besteht aus folgenden Komponenten:

- Heizelement mit integrietem Temperaturschutz
- Temeperatursensor für das Regelsystem: TH1, TH3
- Temeperatursensor für das Schutzsystem: TH2, TH4

### Funktionsbeschreibung:


Die Wassertemperatur des aus dem Heizelement ausströmenden Wassers wird über den Temperatursensor TH1 erfaßt und dem Regelsystem zugeführt. Das Regelsystem (Softwareregler) vergleicht die vorgegebene SOLL-Temperatur mit dem vom TH1 erfaßten IST-Wert und steuert mit seinem Ausgangswert das Heizelement über einen Nullspannungsschalter.

Der anschließend durch die Zugabe von relativ kaltem Konzentrat entstehende Temperaturverlust wird durch den Temperatursensoren TH3 erneut erfast. Der neue Temperatur IST-Wert wirkt nun als übergeordnete Eingangsgröße auf das Regelsystem. Außerdem wird TH3 zusätzlich für die Temperatur-Anzeige der Dialysierflüssigkeit im Monitor benötigt.

Die Temperaturaufnehmer TH3 und TH4 haben eine reine Überwachungsfunktion für das Schutzsystem, wobei TH4 das Gerät beim Überschreiten von 41°C in den betriebssicheren Zustand (Bypass) schaltet.

Der in der Heizung integrierte Übertemperaturschutz THS wirkt als Überhitzungsschutz für das Heizelement und trennt im Fehlerfall den Leistungskreis des Heizelementes über eine gesonderte Relais-Abschaltung.

### 2.2.3. Entgasungssystem



### Das Entgasungssystem besteht aus folgenden Komponenten:

• Flußreduzierventil 1

• Luftabscheiderpumpe: CP-1


• Gasabscheider 1 mit Schwimmer

### Funktionsbeschreibung:

Das Entgasungssystem hat die Aufgabe, das im Wasser befindliche Gas durch Unterdruck freizusetzen und im Gasabscheider zu elemenieren. Über das Flußreduzierventil SL1 wird mit Hilfe der Luftabscheiderpumpe ein Unterdruck erzeugt, der das im Wasser befindliche Gas freisetzt. Die anschließend in den Gasabscheider gelangenden Gasblasen erzeugen einen Abfall des Flüssigkeitsspiegels. Durch den Abfall des Flüssigkeitsspiegels senkt sich gleichzeitig ein in der Flüssigkeit befindlicher Schwimmer und öffnet dadurch ein an der Spitze der Kammer befindliches Auslaßventil, so daß das angesammelte Gas austreten kann (in den Abfluß). Durch das ausströmende Gas wird das Gasvolumen in der Entgasungskammer wieder geringer und der Flüssigkeitsspiegel steigt gemeinsam mit dem Schwimmer wieder an. Dadurch wird das Auslaßventil beim Erreichen eines definierten Wasserspiegels wieder geschlossen.

Um eine möglichst hohe Effizienz im Entgasungssystem zu erzielen, ist der Entgasungsfluß um ein wesentliches höher ausgelegt als der Dialysierflüssigkeitsfluß. Der erhöhte Fluß im Entgasungskreislauf entsteht dadurch, daß entgastes Wasser teilweise wieder zum Heizungssystem zurückgeführt wird und erneut in den Kreislauf gelangt. Das benötigte Wasser zum Anmischen der Dialysierflüssigkeit strömt aus dem unteren Auslaßstutzen der Kammer.

### 2.2.4. LF-Mischsystem



Das Mischsystem besteht aus folgenden Komponennten:

Konzentratpumpe: SPB, SPAMischkammer: MC1, MC2Temperatursensor: TH5, TH6

• Leitfähigkeitszelle: CL1, CL2, CL3, CL4

### Funktionsbeschreibung:

Die Flußrate der Dialysieflüssigkeit wird durch eine Duplexpumpe bestimmt. Zunächst wird über die Konzentratpumpe 1 (Präzisions-Kolbenpumpe) Bicarbonat-Konzentrat (oder Acetat bei Acetat-Betrieb) mit dem erwärmten Wasser in der Mischkammer 1 gemischt.

Das aus dem oberen Teil der Mischkammer ausfließende Wasser-Bicarbonatgemisch wird über die LF- Meßzellen CL1 (Regelsystem) und CL2 (Schutzsystem) der zweiten Mischkammer zugeführt. Die Temperatursensoren TH5 und TH6 dienen dabei der Temperatur-Kompensation für die jeweiligen LF-Zelle. Durch das Gegendruckventil C1 wird am Pumpenausgang ein konstanter Gegendruck erzeugt, um die gewünschte Präzision des Bicarbonat-Flusses zu gewährleiste. Der von der Leitfähigkeitszelle CL2 erfaßte IST-Wert wird im Regelsystem mit dem vom Anwender vorgegebenen SOLL-Wert verglichen um die entsprechende Flußrate zu erziehlen.

Analog zum Mischsystem des Bicarbonates wird dem Gerät anschließend das Säure-Konzentrat mit den entsprechenden Komponenten SPA; H-C2; CL3; CL4; TH5 und TH6 unterhalb der Mischkammer 2 zugeführt.

Die Flußrate der Dialysierflüssigkeit ergibt sich aus folgender Formel:

QD = qw + qb + qa Dabei ist: QD= Dialysierflüssigkeitsrate

qw = Wasserflußrate

qb = Flußrate des Bicarbonatkonzentrats qa = Flußrate des Säurekonzentrats

Damit ein sichere Betrieb mit dem angewählten Konzentrat gewährleistet ist, werden durch einen Kalibriervorgang die Verhältnisse der einzelnen Flußraten zueinander für die entsprechenden Konzentrate festgelegt und gespeichert.


Eine gewünschte Veränderung des Dialysierflüssigkeitsfluß (300 bis 800 mL/min) hat auf die Betriebssicherheit keinen Einfluß, da daß Verhältnis der Flußraten dabei konstant bleibt.

### Bicarbonat-Kartuschen-Betrieb:

Bei Bicarbonat-Kartuschen-Betrieb wird der Bicarbonat-Kartusche über das geöffnete Magnetventil SV61 erwärmtes Wasser zugeführt und dabei in der Kartusche mit Bicarbonatpulver gemischt. Das entstehende Bicarbonat-Konzentrat hat während der Behandlung eine Leitfähigkeitsveränderung zur folge da der Sättigungsgrad Schwankungen unterliegt. Um diese LF-Veränderung zu erfassen, ist als zusätzliche Sicherheitskomponente die Leitfähigkeiszelle CL1 integriert. Die durch die Leitfähigkeitsveränderung erforderlich Flußratenveränderung wird durch die LF-Zelle CL1 erfaßt und durch die Konzentratpumpe 1 nachgeregelt, um den Bicarbonatanteil (HCO3) konstanten zu halten.

Der Temperatursensor TH5 dient wiederum nur der Temperaturkompensation.

### 2.2.5. Zusatzsystem



### Das Zusatzsystem besteht aus folgenden Komponenten:

Gasabscheider-Ventil: SV8
Flußreduzierventil: SL2
Gasabscheider 2: GC2
Booster-Pumpe: CP-2
Ausgleichsventil: L

Die Aufgabe des Zusatzsystems ist es, einen konstanten, positiven Druck im Gasabscheider 2 zu erzeugen, um

- a) im Dialysatkreislauf zusätzlich entstandenes Gas über den Gasabscheider 2 und das Gasabscheiderventil zu eliminieren:
- b) einen konstant positiven Druck auf Duplex- und UF-Pumpe auszuüben, um die maximale Ultrafiltrationsgenauigkeit zu erzielen.

### Beschreibung:

Durch die Booster-Pumpe (CP-2) wird in der Gasabscheidekammer ein Überdruck erzeugt, der im Rezirkulationskreis am Ausgleichsventil (L) einstellbar ist. Das Ausgleichsventil reguliert (begrenzt) also den Druckunterschied zwischen Einlaß und Auslas der Booster-Pumpe.


Dieser konstante Überdruck liegt außerdem sowohl am Eingang der UF-Pumpe, als auch am Dialysat-Einlaufventil der Duplexpumpe an und gewährleistet somit die gewünschte UF-Genauigkeit.

### Gasabscheidung:

Im Dialysat enthaltenes Gas (entsteht z.B. durch Ausgasung im Dialysator) sammelt sich im Gasabscheider 2.

Das angesammelte Gas senkt den Flüssigkeitsspiegel im Gasabscheider 2. Demzufolge fällt auch der Schwimmer des Schwimmerschalters im Gasabscheider 2 ab. Wenn der Schwimmer gemeinsam mit dem Flüssigkeitsspiegel absinkt, wird bei einem genau definierten Flüssigkeitsspiegel ein Reed-Kontakt geschaltet und dadurch das Gasabscheider-Ventil geöffnet, so daß das überschüssige Gas in den Abfluß entweichen kann. Um ein langsames, kontrolliertes Entweichen des Gases zu erzielen, ist im Abflußzweig ein Flußreduzierventil (mechanische Flußdrossel) installiert und somit eine optimale Regelung der Gasabscheidung gewährleistet.

### 2.2.6. UF-System



### Das UF-System besteht aus folgenden Komponenten:

Duplexpumpe: DPUF-Pumpe: UFP

### Funktionsbeschreibung der Duplexpumpe:

Kernstück der Ultrafiltrationsregelung ist die Duplexpumpe. Sie besteht im wesentlichen aus Antriebsmotor mit Getriebe, einem Keramikkolben und einem Pumpengehäuse. An den Enden des Pumpengehäuses befindet sich jeweils eine Pumpenkammer mit jeweils einem Ein- und Auslaufventil (Tellerventile).

Aufgabe der Duplexpumpe ist es, die Dialysierflüssigkeit aus der ersten Kammer über den Dialysator in die zweite Kammer zu befördern.

### Beschreibung der Pumpenfunktion:

In einem quer angeordneten Pumpengehäuse, das an den Enden jeweils über eine Zylinderkammer verfügt, wird ein Keramikkolben so bewegt, daß er abwechselnd in die eine bzw. in die andere Kammer bewegt wird. Der Antrieb dieses Zylinders erfolgt über ein exzentrisches Getriebe, das wiederum durch einen Motor angetrieben wird. Die Pumpe arbeitet im "Zweitaktbetrieb", d.h., während in der ersten Phase die Kammer 1 mit frischer Dialysierflüssigkeit gefüllt wird, wird zur gleichen Zeit das verbrauchte Dialysat aus der 2 Kammer in den Abfluß gedrückt.

In der zweiten Phase drückt der Kolben die frische Dialysierflüssigkeit aus der Kammer 1 in den Dialysator, während zur gleichen Zeit das andere Ende des Kolbens das Dialysat aus dem Dialysator in die Kammer 2 saugt.

Da in beiden Pumpenkammern das gleiche Zylindervolumen vorhanden ist, gelangt exakt das gleiche Flüssigkeitsvolumen, das aus der Kammer 1 gedrückt wird, wieder zurück in den Zylinder der Kammer 2.

Das Flüssigkeitsvolumen, das während dieser Phase zum Dialysator gefördert wird, entspricht also genau dem Flüssigkeitsvolumen, das von der 2.Kammer dem Dialysator entzogen wird. Betrachtet man nun ausschließlich die Funktionsweise der 1.Kammer, so wird in der ersten Taktphase der Zylinder mit frischer Dialysierflüssigkeit gefüllt und in der zweiten Taktphase wird die Dialysierflüssigkeit

durch den Keramikkolben aus dem Zylinder zum Dialysator gedrückt.

In der 2. Kammer wird während der ersten Taktphase verbrauchtes Dialysat aus dem Zylinder in den Abfluß gedrückt und während der zweiten Taktphase das Dialysat aus dem Dialysator in den Zylinder gesaugt. Es entsteht somit ein pulsierender Dialysierflüssigkeitsfluß.

Beide Pumpenkammern sind jeweils mit 2 Tellerventilen ausgestattet, die den Flüssigkeitsstrom nur in eine Richtung zulassen.

### **UF-Regelung:**

Die Ultrafiltrationsregelung erfolgt durch eine Kolbenpumpe.

Die Pumpe besteht aus einem Pumpengehäuse mit dem dazugehörigen Keramikkolben, der über ein Getriebe durch einen Motor angetrieben wird. Außerdem befindet sich ein Ein- bzw. Auslaßventil am Pumpengehäuse. Die Pumpe arbeitet im Zweitaktbetrieb, wobei während der 1. Phase das Ultrafiltrationsvolumen (Qx) über den Kolben in das Pumpengehäuse gesaugt wird und in der 2. Phase diese Flüssigkeit über das Auslaßventil in den Abflußpfad gedrückt wird.

Es wird also aus dem Auslaufpfad des Dialysators eine zusätzliche Flüssigkeitsmenge (Qx) mittels UF-Pumpe entzogen und an der zweiten Kammer der Duplexpumpe vorbeigeführt.

Diese eliminierte Flüssigkeitsmenge entspricht genau dem Ultrafiltrationsvolumen des Dialysators.

Die Funktion und Genauigkeit der Pumpe wird zusätzliche über eine Leitfähigkeitsmessung überwacht. Dabei wird jeweils über das Ein- bzw. Auslaßventil eine Leitfähigkeitsmeßstrecke aufgebaut und kontrolliert. Über die LF-Meßstrecken wird kontinuierlich während der Behandlung sowohl die Ein-, als auch die Auslaßzeit der Pumpe geprüft.

Das heißt: Bei bekanntem Pumpenvolumen und bekannter Kolbengeschwindigkeit sind die Öffnungszeiten der jeweiligen Ventile exakt definiert und können somit auch überwacht werden.


Außerdem werden beide Ventile zusätzlich während der jeweiligen Ruhephasen auf Dichtigkeit geprüft (Leckstromüberwachung).

# Inhaltsverzeichnis 3. Beschreibung des elektrischen Systems

Abschnitt		Seite
3.1.	Stromversorgungssystem	3-2
3.1.1.	Netzteil	3-2
3.1.2.	Netzstrom-Versorgungseinheit	3-4
3.1.3.	Batteriebetriebseinheit	3-6
3.1.4.	Wechselstrom/Gleichstrom-Einheit	3-8
3.1.5.	Gleichstrom/Gleichstrom-Einheit	3-10
3.2.	P.C.BSpannungsüberwachungssystem	3-12
3.2.1.	+5V Gleichstrom	3-12
3.2.2.	±12V Gleichstrom	3-14
3.3.	Mikrocomputersystem	3-16
3.3.1.	CPU-System CPU-System	3-16
3.3.2.	Systemkonfiguration	3-18
3.3.3.	Blockdiagramm des Systems	3-19
3.3.4.	Gegenseitiges Überwachungssystem	3-20

# 3.1. Stromversorgungssystem

### 3.1.1. Netzteil



Der Netzteil umfaßt die folgenden vier Einheiten.

- Netzstrom-Versorgungseinheit
- Wechselstrom/Gleichstrom-Einheit
- Batteriebetriebseinheit
- Gleichstrom/Gleichstrom-Einheit

Die Relais KA und KB werden durch Betätigen der Taste EIN (SW1) eingeschaltet. Der elektrische Strom wird der Wechselstrom/Gleichstrom-Einheit über die Kontakte der Relais (KA und KB) zugeführt.

Die Batteriebetriebseinheit überwacht jeden Ausfall der Netzstromversorgung. Kommt es zu einem Netzausfall, wird die Eingangsspannung für die Gleichstrom/Gleichstrom-Einheit automatisch von der Ausgangsspannung der Wechselstrom/Gleichstrom-Einheit auf die Spannung der geladenen Batterie umgeschaltet. Dann stellt die Batterie der Gleichstrom/Gleichstrom-Einheit Spannungen (5V Gleichstrom, ±12V Gleichstrom, 12VA Gleichstrom, 12VB Gleichstrom, 12VB Gleichstrom) bereit.

### **Signale**

### SW-Signal

Das SW-Signal wird aktiviert und aufrecht erhalten, sobald die Taste EIN (POWER ON) betätigt wird - wenn die Batteriespannung korrekt ist - oder sobald der Tastschalter Systemstart betätigt wird - wenn kein Netzausfall auftritt.
Rückgesetzt wird das SW-Signal durch Betätigen der Taste AUS (POWER OFF).

### • Signal 5V SPANNUNGSABFALL

Das Signal 5V SPANNUNGSABFALL wird aktiviert und aufrecht erhalten, sobald die Ausgangsspannung der Gleichstrom/Gleichstrom-Einheit fehlerhaft wird. Rückgesetzt wird das Signal 5V SPANNUNGSABFALL, sobald die Ausgangsspannung der Gleichstrom/Gleichstrom-Einheit wieder in den normalen Bereich fällt.

### • Signal BAT OP.

Das Signal BAT OP. wird aktiviert und aufrecht erhalten, sobald der Batteriebetrieb aufgenommen wird. Rückgesetzt wird das Signal BAT OP., sobald der Batteriebetrieb eingestellt wird.

#### • Signal WECHSELSTROM


Das Signal WECHSELSTROM wird unterbrochen, sobald das Netz ausfällt.



#### **HINWEIS**

Ist die Batterie vollständig erschöpft und das DBB-05 läßt sich selbst bei niedergedrückter Taste EIN (POWER ON) nicht betreiben, den Tastschalter Systemstart betätigen.

### 3.1.2. Netzstrom-Versorgungseinheit



Fällt das Netz während der Patientenbehandlung aus, verhält sich das DBB-05 abhängig von Netzausfallzeit und Batterieladezustand wie folgt.

Fall 1: Fällt das Netz kürzer als 20 ms aus:

Es kommt zu keinen Veränderungen und der aktuelle Betriebszustand bleibt erhalten.

Fall 2: Fällt das Netz aus und der Betrieb wird automatisch auf Batteriebetrieb geschaltet:

(In dem Moment muß die Dialysatorkupplung am Dialysator angeschlossen sein.)

#### • Während eines Netzausfalls

Das aktuelle Betriebsverhalten des Blutmonitors bleibt aufrecht erhalten.

(Der Blutmonitor setzt die extrakorporale Blutzirkulation fort.)

Der Dialysatmonitor wird gestoppt.

(Der Dialysatmonitor erzeugt kein Dialysat.)

Alle 3 Minuten ertönt der Summer für 2 Sekunden.

#### • Nach einem Netzausfall

Das DBB-05 kehrt automatisch zum normalen Betrieb zurück.

Fall 3: Fällt das Netz aus und der Betrieb wird nicht automatisch auf Batteriebetrieb geschaltet:

(Die Batterie ist nicht ausreichend geladen oder der Schalter für den Batteriebetrieb steht auf MANUELL oder AUS.)

#### • Während eines Netzausfalls

Das DBB-05 kann den aktuellen Betrieb nicht aufrecht erhalten. Der Summer ertönt kontinuierlich während mindestens 1 Minute.

#### • Nach einem Netzausfall

Das DBB-05 nimmt seinen Betrieb entsprechend den Bedingungen vor dem Netzausfall wieder auf.

Weil indes die Blutpumpen auf AUS geschaltet wurden, sind die Tasten erneut zu überprüfen und gegebenenfalls zu betätigen, die vor dem Netzausfall auf EIN geschaltet waren.




### **HINWEIS**

Ist der BM-Test durchlaufen, kann der Notbetrieb mit der Batterie für ca. 10 Minuten durchgeführt werden.

Bei vollständig aufgeladener Batterie kann der Notbetrieb mit der Batterie für ca. 30 Minuten durchgeführt werden.

### 3.1.3. Batteriebetriebseinheit



Mit der Batterie werden die folgenden Module des Blutmonitors betrieben:

- Arterielle Blutpumpe
- Heparinpumpe
- Luftdetektor
- Venöse Schlauchklemme
- SN-Blutpumpe (wahlweise)
- Arterielle Schlauchklemme (wahlweise)
- Arterieller Blutdruckmonitor
- Venöser Blutdruckmonitor
- SN-Druckmonitor
- Mikrocomputersystem

Für den Batteriebetrieb sind zwei Methoden verfügbar, AUTOM. und MANUELL.

Bedingungen beider Methoden des Batteriebetriebs

#### AUTOM.

Schalter Batteriebetrieb : AUTOM. Schalter Bypass 1 : AUS Schalter Bypass 2 : AUS

Ausgangsspannung der Wechselstrom/Gleichstrom-Einheit

(24V Gleichstrom) :  $< 19.5V \pm 0.5V$ 


SW-Signal : EIN Batteriespannung : > 26,5V

#### **MANUELL**

Schalter Batteriebetrieb: MANUELL

SW-Signal : EIN Batteriespannung : > 26,5V

### 3.1.4. Wechselstrom/Gleichstrom-Einheit



Die Wechselstrom/Gleichstrom-Einheit formt 230V-Wechselstrom in folgende Spannungen um.

32V Gleichstrom 24V Gleichstrom

Die Wechselstrom/Gleichstrom-Einheit verfügt über einen Überspannungs-Überwachungsschaltkreis und überwacht kontinuierlich die bereitgestellten Spannungen.

24V Gleichstrom


Der Überspannungs-Überwachungsschaltkreis überwacht die folgenden Spannungswerte.

24V Gleichstrom: Obergrenze 30,0V (26,5 bis 30,0V)

Wird eine Überspannung detektiert, stoppt die Wechselstrom/Gleichstrom-Einheit die Spannungsumformung.

Um den Patienten während der Behandlung zu schützen, wird der Betrieb automatisch auf Batteriebetrieb geschaltet, falls der Schalter für den Batteriebetrieb auf AUTOM. steht.

### 3.1.5. Gleichstrom/Gleichstrom-Einheit



Die Gleichstrom/Gleichstrom-Einheit formt 24V-Gleichstrom in die folgenden drei Spannungen um.

**5V Gleichstrom** 

- +12V Gleichstrom
- -12V Gleichstrom

Die Gleichstrom/Gleichstrom-Einheit verfügt über einen Überspannungs-Überwachungsschaltkreis und überwacht kontinuierlich alle von der Gleichstrom/Gleichstrom-Einheit bereitgestellten Spannungen. Der Überspannungs-Überwachungsschaltkreis überwacht die folgenden Spannungswerte.

5V Gleichstrom: Obergrenze 6,5V Gleichstrom (5,5 bis 6,5V)

+12V Gleichstrom: Obergrenze +15,6V Gleichstrom (12,7 bis

15,6V)

−12V Gleichstrom: Obergrenze −15,6V Gleichstrom (−15,6 bis

-12,7V)


Wird eine Überspannung detektiert, stoppt die Gleichstrom/Gleichstrom-Einheit die Spannungsumformung.



Der 5V-Gleichstrom Überspannungs-Überwachungsschaltkreis schützt ICs im System. Die absolute maximale Spannung für ICs beträgt 7V. Der Überspannungs-Überwachungsschaltkreis kontrolliert kontinuierlich eine Spannung unter 7V.

# 3.2. P.C.B.-Spannungsüberwachungssystem

### 3.2.1. +5V Gleichstrom



C. CPU und P. CPU verfügen über einen jeweils separaten +5V Spannungs-Überwachungsschaltkreis.

Jeder Spannungs-Überwachungsschaltkreis überwacht sowohl die unteren Spannungsgrenzwerte.

Untergrenze:  $5V - 8\% = 4.6V (\pm 0.015V)$ 

Fällt die Spannung unter die spezifizierte Ebene, stoppt der Überwachungsschaltkreis die Stellglieder.




Der 5V-Gleichstrom Spannungs-

Überwachungsschaltkreis schützt CPUs und ihre entsprechenden ICs.

Der garantierte CPU-Leistungsbereich liegt bei 5V  $\pm 10\%$ . Der Spannungs-Überwachungsschaltkreis kontrolliert kontinuierlich 5V  $\pm$ weniger als 10%.

### 3.2.2. ±12V Gleichstrom



C. CPU und P. CPU verfügen über einen jeweils separaten  $\pm 12V$  Spannungs-Überwachungsschaltkreis.

Jeder Spannungs-Überwachungsschaltkreis überwacht sowohl die oberen als auch die unteren Spannungsgrenzwerte.

#### • +12V Gleichstrom

Obergrenze:  $+12V + 4\% = +12,48V \ (\pm 0,03V)$ Untergrenze:  $+12V - 4\% = +11,52V \ (\pm 0,03V)$ 

### • -12V Gleichstrom

Obergrenze:  $-12V + 4\% = -11,52V (\pm 0,03V)$ Untergrenze:  $-12V - 4\% = -12,48V (\pm 0,03V)$ 

Fällt die Spannung unter die spezifizierte Ebene, aktiviert der Überwachungsschaltkreis das folgende Schutzsystem:


- Dialysatbypass
- Blutpumpenstop
- Summer
- Meldung



Der  $\pm 12$ V-Gleichstrom Überspannungs-Überwachungsschaltkreis schützt ICs (A/D). Der garantierte IC-Leistungsbereich (A/D) liegt bei +12V  $\pm 5\%$  und -12V  $\pm 5\%$ . Der Spannungs-Überwachungsschaltkreis kontrolliert kontinuierlich  $\pm 12$ V  $\pm$  weniger als 5%.

# 3.3. Mikrocomputersystem

### 3.3.1. CPU-System



Das CPU-System besteht aus C. CPU, P. CPU. und I. CPU.

- C. CPU ist eine Kontroll-CPU.
- P. CPU ist eine Schutz-CPU.
- I. CPU ist eine Schnittstellen-CPU.

Die CPU-Systeme haben die folgenden Funktionen.

Die C.-CPU hat die Funktion, die Kontrollstellglieder zu aktivieren. (Kontrollsystem)


Die P.-CPU hat die Funktion, das Kontrollsystem zu überwachen. (Schutzsystem)

Mittels der Schutzsensoren bestimmt die P.-CPU, ob das Kontrollsystem korrekt funktioniert oder nicht.


Die Schutzstellglieder dienen dem Schutz des Patienten.

Die I.-CPU hat die Funktion der visuellen und akustischen Alarmausgabe.


### 3.3.2. Systemkonfiguration



### 3.3.3. Blockdiagramm des Systems



# 3.3.4. Gegenseitiges Überwachungssystem



Das gegenseitige CPU-Überwachungssystem besteht aus den folgenden drei Überwachungssystemen.

Drei CPU-Überwachungssysteme überwachen sich wie folgt gegenseitig.

- Gegenseitiges Überwachungssystem zwischen C. CPU und P. CPU.
- Gegenweitiges Überwachungssystem zwischen C. CPU und I. CPU.
- Gegenseitiges Überwachungssystem zwischen P. CPU und I. CPU.

Die gegenseitige Überwachung erfolgt nach jedem Ablauf des Anlauftests.

Die Beurteilung zwischen C. CPU und P. CPU erfolgt auf der Grundlage der Genauigkeit von Betrieb und Zeit durch den 3PRAM (gegenseitige Kommunikation).

#### <C. CPU-Kommunikation>

- 1. Die C. CPU gibt dem 3PRAM (COMU CP) jede Millisekunde einzeln Daten ein.
- 2. Die P. CPU liest die dem 3PRAM (COMU CP) eingegebenen Daten 500mS.
- 3. Die P. CPU vergleicht die neu gelesenen Daten mit den vorhergehenden Daten, um Diskrepanzen festzustellen.
- 4. Übersteigt die Datendiskrepanz einen Bereich von 500  $\pm 10\%$  (500mS), gibt die P. CPU den Alarm.


#### <P. CPU-Kommunikation>

- 1. Die P. CPU gibt dem 3PRAM (COMU CP) jede Millisekunde einzeln Daten ein.
- 2. Die C. CPU liest die dem 3PRAM (COMU CP) eingegebenen Daten 500mS.
- 3. Die C. CPU vergleicht die neu gelesenen Daten mit den vorhergehenden Daten, um Diskrepanzen festzustellen.
- 4. Übersteigt die Datendiskrepanz einen Bereich von  $500 \pm 10\%$  (500 mS), gibt die C. CPU den Alarm.

# Inhaltsverzeichnis 4. Eigentests


Abschnitt		Seite
4.1.	Computertests	4-2
4.2.1.	Blutmonitortests BM-Test Kontinuierlicher Test	<b>4-3</b> 4-3 4-11
<b>4.3.</b> 4.3.1.	Dialysatmonitortests DM-Test	<b>4-14</b> 4-14


# 4.1. Computertests




### 4.2. Blutmonitortests


### 4.2.1. BM-Test









### • Test venöse Schlauchklemme




### BM-Druckwandlertest




### • Test Blutpumpe 1



### • Test Blutpumpe 2




### • Test arterielle Schlauchklemme




### 4.2.2. Kontinuierlicher Test


### • Test Wandler arterieller Blutdruck



### • Test Luftdetektor





### Bilanztest




# 4.3. Dialysatmonitortests

### 4.3.1. DM-Test







- Test Dialysatdruckwandler
- Test Bypass-MagnetventileTest Flüssigkeitskreislauf-Leck




#### • Test Wasserdruckwandler/Wärmeaustauscher




## UF-Pumpentest Test UF-Pumpenrelais




## Dialysatfiltertest




## • Test Heizelement-Abschaltungsrelais



#### Balancetest




## • Test Blutdetektor




Blutleckdetektor (BLD)

## Leitfähigkeitstest



#### Heißleitertest



## Inhaltsverzeichnis

# 5. Wartung mit sicherheitstechnische Kontrolle

Abschr	nitt	Seite
5.1.	Allgemein	5-2
5.2.	HDF/HF	5-3
5.3.	On-line HDF/HF	5-4
5.4.	AFBF	5-5
5.5.	Blutdruckmonitor	5-6

## 5.1. Allgemein

Die Kontrolle ist nach 5000 Betriebsst	unden, jedoch mindestens einmal alle 1	2 Monate durchzuführen.
O 1 ( - N	Laurant Mari	A 1 - 11

Die Ko	ontrolle ist nach 5000 Betriebsstunden, jedoch mindestens einmal a	ille iz Monate	aurchz	zurunren.
	ite-Nr.: InventNr.:	Ausstatt	ung:	
Soft	wareversion:			
Betr	iebsstunden:	Doppe	lpumpe	е
Betr	iebsort:	☐ Bicarb	onatka	rtusche
Betr	eiber:			
1.	Sichtprüfungen und Wartungsmaßnahmen:			
1.1.	Die sicherheitsrelevanten Aufkleber und Aufschriften müssen vorhande	en und leshar se	in	
1.2.	Der mechanische Zustand muß einen sicheren Einsatz zulassen	or and loodar oc	,,,,	
1.3.	Auswechseln der Wartungsteile laut Wartungsanweisung			
1.4.	Prüfung der Rückdruck-Ventile H 1 – H 5 und H-L (Prüfanweisung)			
1.5.	Prüfung des Blutleckdetektors [BLD] (Prüfanweisung)			
1.6.	Die Sicherungen müssen den vom Hersteller angegebenen Werten en			
2.	Funktionskontrollen:			
2.1.	Monitor ⇒ Funktion □ Bilddarstellung □	Alarmsignalis	sierung	ı 🗆
2.2.	Venöse Schlauchklemme/Arterielle Schlauchklemme Funkti	ionsprüfung		
2.3.	Luftdetektor Alarm	funktion		
2.4.	Arterielle Blutpumpe Förderrate (200 mL/min ±20 mL/min) Alarm	Deckelschalter		
2.5.	SN-/Sub-Pumpe Förderrate (200 mL/min ±20 mL/min) Alarm	Deckelschalter		
3.	Druckaufnehmer:			
3.1.	Arteriendruck  (vulii ania Talangan 140 martha)  Vergleichsmessung bei	-200 m	•	
	(zulassig Toleranz ±10 mmHg)		nmHg	
3.2.	Venendruck Vergleichsmessung bei (zulässig Toleranz ±10 mmHg)	+200 m	mHg	
	Finlauf-Blutdruck		nmHg	
3.3.	(zulässig Toleranz ±10 mmHg) Vergleichsmessung bei	+200 m	_	ā
3.4.	SN-Druck  (vulii ani a Talana a 140 analla)  Vergleichsmessung bei		mHg	
J.4.	(zulassig Toleranz ±10 mmHg)	+200 m		
3.5.	Dialysatdruck [Einlauf] Vergleichsmessung bei	-200 m		
	(zulassig Toleranz ±10 mmHg)	+200 m		
3.6.	Dialysatdruck [Auslauf] Vergleichsmessung bei (zulässig Toleranz ±10 mmHg)	-200 m +200 m	_	
	Wasser-Fingangsdruck		ımHg	
3.7.	(zulässig Toleranz ±10 mmHg)  Vergleichsmessung bei	+200 m	_	
4.	Leitfähigkeit:	Referenz	wert	
4.1.	Bicarbonatleitfähigkeit Vergleichsmessung bei			mS/cm
	(3,0 mS/cm ±0,1 mS/cm)			
4.2.	Gesamtleitfähigkeit  Vergleichsmessung bei  (14.0 ms/cm +0.2 ms/cm)			mS/cm
4.3.	(14,0 mS/cm ±0,2 mS/cm)  Laborkontrolle oder zweite zusätzliche Referenzmessung durchgeführt	<u> </u>		
5.			2)	
6.	UF-System: Balancetest: Max. Abweichung :		- /	
7.	Elektrische:			
7.1.	Schutzleiterwiderstand (Ma	ax. 0,2 Ω)		Ω
7.2.	Erdableitstrom (Ma	ax. 0,5 mA)		mA
7.3.		ax. 0,1 mA)		mA
7.4.	Netzausfallalarm prüfen (Summer muß ertönen)			
8.	DM-Test + BM-Test durchführen			
9.	Desinfektion durchführen			
Beme	erkungen:			
O-4	Day is	.:		
Ort:	Datum: Untersch	iriπt:		

## 5.2. HDF/HF

Die Kontrolle ist alle 12 Monate durchzuführen.

Gerät	e-Nr.:	InventNr.:	Option:	
Softw	vareversion:	Betriebsort	□ HDF/HF	
Betrie	ebsstunden:	Betreiber		
1.	Sichtprüfungen und Wartung	small nahmon.		
1.1.	Die sicherheitsrelevanten Au	fkleber und Aufschriften müssen vorhanden u	nd lesbar sein	
1.2.	Der mechanische Zustand m	uß einen sicheren Einsatz zulassen		
1.3.	Auswechseln der Wartungste	eile laut Wartungsanweisung		
2.	Funktionskontrollen:			
2.1.	Detektor zur Lufterkennung f	ür Substitutionslösung Alarn	nfunktion	
0.0	Out atitudian annua	Förderrate (1,2 L/h ±0,12 L/h)		
2.2.	Substitutionspumpe	Alarm Deckelschalter		
3.	Waage			
3.1.	Prüfung Nullpunkt	Vergleichsmessung bei (0	kg ± 30 g)	
3.2	Prüfung Steilheit	Vergleichsmessung bei (10	kg ± 30 g)	
4.	DM-Test + BM-Test durchgef	ühren		
5.	Desinfektion durchgeführen			
Beme	erkungen:			

Ort:	Datum:	Unterschrift

## 5.3. On-line HDF/HF

Die Kontrolle ist alle 12 Monate durchzuführen.

Gerät	e-Nr.:	InventNr.:		Option:	
Softw	areversion:	Betriebsort		☐ On-line HDF/	HF
Betrie	ebsstunden:	Betreiber		<u> </u>	
1.	Sichtprüfungen und Wartungs	smaßnahmen:			
1.1.	Die sicherheitsrelevanten Auf	kleber und Aufschriften müsser	n vorhanden ur	d lesbar sein	
1.2.	Der mechanische Zustand m	uß einen sicheren Einsatz zulas	ssen		
1.3.	Auswechseln der Wartungste	ile laut Wartungsanweisung			
2.	Funktionskontrollen:				
2.4	1.1. Die sicherheitsrelevanten Au  1.2. Der mechanische Zustand m  1.3. Auswechseln der Wartungste  2. Funktionskontrollen:  2.1. Substitutionspumpe  3. DM-Test + BM-Test durchgef	Förderrate (1,2 L/h ±0,12 L/h)			
2.1.		Alarm Deckelschalter			
3.	DM-Test + BM-Test durchgefo	ühren			
4.	Desinfektion durchgeführen				
Beme	erkungen:			-	
Ort:		Datum:	Unterschr	ift:	

## 5.4. AFBF

Die Kontrolle ist alle 12 Monate durchzuführen.

Gerä	e-Nr.:	InventNr.:	Option:	
Softv	Softwareversion: Betriebsort 🖵 AFBF		□ AFBF	
Betri	ebsstunden:	Betreiber	0	
1.	Sichtprüfungen und Wartung	oma() nahman:		
1.	Sicriprulungen und Waltung	Siliaisilaililleil.		<u> </u>
1.1.	Die sicherheitsrelevanten Au	fkleber und Aufschriften müssen vorha	anden und lesbar sein	
1.2.	Der mechanische Zustand m	uß einen sicheren Einsatz zulassen		
1.3.	.3. Auswechseln der Wartungsteile laut Wartungsanweisung			
2.	Funktionskontrollen:			
2.1.	Detektor zur Lufterkennung f	ür Substitutionslösung	Alarmfunktion	
0.0	C. hatitutian an unan	Förderrate (1,2 L/h ±0,12 L/h)		
2.2.	2.2. Substitutionspumpe	Alarm Deckelschalter		
3.	Waage			
3.1.	Prüfung Nullpunkt	Vergleichsmessung bei	( 0 kg ± 30 g)	
3.2.	Prüfung Steilheit	Vergleichsmessung bei	(10 kg ± 30 g)	
4.	DM-Test + BM-Test durchgef	ühren		
5.	Desinfektion durchgeführen			
Bem	erkungen:			

Ort: Datum:	Unterschrift
-------------	--------------

## 5.5. Blutdruckmonitor

Die Kontrolle ist alle 24 Monate sowie nach Wartungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen.

Gerä	te-Nr.:	InventNr.:		Option:	
Softv	vareversion:	Betriebsort		☐ Blutdruckmor	nitor
Betri	ebsstunden:	Betreiber		٥	
1.	Sichtprüfungen und Wartung	smaßnahmen:			
1.1.	Die sicherheitsrelevanten Au	fkleber und Aufschriften müsser	vorhanden ur	nd lesbar sein	
1.2.	Der mechanische Zustand m	uß einen sicheren Einsatz zulas	sen		
2.	Funktionskontrollen:				
	Manschettendruck (Zulässige Toleranz: ±3 mmHg) HINWEIS:  0 mmHg 150 mmHg				
2.1.			150 mmH	150 mmHg	
	Bei Messung durch Quecksil	bermanometer: ±6 mmHg	300 mmH	9	
2.2.	Luftlecks (Zulässige Toleranz: ±6 mml-	łg/min)	300 mmH	9	
2.3.	Alarmfunktion				
2.4.	Meßfunktion des Externmess	sungsschalters			
Bemo	erkungen:				
Ort:		Datum:	Unterschr	ift:	

## Inhaltsverzeichnis 6. Vorbeugende Wartung


Abschr	nitt	Seite
6.1.	Nach jeweils 3000 Betriebsstunden	6-2
6.2.	Nach jeweils 6000 Betriebsstunden	6-5
6.3.	Nach jeweils 12000 Betriebsstunden	6-9

## 6.1. Nach jeweils 3000 Betriebsstunden

Es wird empfohlen, daß die Wartung Aufgaben, die in diesem Kapitel beschrieben werden, einmal pro alle 3000 Stunden des Betriebes durchgeführt werden.

Pos.	Benennung	Teile, die ersetzt werden sollen	Anz.	Bild	
1	Ventilator	Filter	2	1	
2	Vangantratnumnan (CDD, CDA)	Dichtung	4	2	
2	Konzentratpumpen (SPB, SPA)	O-Ring (S-12,5)	2	٤	
Optio	on: Reinigung der Konzentratsau	gdüse			
3	Konzentratansaugstäbe	O-Ring (P-7)	2	3	
Optio	on: Bicarbonatpulverkartusche				
4	Wanter along balking	O-Ring (P-10)	2	4	
4	Kartuschenhalter	O-Ring (P-16)	1	4	
Optio	Option: On-line HDF/HF				
5	Substitutionsanschluß (PRT11)	Dichtung	1	5	

**Bild 1: Ventilator** 



**Bild 2: Konzentratpumpe** 





Bild 3: Konzentratansaugstäbe



**Bild 4: Kartuschenhalter** 





Bild 5: Substitutionsanschluß




## 6.2. Nach jeweils 6000 Betriebsstunden


Es wird empfohlen, daß die Wartung Aufgaben, die in diesem Kapitel beschrieben werden, einmal pro alle 6000 Stunden des Betriebes durchgeführt werden.

Pos.	Benennung	Teile, die ersetzt werden sollen	Anz.	Bild
1	Konzentratleitungsfilter (FL61, FL62)	Filter	2	6
2	Filter im Dialysatweg (FL1)	Filter	1	7
3	Bypassanschluß	O-Ring (P-10A)	2	8
4	Dialysatorkupplung	O-Ring (P-12,5)	2	9
		Gleitringdichtung	1	
۲	Luftahashaidan Dunana (CD 1)	O-Ring (S-55)	1	10
5	Luftabscheider-Pumpe (CP-1)	O-Ring (S-28)	1	10
		E-Ring (E-5)	1	
	Booster-Pumpe (CP-2)  Gleitringdichtung  O-Ring (S-55)  O-Ring (S-28)  E-Ring (E-5)	Gleitringdichtung	1	
0		O-Ring (S-55)	1	1.0
6		O-Ring (S-28)	1	10
		1		
~	V(CDD, CDA)	Schlauchanschluß (Einlaß)	2	0
7	Konzentratpumpen (SPB, SPA)	Schlauchanschluß (Auslaß)	2	2
		Dichtung	2	
8	Duplexpumpe (DP)	O-Ring (S-16)	4	11
		Ventil	4	
		Dichtung	1	
9	UF-Pumpe (UFP)	Schlauchanschluß (Einlaß)	1	12
		Schlauchanschluß (Auslaß)	1	
10	Desinfektionsmittel- Absaugschläuche	Desinfektionsmittel- Absaugschläuche	2	13


**Bild 6: Konzentratleitungsfilter** 



## **Bild7: Filter im Dialysatweg**




## Bild 8: Bypassanschluß




## **Bild 9: Dialysatorkupplung**



Bild 10: Luftabscheider-Pumpe und Booster Pumpe



**Bild 11: Duplexpumpe** 



#### Bild 12: UF-Pumpe





Bild 13: Desinfektionsmittel- Absaugschläuche




## 6.3. Nach jeweils 12000 Betriebsstunden


Es wird empfohlen, daß die Wartung Aufgaben, die in diesem Kapitel beschrieben werden, einmal pro alle 12000 Stunden des Betriebes durchgeführt werden.

Pos.	Benennung	Teile, die ersetzt werden sollen	Anz.	Bild
1	Gegendruckventile (H1, H2)	Membran	2	14
2	Ausgleichsventil (L)	Membran	1	14
3	Gegendruckventile (H-C1, H-C2)	Membran	2	15
4	Magnetventile (SV1, SV2, SV3, SV4, SV5, SV6, SV7, SV8)	Ventil komplett	8	16
5	Desinfektionsventile (SV21, SV22)	Magnetventil	1	17
6	Luftabscheider-Pumpe (CP-1)	Laufrad	1	10
7	Booster-Pumpe (CP-2)	Laufrad	1	10
	D 1 (DD)	Block	1	1.1
8	Duplexpumpe (DP)	Lager	2	11
Optio	on: Reinigung der Konzentratsau	gdüse		•
9	Magnetventile (SV63, SV64)	Ventil komplett	2	16
Optio	on: Bicarbonatpulverkartusche			•
10	Magnetventile (SV61, SV62, SV70)	Ventil komplett	3	16
1.1	Rückschlagventile	Ventil	2	10
11	(CV42, CV61)	O-Ring (S-16)	2	18
Optio	on: Dialysatfilter			
12	Test-filters (FL41, FL42)	Hydrophober Filter	2	19
10	D" 1 11	Ventil	1	10
13	Rückschlagventil (CV41)	O-Ring (S-16)	1	18
Optio	on: On-line HDF/HF			•
14	Magnetventil (SV9)	Ventil komplett	1	16
Optio	on: Konzentratversorgung			
15	Magnetventile (SV65, SV66, SV67, SV68, SV69)	Ventil komplett	5	16
Optio	on: Pegelausgleichpumpe			
16	Filter	Hydrophober Filter	1	19
17	Pumpe (LAP)	Pumpensegment	1	20


**Bild 14: Gegendruckventile und Ausgleichsventil** 



**Bild 15: Gegendruckventile** 



**Bild 16: Magnetventile** 



**Bild 17: Desinfektionsventile** 







Bild 18: Rückschlagventile



## Bild 19: Filter




## Bild 20: Pegelausgleichpumpe



Inhalts	verzeichnis 7. Einstellung	
Abschr	nitt	Seite
7.1.	Klassifizierung	7-2
7.2.	Einstelltabelle 1 im Normalmodus	7-5
	Behandlung 1 Datenbanken Behandlung 2 Datenbanken Grundwerte 1 Datenbanken Patienten Datenbanken	
7.3.	Einstelltabelle 2 im Normalmodus	7-18
	(Grundwerte 2 Datenbanken )	
7.4.	Einstelltabelle im Technikermodus	7-47
	(Einstellung Datenbanken)	

## 7.1. Klassifizierung




- Die Einstellungen werden vom Anwender vorgenommen.


  Die Einstellungen werden vom Anwender vorgenommen.
  (Paßworteingabe erforderlich)

  Die Einstellungen werden vom Techniker vorgenommen.
  (Paßworteingabe erforderlich)
- A Nach beendeter der Reinigung oder der Wahl des Patienten werden die Behandlung 1 Datenbanken und die Behandlung 2 Datenbanken durch die Grundwerte 1 Datenbanken verändert.
- B Beim Wählen die Patienten Datenbanken werden die Behandlung 1 Datenbanken und die Behandlung 2 Datenbanken durch die Patienten Datenbanken verändert.


#### 1. Anwender ohne Password



#### 2. Anwender mit Anwender-Password



#### 3. Techniker mit Techniker-Password







Die Tabelle enthält die folgenden Einträge.

Cin atallum an an "O a	Aufangswert	Vorgabewert					
Einstellungsgröße	Einstellbereich (Einheit)						
Cinatallum ga grä () a	Aufangswert	Vorgabewert					
Einstellungsgröße	Einstellbereich (Einheit)						

## 7.2. Einstelltabelle 1 im Normalmodus





1.1. BEHANDLUNGSDAT	EN 1				
DELIANDI LINCOZEIT	4.00	DELIANDI INCCADT	0		
BEHANDLUNGSZEIT	0 bis 7.59 h. min	BEHANDLUNGSART	*4		
GEWICHTSABNAHME	0.00	SINGLE-NEEDLE METHODE	0		
GEWICHTSABNAHWE	*1	SINGLE-NEEDLE METHODE	*5		
UF-RATE	0.00	SN UMSCHALTDRUCK +	200		
OF-RATE	*1	SN UMSCHALIDRUCK +	0 bis 400 mmHg *6		
SUBSTITUTIONS VOLUMEN	0.00	SN UMSCHALTDRUCK -	100		
SUBSTITUTIONS VOLUMEN	*1	SN UMSCHALIDRUCK -	0 bis 400 mmHg *6		
SUBSTITUTIONS	0.00	ISO-UF ZEIT	0.30		
FLUSSRATE	*1	ISO-OF ZEII	0 bis 7.59 h. min		
SUB-ANSCHLUSS	0	ISO-UF VOLUMEN	0.00		
(PRÄ/POST)	0/1 *2	ISO-OF VOLUMEN	0 bis 31.93 L		
OHDF/OHF SUB-RATE	30	ZEIT FÜR ISO-UF	1		
UNDE/ UNE SUB-RATE	*3	ZEITBERECHNUNG	*7		

- \*1 Die Daten unterscheiden sich, abhängend nach der Einstellung.
- \*2 0: POSTDILUTION 1: PRÄDILUTION
- PRÄDILUTION: 0 bis 100%, POSTDILUTION: 0 bis 40% \*3
- \*4 0: HÄMODIALYSE 3: ON-LINE-HÄMODIAFILTRATION 1: HÄMODIAFILTRATION 4: ON-LINE-HÄMOFILTRATION 5: AFBF
- HÄMOFILTRATION \*5 0: DOPPEL-NEEDLE
  - 1: SINGLE-NEEDLE MIT KLEMME (KLICK-KLACK)
  - 2: SINGLE-NEEDLE MIT DOPPELPUMPE
- \*6
- 0: NICHT EINGESCHLOSSEN 1: EONGESCHLOSSEN

1.2. BEHANDLUNGSDAT	EN 2				
	0 (B1)	GESAMT-LF	14.0		
WAHL DES KONZENTRATES	0 (A1)	GESAWII-LF	12.5 bis 15.5 mS/cm		
WARL DES KONZENTRATES	*1	BICARB-LF	3.00		
	1	DICARD-LF	2.30 bis 7.00 mS/cm		
DIALYSAT TEMPERATUR	37.0	HEPARIN-RATE	0.0		
DIALISAT TEMPERATUR	34.0 bis 40.0 °C	HEPAKIN-KATE	0.0 ~ 10.0 mL/h		
DIALYSATFLUSSRATE	500	HEPARINBOLUS VOLUMEN	0.0		
DIALISATELUSSKATE	300 bis 800 mL/min	HEPAKINBOLUS VOLUMEN	0.0 ~ 30.0 mL		
KONTINUIERLICH HEPARIN	1	HEPARIN STOPPZEIT	0		
START	*2	HEPAKIN STOPPZEII	0 ~ 120 min		
HEPARINBOLUS START	1	OBEREN MIKROSCHAL.	0		
HEPARINDOLUS START	*2	FÜR BICKARTU.	*3		

- 0: KONZENTRAT 1 3: KONZENTRAT 4 1: KONZENTRAT 2 4: KONZENTRAT 5
- 2: KONZENTRAT 3 \*2 0: MANUELL 1: AUTOMATISCH
- 0: OBERER MIKROSCHALTER AKTIV \*3
  - 1: OBERER MIKROSCHALTER NICHT AKTIV (ÜRERBRÜCKT)

1.3. BEHANDLUNGSDAT	EN 3						
PRIORITÄT. BEI OHDF/OHF-	2	ADT EÜLLEN ÜDEDCANC	0				
MODE	*1	*1 ART. FÜLLEN ÜBERGANG					
OHDF FLUSSANPASSUNG	1	SCHLAUCH FÜLLEN	0				
OHDI TEUSSANI ASSUNG	*2	ÜBERGANG	*4				
AFBF SUB / BP-RATE	1	WASSERSEITE VOR	0				
VERHÄLTNIS AKTIV.	*3	BLUTSEITE FÜLLEN	*5				
AFBF SUB / BP-RATE	13.0						
VERHÄLTNIS EINGE.	10.0 ~ 20.0 %						

2: SUBSTITUTIONS VOLUMEN


0: VERHÄLTNIS \*1

1: SUBSTITUTIONS FLUSSRATE

\*2 \*3 \*4 1: FLUSSANPASS. EIN
1: BENUTZT 0: KEINE VERBINDUNG

0: NICHT BENUTZT

0: STOPP 1: KONTI-NUIERLICH \*5 0: ERST WASSERSEITE 1: ERST BLUTSEITE



## Funktionsbeschreibung der Alarmgrenzen (allgemein)

(am Beispiel der venösen Drucküberwachung) Beschreibung: Maximale Bereichsgrenze Bei VENÖSER DRUCK ALARM + Druck (FESTE ALARMGRENZE) Überschreitung dieser Grenze wird sofortiger Alarm ausgelöst. Begrenzung des Einstell-<u>VENÖSER DRUCK ALARM +</u> (AUTOMATISCHER GRENZE bereiches für die autom. ALARM +) Grenze. Das heißt, bis zu diesem Grenzwert kann sich die automatische Grenze maximal einstellen. Einstellbereich für autom. Grenzen Der automatische Grenzwert VENÖSER DRUCK ALARM + (AUTOMATISCH) setzt sich nach einer aktueller Druck Verzögerungszeit selbsttätig um dem aktuellen Druck. VENÖSER DRUCK ALARM -Der Abstand der jeweiligen (AUTOMATISCH) Grenze nach oben und unten kann individuell eingestellt werden und die Maximaler Alarmverzögerungszeit ist abhängig von der Grundkonfiguration des Gerätes. <u> VENÖSER DRUCK ALARM -</u> (AUTOMATISCHER GRENZE ALARM +) VENÖSER DRUCK ALARM -(FESTE ALARMGRENZE) Zeit

2.1. VENÖSER DI	RUCK ALA	ARM									
	HD/ ISO-UF	HDF	HF	7	OHDF		OHF	SN-	SN-KK		DP
FESTE		300						400		400	
ALARMGRENZE +		-200 bis 500 mmHg *1									
AUTOMATISCHER		300								300	
GRENZALARM ++		-200 bis 500 mmHg *1									
AUTOMATISCHER	60	70	70		70	,	70			70	
GRENZALARM +					0 bis 400 mmHg						
AUTOMATISCHER	-40	-70	-70		-70	_	-70			-70	
GRENZALARM –					-400 bis (	) mm	nHg				
AUTOMATISCHER		10								10	
GRENZALARM —				-20	00 bis 500	mm	Hg *1				
FESTE				•		•	10		-50		
ALARMGRENZE –		•		-20	00 bis 500	mm	Hg *1	•			-

<sup>\*1 +&</sup>gt;-

2.2. ARTERIELLE	R DRUCK	ALARM								
	HD/ ISO-UF	HDF	HF		OHDF	OHF	SN-	KK	SN-	DP
FESTE		300					300		300	
ALARMGRENZE +				-30	00 bis 300 m	nmHg *1				
AUTOMATISCHER		300							300	
GRENZALARM ++				-30	00 bis 300 m	nmHg *1				
AUTOMATISCHER			50						70	
GRENZALARM +				0 bis 300 mmHg						
AUTOMATISCHER			-50	)					-70	
GRENZALARM –					–300 bis 0 n	nmHg				
AUTOMATISCHER		-300							-300	
GRENZALARM		-300 bis 300 mmHg *1								
FESTE		-300					-300		-300	
ALARMGRENZE –				-30	00 bis 300 m	nmHg *1				

<sup>\*1 +&</sup>gt;-

2.3. DIALYSATDRUCK ALARM												
	HD/ ISO-UF	HD	F H	F	ОНЕ	)F	OHF		SN-KK		SN-	DP
FESTE		300							300		300	
ALARMGRENZE +		-400 bis 400 mmHg *1										
AUTOMATISCHER		300 300 300										
GRENZALARM ++		-400 bis 400 mmHg *1										
AUTOMATISCHER	70	70	70		70		70		70		70	
GRENZALARM +					0 bis 4	00 m	mHg					
AUTOMATISCHER	-70	-70	-70		-70		-70		-70		-70	
GRENZALARM -					-400 bi	s 0 n	nmHg					
AUTOMATISCHER			-300						-300		-300	
GRENZALARM		•		-40	00 bis 4	00 m	mHg *	1	•			
FESTE		•		•				-300		-300		
ALARMGRENZE –		•		-40	00 bis 4	00 m	mHg *	1	•			

<sup>\*1 +&</sup>gt;-

2.4. TMP ALARM												
	HD/ ISO-UF	HDF	Н	F	OHI	OHDF		ΙF	SN-KK		SN-	DP
FESTE		500							500		500	
ALARMGRENZE +				-10	00 bis 5	500 n	mHg '	*1				
AUTOMATISCHER		500					500		500			
GRENZALARM ++		−100 bis 500 mmHg *1										
AUTOMATISCHER	70	70	70		70		70		70		70	
GRENZALARM +					0 bis 4	100 m	ımHg					
VORAUSSAGE	20	50	50		50		50		50		50	
ALARM +					0 bis 4	100 m	mHg					
VORAUSSAGE	-20	-50	-50		-50		-50		-50		-50	
ALARM –					–400 b	is 0 n	nmHg					
AUTOMATISCHER	-70	-70	-70		-70		-70		-70		-70	
GRENZALARM –					–400 b	is 0 n	nmHg					
AUTOMATISCHER		-30							-30		-30	
GRENZALARM —		−100 bis 500 mmHg *1										
FESTE							-30		-30			
ALARMGRENZE –				-10	00 bis 5	500 n	mHg '	*1				

<sup>\*1 +&</sup>gt;-

2.5. DIALYSATOR	2.5. DIALYSATOR DRUCKDIFFERENZ ALARM											
	HD/ ISO-UF	HDF	Н	7	OHDF	OHF	SN-KK	SN-DP				
FESTE		300										
ALARMGRENZE +		-200	bis 400	mm	Hg *1							
AUTOMATISCHER												
GRENZALARM ++												
AUTOMATISCHER												
GRENZALARM +												
AUTOMATISCHER												
GRENZALARM –												
AUTOMATISCHER												
GRENZALARM —												
FESTE		-300										
ALARMGRENZE –		-200	bis 400	mm	Hg *1							

<sup>\*1 +&</sup>gt;-


2.6. BLUTEINGAN	2.6. BLUTEINGANGSDRUCK ALARM										
	HD/ ISO-UF	HDF	Н	7	OHDF	OHF	SN-	SN-KK		DP	
FESTE		500					500		500		
ALARMGRENZE +				-20	00 bis 600 i	mmHg *1					
AUTOMATISCHER		500									
GRENZALARM ++		-200	bis 600	) mm	Hg *1						
AUTOMATISCHER	50	70	70		70	70					
GRENZALARM +		0	bis 400	mm]	Hg						
AUTOMATISCHER	-50	-70	-70		-70	-70					
GRENZALARM –		-4	00 bis (	) mm	Hg						
AUTOMATISCHER		-50									
GRENZALARM		-200	bis 600	) mm	Hg *1						
FESTE		-50					-50		-50		
ALARMGRENZE –			•	-20	00 bis 600 i	mmHg *1	•	•	•	•	


<sup>\*1 +&</sup>gt;-


2.7. UF-FAKTOR ALARM		
UF-FAKTOR ALARM +	200.00	
	0 bis 300.00 mL/h/mmHg	
UF-FAKTOR ALARM –	1.00 *	1
	0 bis 300.00 mL/h/mmHg	
UF-FAKTOR REDUKTIONS ALARM	30 *	1
	0 bis 95 %	

<sup>\*1 +&</sup>gt;-

2.8. TMP-NULLKALIBRIERUNG ALARM								
	OFFSET		OBERER		UNTERER			
HD	-50		50		-50			
	–200 bis 200 mmHg		0 bis 100 mmHg		-100 bis 0 mmHg			
ISO-UF	-40		50		-50			
	-200 bis 200 mmHg		0 bis 100 mmHg		-100 bis 0 mmHg			
HDF	-50		50		-50			
	–200 bis 200 mmHg		0 bis 100 mmHg		-100 bis 0 mmHg			
HF	-40		50		-50			
	-200 bis 200 mmHg		0 bis 100 mmHg		-100 bis 0 mmHg			
OHDF	-50		50		-50			
	–200 bis 200 mmHg		0 bis 100 mmHg		-100 bis 0 mmHg			
OHDF	-40		50		-50			
	-200 bis 200 mmHg		0 bis 100 mmHg		-100 bis 0 mmHg			








5.1. EINSTELLUNG ARBEITSBEREICHE		
OBERGRENZE BP 1 MAX. EINSTELLBEREICH	600	
ODERGRENZE DE 1 WAX. EINSTELLDEREICH	0 bis 600 mL/min	
ODED CDENZE HEDADIN MAY EINCTELL DEDEICH	10.0	
OBERGRENZE HEPARIN MAX. EINSTELLBEREICH	0 bis 10.0 mL/h	
OBERGRENZE UF-RATE EINSTELLBEREICH	4.00	
ODERGRENZE OF-RATE EINSTELLDEREICH	0 bis 4.00 L/h	
OBERGRENZE TEMPERATUR MAX. EINSTELLBEREICH	40.0	
ODERGRENZE TEMFERATOR MAX. EINSTELLBEREICH	34.0 bis 4	0.0 °C *1
UNTERGRENZE TEMPERATUR MIN. EINSTELLBEREICH	34.0	
ONTERGRENZE TEWN ERATOR WIIN. EINSTELLBEREIGH	34.0 bis 40.0 °C *1	
HEPARINSPRITZE BENUTZT / NICHT BENUTZT	1	
TIEFAMINSI MIZE BENUIZI / MICHI BENUIZI	*	2

1: BENUTZT

5.2. GRENZWERTE FÜR SUBSTITUTIONSRATE				
OBERGRENZE SUBSTITUTIONS-RATE	4.00		4.00	
EINSTELLBEREICH (HDF)	0.1 bis 4	4.00 L/h	0.1 bis 4	1.00 L/h
OBERGRENZE SUBSTITUTIONS-RATE	4.00		4.00	
BEHANDLUNGSART (HF)	0.1 bis 4	4.00 L/h	0.1 bis 4	1.00 L/h
OBERGRENZE SUBSTITUTIONS-RATE	12.00		12.00	
BEHANDLUNGSART (OHDF)	0.1 bis 1	8.00 L/h	0.1 bis 1	8.00 L/h
OBERGRENZE SUBSTITUTIONS-RATE	12.00		12.00	
BEHANDLUNGSART (OHF)	0.1 bis 3	0.00 L/h	0.1 bis 1	8.00 L/h
AFBF SUB-RATE OBERGRENZE			4.00	
AFDF SUD-RATE ODERGRENZE			0.1 bis 4.0	00 L/h *1
AFBF SUB-RATE UNTEREGRENZE			4.00	
AFDF SUD-RATE UNIEREGRENZE			0.1 bis 4.0	00 L/h *1

<sup>\*1 +&</sup>gt;-

<sup>+ &</sup>gt; -0: NICHT BENUTZT



6.1. BLUTDRUCKMESSUNG (GRUNDEINSTELLUNG)			
INTERVALLEINSTELLUNG FÜR AUTOMATISCHE BPM-MESSUNG	30		
INTERVALLEDING FERRAL FOR ACTOMATISCHE DI MEMILISSUNG	2 bis 1	2 bis 180 min	
MANSCHETTEN-AUSWAHL	0		
WANSCRETTEN-AUSWARL	*	<b>'</b> 1	
EINSTELLUNG DES ZIELDRUCKES [ERWACHSENEN MANSCHETTE]	180		
EINSTELLUNG DES ZIELDRUCKES [ERWACHSENEN MANSCHETTE]	120 bis 2	20 mmHg	
EINSTELLUNG DES ZIELDRUCKES [KINDER MANSCHETTE]	120		
EINSTELLUNG DES ZIELDRUCKES [KINDER MANSCHETTE]	80 bis 140 mmHg		
BETRIEBSMODE FÜR ZIELDRUCK	1		
DETRIEDSWODE FOR ZIEEDROCK	*2		
ZEITEINSTELLUNG FÜR KONTINUIERLICHE BLUTDRUCKMESSUNG	1		
LETTEINSTELLUNG FOR KONTINUIERLICHE BEUTDRUCKWESSUNG	*	<b>'</b> 3	

\*1 0: ERWACHSENE 1: KINDER \*2 0: MANUELLE EINGABE 2: ANGEPASSTE 1: AUTOMATISCHE VORGABE

\*3 0: 12 min 1: 5 min

6.2. BLUTDRUCKMESSUNG (ALARMO	GRENZEN)			
	ERWAC	ERWACHSENE KINDER		
GRENZWERT SYSTOLE OBERE	200		120	
ALARMGRENZE	60 bis 250	mmHg *1	40 bis 120	mmHg *1
GRENZWERT SYSTOLE UNTERE	80		50	
ALARMGRENZE	60 bis 250	mmHg *1	40 bis 120	mmHg *1
GRENZWERT DIASTOLE OBERE	160		80	
ALARMGRENZE	40 bis 200	mmHg *1	20 bis 90	mmHg *1
GRENZWERT DIASTOLE UNTERE	50		30	_
ALARMGRENZE	40 bis 200	mmHg *1	20 bis 90	mmHg *1

\*1 +>-

6.3. BLUTDRUCKMESSUNG (ALARMGRENZEN)				
	ERWAC	HSENE	KINI	DER
MITTLERER ART. DRUCK [MAP] OBERE	180		90	
ALARMGRENZE	45 bis 235	mmHg *1	30 bis 100	mmHg *1
MITTLERER ART. DRUCK [MAP] UNTERE	60		40	
ALARMGRENZE	45 bis 235 mmHg *1		30 bis 100	mmHg *1
PULS-RATE OBERE ALARMGRENZE	170		180	
FOLS-RATE OBERE ALARWIGRENZE	40 bis 20	0 bpm *1	40 bis 24	0 bpm *1
PULS-RATE UNTERE ALARMGRENZE	50		70	
	40 bis 20	0 bpm *1	40 bis 24	0 bpm *1

\*1 +>-

6.4. BLUTDRUCKMESSUNG (REAKT	TON)	
BLUTFLUSS-RATEN ÄNDERUNG BEI	0	90
SYSTOLE OBERER ALARM	*1	30 bis 100 mmHg *1
BLUTFLUSS-RATEN ÄNDERUNG BEI	0	40
SYSTOLE UNTERER ALARM	*1	30 bis 100 mmHg *1
UF-RATEN ÄNDERUNG BEI SYSTOLE	0	180
OBERER ALARM	*1	40 bis 240 bpm *1
UF-RATEN ÄNDERUNG BEI SYSTOLE	0	70
UNTERER ALARM	*1	40 bis 240 bpm *1
SUB-RATE ÄNDERUNG BEI SYSTOLE	0	180
OBERER ALARM	*1	40 bis 240 bpm *1
SUB-RATE ÄNDERUNG BEI SYSTOLE	0	70
UNTERER ALARM	*1	40 bis 240 bpm *1

\*1 0: KEINE ÄNDERUNG

	1:	ÂNDERUNG
--	----	----------

6.5. BLUTDRUCKMESSUNG (ZEIT/BEDINGUNG)		
WARTEZEIT BIS ZUR NÄCHSTEN MESSUNG NACH VENÖSEM	0	
DRUCKALARM (AUTO-MODE)	0 bis 1	20 min
WARTEZEIT BIS ZUR NÄCHSTEN MESSUNG NACH GEÄNDERTER	0	
EINSTELLUNG (AUTO-MODE)	0 bis 1	20 min
UNTERBRECHUNG DER BLUTDRUCKMESSUNG BEI AUFTRETENDEM	0	
VENÖSEM DRUCKALARM	*	1
UNTERBRECHUNG DER BLUTDRUCKMESSUNG BEI ÄNDERUNG DER	0	
EINSTELLUNGEN	*	1

\*1 0: WEITER 1: STOPP


## 7. ALARM -ÜBERWACHUNGSMETHODE

ART DER TMP-ÜBERWACHUNG	1
ART DER TWIF-ODERWACHUNG	*1
AVTUJEDING DED TMD O VALIDDIEDING	0
AKTIVIERUNG DER TMP-0-KALIBRIERUNG	*2
AKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN GRENZEN: VENÖSER DRUCK	1
ARTIVIERONG DER AUTOMATISCHEN GRENZEN. VENOSER DROCK	*3
AKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN GRENZEN: ARTERIELLER DRUCK	1
ARTIVIERONG DER AUTOMATISCHEN GRENZEN. ARTERIELLER DROCK	*3
AKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN GRENZEN: DIALYSATDRUCK	1
AKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN GRENZEN: DIALTSATDRUCK	*3
AKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN GRENZEN: TMP	1
ARTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN GRENZEN. TWF	*3
AKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN GRENZEN: BLUTEINGANGSDRUCK	1
ARTIVIERONG DER AUTOMATISCHEN GRENZEN. BEUTEINGANGSDRUCK	*3

\*1 0: TMP-ÜBERWACHUNG (VORAUSSAGE) 1: TMP-ÜBERWACHUNG (AUTOMATISCH) 2: DIALYSATDRUCK-ÜBERWACHUNG

\*2 \*3 0: GEBRAUCHT 0: NICHT GEBRAUCHT NICHT GEBRAUCHT
 GEBRAUCHT

## 7.3. Einstelltabelle 2 im Normalmodus





1.1. BLUTPUMPEN START-EINSTELLU	JNG 1			
	BP1		Bl	P2
BLUTPUMPE 1 FLUSSRATE PATIENT	100		150	
ANSCHLIESSEN	0 bis 600	) mL/min	0 bis 600	mL/min
BLUTPUMPE 1 FLUSSRATE PATIENT	100		100	
ABHÄNGEN	0 bis 600 mL/min		0 bis 600 mL/min	
BLUTPUMPE 1 FLUSSRATE DIALYSATOR	200			
SPÜLEN	0 bis 600	mL/min		
ANLAUFVERZÖGERUNG BEI BP-START	2		2	
(SOFT-START)	2 bis 60 sec		2 bis	60 sec


1.2. BLUTPUMPEN START-EINSTELLU	JNG 2			
	Bl	P1	B	P2
WAHL DER BLUTPUMPE FÜR PATIENT		1		
ANSCHLIESSEN		*	1	
BLUTPUMPE 1 FLUSSRATE REINIGUNG BIS	100		100	
DIAL-FÜLLEN	0 bis 600	) mL/min	0 bis 600	) mL/min
	40			
	0 bis 600	) mL/min		

\*1 0: LAUF 1: STOPP

1.3. FLUSSRATE VON BP2 BEI SN START		
EINSTELLUNG DER BLUTPUMPE 2 FÜR SN-BETRIEB	1	
EINSTELLONG DER BEGTI OMI E 2 FOR SN-BETRIED	*	1
FLUSSRATENDIFFERENZ BEI SN-DP BLUTPUMPE 1 / BLUTPUMPE 2	50	
FLUSSKATENDIFFERENZ DEI SIN-DE BLUTPUMPE I / BLUTPUMPE Z	-200 bis 200	mL/min *2

<sup>\*1 0:</sup> MANUELL 1: AUTOMATIK

<sup>\*2</sup> STARGESCHWINDIGKEIT DER SN-PUMPE ALS (+/-) WERT VON BP1




2. 1. BLUTSCHLAUCHSYSTEM FÜLLEN (NaCL)						
	SCHLAUCH FÜLLEN MIT KOCHSALZBEUTEL					
	VOLU	VOLUMEN FLUSSRATE				
ARTERIE FÜLLEN	200		100			
ARIERIE FULLEN	0 bis 1	000 mL	0 bis 500	mL/min		
SCHLAUCH FÜLLEN	200		100			
	0 bis 1000 mL		0 bis 500 mL/min			
ZIRKULATION	10000		300			
ZIRKULATION	0 bis 20000 mL		0 bis 500	mL/min		
CUD LETTING HE/HDE	150		50			
SUB-LEITUNG HF/HDF	0 bis 1000 mL		0 bis 500	mL/min		
ON-LINE-SET	100		50			
ON-LINE-SET	0 bis 1	000 mL	0 bis 300	mL/min		
	800					
BEUTEL WECHSELN	0 bis 10	0000 mL				

2. 2. BLUTSCHLAUCHSYSTEM FÜLLEN (ONLINE)							
	SCHLAUCH FÜLLEN MIT ONLINE-LÖSUNG						
	VOLU	JMEN	FLUSS	SRATE			
ARTERIE FÜLLEN	200		100				
ARTERIE FOLLEN	0 bis 4	000 mL	0 bis 300	mL/min			
SCHLAUCH FÜLLEN	200		100				
SCHLAUCH FULLEN	0 bis 4000 mL		0 bis 300 mL/min				
ZIRKULATION							
SUB-LEITUNG HF/HDF							
ON-LINE-SET							
BEUTEL WECHSELN	200 0 bis 40	0000 mL					

3. DIALYSATOR SPÜLEN	
3. DIVILI ON TOR OF SEET	

ZEIT FÜR DIALYSATOR SPÜLEN	15	
ZEIT FUR DIALISATUR SPULEN	0 bis 120 min *1	
MENGE FÜR DIALYSATOR SPÜLEN	0.2	
	0 bis 8.00 L *1	
ZEIT FÜR DIALYSATOR SPÜLEN (OHDF)	0	
	0 bis 1	20 min

<sup>\*1</sup> ABNAHMENGE DES DIALYSATOR SPÜLEN BETRIEB  $\div$  ZEIT DES DIALYSATOR SPÜLEN BETRIEB  $\le$  UF-RATE 4 L/h



4. 1. SUMMEREINSTELLUNG (MELODIE)						
	MELO	DIE	EIN .	/ AUS		
BEHANDLUNGSENDE	0					
BEHANDLUNGSENDE	*1					
HEPARINENDE - SPRITZE LEER	0					
HEFARINENDE - SPRITZE LEER	*1					
ZEIT ABGELAUFEN	0					
ZEII ADGELAUFEN	*1					
UF-ENDE	0		0			
OF-ENDE	*1		×	<sup>*</sup> 2		
SUBSTITUTION-ENDE	0		0			
SUBSTITUTION-ENDE	*1		*	<sup>2</sup> 2		

- 0: SUMMER \*1
  - 1: POLOVETZER TÄNZE
  - 2: FÜR ELISE 3: NOCTURNE

  - 4: MEISTERSINGER
  - 5: VALSE DES FLEURS
  - 6: LE NOZZE DI FIGARO
  - 7: LA PRIMAVERA
  - 8: TRÄUMEREI
  - 9: TÜRKISCHER MARSCH
  - 10: BRANDENBURG CONCERTO NR.1
- 0: NICHT GEBRAUCHT

- 11: AN DER SCHÖNEN, BLAUEN DONAU
- 12: ORCHESTRAL SUITE NR.2 BADINERIE
- 13: ORCHESTRAL SUITE NR.3 AIR
- 14: FRÜHLINGSLIED
- 15: FROM THE NEW WORLD
- 16: LEICHTE KAVALLERIE OVERTÜRE
- 17: LIEBESTRÄUME
- 18: LA PRIERE DUNE VIERGE
- 19: SYMPHONY NR.9 CHOR
- 20: PRELUDE OP.28 NR.15
- 1: GEBRAUCHT

4. 2. SUMMER (SUMMTON)								
	T	TON		VOLUMEN		AVE	FREQUENZ	
ALARMTON	6		0		4		343	
ALARWION	,	<sup>*</sup> 1	0 bi	s 15	0 b	is 7	1 bis 511 Hz	
ENDETON	6		3		4		343	
ENDETON	,	<sup>*</sup> 1	0 bis 15		0 bis 7		1 bis 511 Hz	
TASTENTON	6		0		5		257	
IASTENION	*1		0 bi	s 15	0 b	is 7	1 bis 5	511 Hz
PERSONAL-RUFTON	6		0		4		343	
PERSONAL-RUFTON	*1		0 bi	s 15	0 b	is 7	1 bis 5	511 Hz
ERINNERUNGS-ALARM 1	3		0		4		432	
ERINNERUNGS-ALARM I	,	<b>'</b> 1	0 bi	s 15	0 b	is 7	1 bis 5	511 Hz
ERINNERUNGS-ALARM 2	3		0		4		343	
	,	<sup>1</sup> 1	0 bi	s 15	0 b	is 7	1 bis 5	511 Hz

\*1 1: GEIGE 2: GITARRE 3: KLAVIER 4: FLÖTE 5: KLARINETTE

6: OBOE 7: TROMPETE 8: ORGEL 9: HORN

10: SYNTHESIZER
11: HARFE
12: VIB RAPHONE
13: BASS
14: BASSGEIGE
15: ELEKTRISCH

4. 2. SUMMER (SUMMTON) 2										
	TON VOLUMEN									
BPM-ALARMTON	14		0							
DE IVI-ALAKIVI I ON	*1		*1		*1		*1 0 b			

\*1 1: GEIGE
2: GITARRE
3: KLAVIER
4: FLÖTE
5: KLARINETTE
6: OBOE
7: TROMPETE
8: ORGEL

9: HORN 10: SYNTHESIZER

11: HARFE 12: VIB RAPHONE 13: BASS

14: BASSGEIGE 15: ELEKTRISCH

4. 3. SUMMER (ERINNERUNGSALARM 1)				
UF-KONTROLLSYSTEM AUS	1			
OF ROWINGEDICIENT NOS	*1			
BLUTPUMPEN TASTE [PUMPE 1] AUS	1			
BEOTICIALEN TROTE (FORTE 1) 100	*1			
BLUTPUMPE 1 DECKEL OFFEN	1			
BEOTICIAL I BECKEE OFFER	*1			
BLUTPUMPEN TASTE [PUMPE 2] AUS	1			
BEOTI CIAL ELVITAGIE (I CIAL E M) 1100	*1			
BLUTPUMPE 2 DECKEL OFFEN	1			
BEOTICINE & BECKEE OFF EN	*1			
BLUTPUMPE 1 FLUSSRATE = 0 mL/min	1			
BEOTI CWILE I FEOSSICATE - 0 IIIE/ IIIIII	*1			
[HEPARINPUMPE] AUS	1			
[ILL FIRM CHI L] 1100	*1			

\*1 0: KEIN ALARMTON

1: AKUSTISCHER ALARM

4. 4. SUMMER (ERINNERUNGSALARM 2)				
HEPARINRATE = 0 mL/h	1			
	*1			
UF-RATE = 0 L/h	*1			
GEWICHTSABNAHME = 0 L	1			
GEWICHTO/IDIAMWE - 0 E	*1			
VERHÄLTNIS BP-RATE ZU UF-RATE ZU GROSS	1 *1			
	1			
BYPASS	*1			
KEIN BLUTSCHLAUCHSYSTEM	1			
REIN BEGISCHENOCHSTOTEM	*1			
SUBSTITUTIONSBEUTEL LEER	1 *1			
	<sup>+</sup> 1			

\*1 0: KEIN ALARMTON

1: AKUSTISCHER ALARM

4. 5. SUMMER (ERINNERUNGSALARM 3)				
KEINE SPRITZE	1			
	*	1		
DIALYSATORKUPPLUNGEN	1			
	*	1		
UF-PAUSE EINGESCHALTET	1			
	*	1		
UF-RATE AUSSERHALB DES ARBEITSBEREICHES	1			
OF WITH RESIDENTIAL DES PROBLETOS DE L'ANGELTOS DE L'ANGEL	*	1		
SUB-RATE AUSSERHALB DES ARBEITSBEREICHES	1			
SOD-RATE AUSSERHALD DES ARDEITSDEREICHES	*	1		
UF-RATE AUSSERHALB DES GRENZBEREICHES	1			
OF-RATE AUSSERHALD DES GRENZDEREICHES	*	1		
SUB-RATE AUSSERHALB DES GRENZBEREICHES	1			
SUD-IVATE AUSSEMIALD DES GRENZDEREICHES	*	1		

\*1 0: KEIN ALARMTON

1: AKUSTISCHER ALARM

4. 6. SUMMER (ERINNERUNGSALARM 4)	
ANSCHLUSSZEIT ÜBERSCHRITTEN	1
ANDOILEOSSELT OBENSOIMITEN	*1
KOCHSALZERKENNUNG	1
	*1
SUB-MENGE AUF 0 mL	1
	*1
TASTE [REINIGUNG START] NICHT GEDRÜCKT	*1
	1
ABHÄNGEZEIT ÜBERSCHRITTEN	*1
	1
BLUTPUMPE 2 FLUSSRATE = 0 mL/min	*1
DI LIMEI LICODAME ZU MEDDIC O	1
BLUTFLUSSRATE ZU NIEDRIG ?	*1

\*1 0: KEIN ALARMTON

1: AKUSTISCHER ALARM

4. 7. SUMMER (ERINNERUNGSALARM 5)		
BPM-ALARMREAKTION (SYSTOLE)	1	
DFM-ALARMICARTION (SISTOLE)	*	1


\*1 0: KEIN ALARMTON

1: AKUSTISCHER ALARM

4. 8. ZEITEINSTELLUNG (SUMMER)		
WIEDERHOLUNGSZEIT	120	
WIEDERTOECTASSELT	0 bis 1	.20 sec
WIEDERHOLUNGSZEIT DES ERINNERUNGSALARMS	180	
WIEDERHOLONGSZEH DES ERINNERUNGSALARINS	0 bis 1800 sec	
TONEINSTELLUNG FÜR START AUTOMATISCHE BPM-MESSUNG	0	
TONEINSTELLUNG FUR START AUTOMATISCHE BYM-MESSUNG	*	1
BPM-ALARMTON EINSTELLUNG (WIEDERHOLUNGSZEIT)	25	
Drivi-ALARIVITOIN EINSTELLUNG (WIEDERHOLUNGSZEIT)	0 bis 60 sec	

<sup>\*1 0:</sup> KEIN ALARMTON

1: AKUSTISCHER ALARM




5. 1. EINSTELLUNG DES BILDSCHIRMSCHONERS			
ANZEIGEZEIT DES BILDSCHIRMS (VOREINSTELLUNG)	10		
ANZEIGEZEIT DES BIEDSCHRWIS (VOREINSTELLUNG)	0 bis 60	0 sec *1	
ANZEIGEZEIT DES BILDSCHIRMS (REINIGUNG)	20		
ANZEIGEZEIT DES DIEDSCHIKMS (KEINIGUNG)	0 bis 60	0 sec *1	
ANZEIGEZEIT DES BILDSCHIRMS (DM-TEST ENDE)	0		
ANZEIGEZEIT DES BIEDSCHIRMS (DWI-TEST ENDE)	0 bis 600 sec *1		
ANZEIGEZEIT DES BILDSCHIRMS (BEHANDLUNG)	0		
ANZEIGEZEIT DES BILDSCHIKNIS (BEHANDLUNG)	0 bis 600 sec *1		
ANZEIGEZEIT DER EINGABETASTEN	10		
ANZEIGEZEIT DER EINGADETASTEN	0 bis 60	0 sec *1	
RÜCKSPRUNG ZUM BETRIEBSBILDSCHIRM	10		
RUCKSPRUNG ZUW DETRIEDSDILDSCHIRW	0 bis 60	0 sec *1	
UMSCHALTZEIT ZUM HAUPTBILDSCHIRM NACH BPM-MESSUNG	0		
UMSCHALIZEIT ZUM HAUFTBILDSCHIRM NACH BEM-MESSUNG	0 bis 6	60 min	

\*1 BEI EINSTELLUNG "0" VERLÖSCHT KEIN ANZEIGE

5. 2. ALARMFENSTER-EINSTELLUNG		
EINSTELLUNG FÜR ALARMFENSTER (AUTO/MANU)	1	
EINSTELLUNG FUR ALARMFENSTER (AUTO/MANU)	*1	
ZEIT FÜR ALARMFENSTER-UNTERDRÜCKUNG	180	
ZEIT FUR ALARWIFENSTER-UNTERDRUCKUNG	0 bis 600 sec	
EINSTELLUNG DER ALARMFENSTER-ANZEIGEZEIT	10	
EINSTELLUNG DER ALARIVIFENSTER-ANZEIGEZEIT	3 bis 180 sec	

- 0: MANUELLS ÖFFNEN DES ALARMFENSTERS1: AUTOMATISCHES ÖFFNEN DES ALARMFENSTERS



6.1. POSITIONEN: PATIENT ANSCHLIESSEN						
	MON	ITOR	TASTEN		BARGRAPH	
POSITION 1	20		0		0	
	*	1	*	2	*	3
POSITION 2	8		5		1	
FOSITION 2	*1		*2		*3	
POSITION 3	6		99		2	
FOSITION 3	*1		*2		*3	
POSITION 4	13		40			
POSITION 4	*	1	*	2		
POSITION 5	9		6			
POSITION 5	*	1	*	2		
GRAFIK-ANZEIGE VERWANDLUNG					0	·
GRAFIK-ANZEIGE VERWANDLUNG					*,	4

- 0: ARTERIELLER DRUCK 1: VENÖSER DRUCK
  - 2: SN DRUCK
  - 3: DIAL. DRUCKDIFFERENZ
  - 4: TMP
  - 5: UF-FAKTOR 6: UF-RATE 7: SOLLGEWICHT 8: ISTABNAHME 9: FLUSSRATE BP1 10: FLUSSRATE BP2
  - 11: BEHANDELTES BLUTVOLUMEN
  - 12: HEPARINRATE 13: GESAMT-LF 14: BICARB-LF
  - 15: DIALYSAT TEMPERATUR 16: DIALYSATFLUSSRATE 17: SUBSTITUTFLUSSRATE
- \*2 0: STÖRUNG AUS 1: BYPASS
  - 2: UF-PAUSE 4: ÜBERBRÜCKUNG 5: BEHANDL-START BEHANDL-ENDE 7: BIC-KAR. MANUELL 11. PROBEN ENTNAHME 12: SUBSTITUTION 15: ISTABNA. LÖSCHEN 16: DIALYSA. FÜLLEN
  - 18: LUFT-DETEKTOR 19: HEPARIN
  - 20: HEPARIN-VORLAUF
  - 23: ISO-UF
  - 24: C-FILTER WECHSEL
- \*3 0: ARTERIELLER DRUCK 1: VENÖSER DRUCK
  - 2: SN- UMSCHALTDRUCK
  - 3: GESAMT-LF 4: BICARB-LF
- \*4 0: FESTEINSTELLUNG

- 18: SOLL-SUBSTITUTION
- 19: IST-SUBSTITUTION
- 20: BEHANDLUNGSZEIT
- 21: BEHANDLUNGSENDE
- 23: DIALYSAT DRUCK
- 24: WASSERDRUCK
- 25: SUBSTIT. WAAGE
- 29: BEHANDLUNGS ABLAUF
- 30: BLUTEINGANGSDRUCK
- 31: DURCHSCHNITT BLUTFLUSS.
- 32: HUB-VOLUMEN
- 33: HEPARIN VOLUMEN
- 35: START ZEIT
- 36: Na
- 37: RÜCKGABE-VOLUMEN
- **42: EFFEKTIVE BLUTFLUSSRATE**
- **43: EFFEKTIVES BLUTVOLUMEN**
- 99: DATEN RÜCKSETZEN
- 25: BIC-KAR. FÜLLEN
- 26: BEHANDL. DATEN
- 28: LF KALIB MESSUNG 29: BEUTEL WECHSEL
- 31: ISTSUBS. LÖSCHEN
- 32: BIC-KAR. ENTLEER.
- 35: BM-TEST
- 36: HEPARIN-BOLUS
- 38: STOPPUHR
- 40: KONTINU. HEPARIN
- 42: PRÄ/POST SUB-SEL
- 43: OHDF DP ANPASS. 44: BIC-KART MIKROSCH
- 45: TMP 0-PUNKT AUS
- 99: DATEN RÜCKSETZEN
- 5: TEMPERATUR
- 6: TMP
- 7: DIALYSATDRUCK
- 8: BLUT-EINGANGSDRUCK
- 99: LÖSCHEN
- 1: VARIABELE EINSTELLUNG

6.2. POSITIONEN: BEHANDLUNG					
	MONITOR	TASTEN	BARGRAPH		
POSITION 1	20	0	0		
FOSITION I	*1	*2	*3		
POSITION 2	8	1	1		
FOSITION 2	*1	*2	*3		
POSITION 3	6	2	2		
FOSITION 3	*1	*2	*3		
POSITION 4	13	40			
POSITION 4	*1	*2			
POSITION 5	9	6			
POSITION 3	*1	*2			
GRAFIK-ANZEIGE VERWANDLUNG			1		
GRAFIK-ANZEIGE VERWANDLUNG			*4		

- 0: ARTERIELLER DRUCK
  - 1: VENÖSER DRUCK
  - 2: SN DRUCK
  - 3: DIAL. DRUCKDIFFERENZ
  - 4: TMP
  - 5: UF-FAKTOR
  - 6: UF-RATE
  - 7: SOLLGEWICHT
  - 8: ISTABNAHME
  - 9: FLUSSRATE BP1 10: FLUSSRATE BP2
  - 11: BEHANDELTES BLUTVOLUMEN
  - 12: HEPARINRATE
  - 13: GESAMT-LF
  - 14: BICARB-LF
  - 15: DIALYSAT TEMPERATUR
  - 16: DIALYSATFLUSSRATE
- 17: SUBSTITUTFLUSSRATE
- \*2 0: STÖRUNG AUS
  - 1: BYPASS
  - 2: UF-PAUSE
  - 4: ÜBERBRÜCKUNG
  - 5: BEHANDL-START
  - 6: BEHANDL-ENDE
  - 7: BIC-KAR. MANUELL 11. PROBEN ENTNAHME
  - 12: SUBSTITUTION
  - 15: ISTABNA. LÖSCHEN
  - 16: DIALYSA. FÜLLEN
  - 18: LUFT-DETEKTOR
  - 19: HEPARIN
  - 20: HEPARIN-VORLAUF
  - 23: ISO-UF
  - 24: C-FILTER WECHSEL
- \*3 0: ARTERIELLER DRUCK
  - 1: VENÖSER DRUCK
  - 2: SN- UMSCHALTDRUCK
  - 3: GESAMT-LF
  - 4: BICARB-LF
- \*4 0: FESTEINSTELLUNG

- 18: SOLL-SUBSTITUTION
- 19: IST-SUBSTITUTION
- 20: BEHANDLUNGSZEIT 21: BEHANDLUNGSENDE
- 23: DIALYSAT DRUCK
- 24: WASSERDRUCK
- 25: SUBSTIT. WAAGE
- 29: BEHANDLUNGS ABLAUF
- 30: BLUTEINGANGSDRUCK
- 31: DURCHSCHNITT BLUTFLUSS.
- 32: HUB-VOLUMEN
- 33: HEPARIN VOLUMEN
- 35: START ZEIT
- 36: Na
- 37: RÜCKGABE-VOLUMEN
- **42: EFFEKTIVE BLUTFLUSSRATE**
- **43: EFFEKTIVES BLUTVOLUMEN**
- 99: DATEN RÜCKSETZEN
- 25: BIC-KAR. FÜLLEN
- 26: BEHANDL. DATEN
- 28: LF KALIB MESSUNG 29: BEUTEL WECHSEL
- 31: ISTSUBS. LÖSCHEN
- 32: BIC-KAR. ENTLEER.
- 35: BM-TEST
- 36: HEPARIN-BOLUS
- 38: STOPPUHR
- 40: KONTINU. HEPARIN
- 42: PRÄ/POST SUB-SEL
- 43: OHDF DP ANPASS.
- 44: BIC-KART MIKROSCH
- 45: TMP 0-PUNKT AUS
- 99: DATEN RÜCKSETZEN
- 5: TEMPERATUR
- 6: TMP
- 7: DIALYSATDRUCK
- 8: BLUT-EINGANGSDRUCK
- 99: LÖSCHEN
- 1: VARIABELE EINSTELLUNG

6.3. POSITIONEN: SN-DP						
	MONITOR	TASTEN	BARGRAPH			
POSITION 1	20	0	0			
POSITION I	*1	*2	*3			
POSITION 2	8	1	1			
POSITION 2	*1	*2	*3			
POSITION 3	6	2	2			
FOSITION 3	*1	*2	*3			
POSITION 4	9	40				
FOSITION 4	*1	*2				
POSITION 5	10	6				
TOSITION 3	*1	*2				
GRAFIK-ANZEIGE VERWANDLUNG			1			
GRAPIK-ANZEIGE VERWANDEUNG			*4			

- 0: ARTERIELLER DRUCK 1: VENÖSER DRUCK
  - 2: SN DRUCK
  - 3: DIAL. DRUCKDIFFERENZ
  - 4: TMP
  - 5: UF-FAKTOR 6: UF-RATE 7: SOLLGEWICHT 8: ISTABNAHME 9: FLUSSRATE BP1 10: FLUSSRATE BP2
  - 11: BEHANDELTES BLUTVOLUMEN
  - 12: HEPARINRATE 13: GESAMT-LF 14: BICARB-LF
  - 15: DIALYSAT TEMPERATUR 16: DIALYSATFLUSSRATE 17: SUBSTITUTFLUSSRATE
- \*2 0: STÖRUNG AUS
  - 1: BYPASS
  - 2: UF-PAUSE 4: ÜBERBRÜCKUNG 5: BEHANDL-START BEHANDL-ENDE 7: BIC-KAR. MANUELL 11. PROBEN ENTNAHME 12: SUBSTITUTION 15: ISTABNA. LÖSCHEN 16: DIALYSA. FÜLLEN 18: LUFT-DETEKTOR
  - 19: HEPARIN
  - 20: HEPARIN-VORLAUF
  - 23: ISO-UF
  - 24: C-FILTER WECHSEL
- \*3 0: ARTERIELLER DRUCK 1: VENÖSER DRUCK
  - 2: SN- UMSCHALTDRUCK
  - 3: GESAMT-LF 4: BICARB-LF
- \*4 0: FESTEINSTELLUNG


- 18: SOLL-SUBSTITUTION
- 19: IST-SUBSTITUTION
- 20: BEHANDLUNGSZEIT
- 21: BEHANDLUNGSENDE
- 23: DIALYSAT DRUCK
- 24: WASSERDRUCK
- 25: SUBSTIT. WAAGE
- 29: BEHANDLUNGS ABLAUF 30: BLUTEINGANGSDRUCK
- 31: DURCHSCHNITT BLUTFLUSS.
- 32: HUB-VOLUMEN
- 33: HEPARIN VOLUMEN
- 35: START ZEIT
- 36: Na
- 37: RÜCKGABE-VOLUMEN
- **42: EFFEKTIVE BLUTFLUSSRATE**
- **43: EFFEKTIVES BLUTVOLUMEN**
- 99: DATEN RÜCKSETZEN
- 25: BIC-KAR. FÜLLEN
- 26: BEHANDL. DATEN
- 28: LF KALIB MESSUNG 29: BEUTEL WECHSEL
- 31: ISTSUBS. LÖSCHEN 32: BIC-KAR. ENTLEER.
- 35: BM-TEST
- 36: HEPARIN-BOLUS
- 38: STOPPUHR
- 40: KONTINU. HEPARIN
- 42: PRÄ/POST SUB-SEL
- 43: OHDF DP ANPASS. 44: BIC-KART MIKROSCH
- 45: TMP 0-PUNKT AUS
- 99: DATEN RÜCKSETZEN
- 5: TEMPERATUR
- 6: TMP
- 7: DIALYSATDRUCK
- 8: BLUT-EINGANGSDRUCK
- 99: LÖSCHEN
- 1: VARIABELE EINSTELLUNG

6.4. POSITIONEN: PATIENT ABHÄNGEN					
	MONITOR	TASTEN	BARGRAPH		
POSITION 1	20	0	0		
FOSITION I	*1	*2	*3		
POSITION 2	8	5	1		
rosition 2	*1	*2	*3		
POSITION 3	6	99	2		
POSITION 3	*1	*2	*3		
POSITION 4	13	4			
POSITION 4	*1	*2			
POSITION 5	9	6			
TOSITION 3	*1	*2			
GRAFIK-ANZEIGE VERWANDLUNG			0		
GRAFIK-ANZEIGE VERWANDLUNG			*4		

- 0: ARTERIELLER DRUCK
  - 1: VENÖSER DRUCK
  - 2: SN DRUCK
  - 3: DIAL. DRUCKDIFFERENZ
  - 4: TMP
  - 5: UF-FAKTOR
  - 6: UF-RATE
  - 7: SOLLGEWICHT
  - 8: ISTABNAHME
  - 9: FLUSSRATE BP1
  - 10: FLUSSRATE BP2
  - 11: BEHANDELTES BLUTVOLUMEN
  - 12: HEPARINRATE
  - 13: GESAMT-LF
  - 14: BICARB-LF
  - 15: DIALYSAT TEMPERATUR
  - 16: DIALYSATFLUSSRATE
- 17: SUBSTITUTFLUSSRATE
- \*2 0: STÖRUNG AUS
  - 1: BYPASS
  - 2: UF-PAUSE
  - 4: ÜBERBRÜCKUNG
  - 5: BEHANDL-START 6: BEHANDL-ENDE
  - 7: BIC-KAR. MANUELL

  - 11. PROBEN ENTNAHME 12: SUBSTITUTION
  - 15: ISTABNA. LÖSCHEN
  - 16: DIALYSA. FÜLLEN
  - 18: LUFT-DETEKTOR
  - 19: HEPARIN
  - 20: HEPARIN-VORLAUF
  - 23: ISO-UF
  - 24: C-FILTER WECHSEL
- \*3 0: ARTERIELLER DRUCK
  - 1: VENÖSER DRUCK
  - 2: SN- UMSCHALTDRUCK
  - 3: GESAMT-LF
  - 4: BICARB-LF
- \*4 0: FESTEINSTELLUNG

- 18: SOLL-SUBSTITUTION
- 19: IST-SUBSTITUTION
- 20: BEHANDLUNGSZEIT 21: BEHANDLUNGSENDE
- 23: DIALYSAT DRUCK
- 24: WASSERDRUCK
- 25: SUBSTIT. WAAGE
- 29: BEHANDLUNGS ABLAUF
- 30: BLUTEINGANGSDRUCK
- 31: DURCHSCHNITT BLUTFLUSS.
- 32: HUB-VOLUMEN
- 33: HEPARIN VOLUMEN
- 35: START ZEIT
- 36: Na
- 37: RÜCKGABE-VOLUMEN
- **42: EFFEKTIVE BLUTFLUSSRATE**
- **43: EFFEKTIVES BLUTVOLUMEN**
- 99: DATEN RÜCKSETZEN
- 25: BIC-KAR. FÜLLEN
- 26: BEHANDL. DATEN
- 28: LF KALIB MESSUNG
- 29: BEUTEL WECHSEL
- 31: ISTSUBS. LÖSCHEN
- 32: BIC-KAR. ENTLEER.
- 35: BM-TEST
- 36: HEPARIN-BOLUS
- 38: STOPPUHR
- 40: KONTINU. HEPARIN
- 42: PRÄ/POST SUB-SEL 43: OHDF DP ANPASS.
- 44: BIC-KART MIKROSCH
- 45: TMP 0-PUNKT AUS
- 99: DATEN RÜCKSETZEN
- 5: TEMPERATUR
- 6: TMP
- 7: DIALYSATDRUCK
- 8: BLUT-EINGANGSDRUCK
- 99: LÖSCHEN
- 1: VARIABELE EINSTELLUNG



		REINIGUNGSPROGRAMM		STOP	-ZEIT
	1			00.00	
SONNTAG	2			00.00	
	3			00.00	
	1			00.00	
MONTAG	2			00.00	
	3			00.00	
	1			00.00	
DIENSTAG	2			00.00	
	3			00.00	
	1			00.00	
MITTWOCH	2			00.00	
	3			00.00	
	1			00.00	
DONNERSTAG	2			00.00	
	3			00.00	
	1			00.00	
FREITAG	2			00.00	
	3			00.00	
	1			00.00	
SAMSTAG	2			00.00	
	3			00.00	
		*1			is 23,59 . Minute

<sup>\*1 0: ----</sup>

<sup>1:</sup> REINIGUNGSPROGRAMM 1

<sup>2:</sup> REINIGUNGSPROGRAMM 2


<sup>3:</sup> REINIGUNGSPROGRAMM 3

<sup>4:</sup> REINIGUNGSPROGRAMM 4

## 8. EINSTELLUNG VON UHRZEIT UND DATUM

UHR (JAHR)		00	
		00 bis 99 Jahr	
LILID (MONATI / TIAC)	1.01		
UHK	UHR (MONAT / TAG)		1 Monat . Tag
UHR	(WOCHENTAG)	0	
UHK	(WOCHENTAG)	*	1
THE (CTUNE / MINITE)	(CTUMDE / MINUTE)	0.00	
UHR	(STUNDE / MINUTE)	0 bis 23,59 Stunde . Minute	

1 0: SONNTAG 1: MONTAG 2: DIENSTAG 3: MITTWOCH 4: DONNERSTAG5: FREITAG6: SAMSTAG



9.1. DRUCKALARM FESTE-GRENZE	HD/ISO-UF			
	GRE	NZE +	GRE	NZE –
VENÖSER DRUCK ALARM (FESTE	300		-50	
ALARMGRENZE)	-200 bis 50	0 mmHg *1	-200 bis 50	0 mmHg *1
ARTERIELLER DRUCK ALARM (FESTE	300		-300	
ALARMGRENZE)	-300 bis 30	0 mmHg *1	-300 bis 30	0 mmHg *1
DIALYSATDRUCK ALARM (FESTE	300		-300	
ALARMGRENZE)	-400 bis 40	0 mmHg *1	-400 bis 40	0 mmHg *1
TMP ALARM (FESTE ALARMGRENZE)	500		-30	
IMP ALARM (FESTE ALARMGRENZE)	-100 bis 50	0 mmHg *1	-100 bis 50	0 mmHg *1
BLUTEINGANGSDRUCK ALARM (FESTE	500		-50	
ALARMGRENZE)	-200 bis 60	0 mmHg *1	-200 bis 60	0 mmHg *1

<sup>\*1 +&</sup>gt;-

9.2. DRUCKALARM FESTE-GRENZE	SN-KK			
	GRE	NZE +	GREN	NZE –
VENÖSER DRUCK ALARM (FESTE	400		10	
ALARMGRENZE)	-200 bis 50	0 mmHg *1	-200 bis 50	0 mmHg *1
ARTERIELLER DRUCK ALARM (FESTE	300		-300	
ALARMGRENZE)	-300 bis 30	0 mmHg *1	-300 bis 30	0 mmHg *1
DIALYSATDRUCK ALARM (FESTE	300		-300	
ALARMGRENZE)	-400 bis 40	0 mmHg *1	-400 bis 40	0 mmHg *1
TMP ALARM (FESTE ALARMGRENZE)	500		-30	
IMF ALARM (FESTE ALARMGRENZE)	-100 bis 50	0 mmHg *1	-100 bis 50	0 mmHg *1
BLUTEINGANGSDRUCK ALARM (FESTE	500		-50	
ALARMGRENZE)	-200 bis 60	0 mmHg *1	-200 bis 60	0 mmHg *1

<sup>\*1 +&</sup>gt;-

9.3. DRUCKALARM FESTE-GRENZE	SN-DP			
	GRE	NZE +	GREN	NZE –
VENÖSER DRUCK ALARM (FESTE	400		-50	
ALARMGRENZE)	-200 bis 50	0 mmHg *1	-200 bis 50	0 mmHg *1
ARTERIELLER DRUCK ALARM (FESTE	300		-300	
ALARMGRENZE)	-300 bis 30	0 mmHg *1	-300 bis 30	0 mmHg *1
DIALYSATDRUCK ALARM (FESTE	300		-300	
ALARMGRENZE)	-400 bis 40	0 mmHg *1	-400 bis 40	0 mmHg *1
TMP ALARM (FESTE ALARMGRENZE)	500		-30	
IMP ALARM (FESTE ALARMGRENZE)	-100 bis 50	0 mmHg *1	-100 bis 50	0 mmHg *1
BLUTEINGANGSDRUCK ALARM (FESTE	500		-50	
ALARMGRENZE)	-200 bis 60	0 mmHg *1	-200 bis 60	0 mmHg *1

\*1 +>-

9.4. ZEIT ZUM SETZEN DER AUTOMA. GRENZEN				
	DN/SN-KK		SN-	-DP
VENÖSER DRUCK ALARM (FESTE	30		30	
ALARMGRENZE)	10 bis	300 sec	10 bis	300 sec
ARTERIELLER DRUCK ALARM (FESTE	30		30	
ALARMGRENZE)	10 bis 300 sec		10 bis 300 sec	
DIALYSATDRUCK ALARM (FESTE	60		60	
ALARMGRENZE)	60 bis 300 sec		60 bis	300 sec
TMP ALARM (FESTE ALARMGRENZE)	120		120	
TWP ALARW (FESTE ALARWGRENZE)	60 bis	300 sec	60 bis	300 sec
BLUTEINGANGSDRUCK ALARM (FESTE	30			
ALARMGRENZE)	10 bis	300 sec		

9.5. GRENZEN(ABLEGEN)/ BP-START N. ALARM		
ÜBERWACHUNG DER BLUTALARME IN DER ABLEGEPHASE	1	
UDERWACHUNG DER BLUTALARME IN DER ABLEGEFRASE  *1		<b>'</b> 1
BP-STARTBEDINGUNG NACH ART/VEN DRUCK-ALARM	1	
DY-STAKTDEDINGUNG NACH ART/ VEN DRUCK-ALARM	*	2


- \*1 0: FESTE GRENZWERT-EINSTELLUNG
- 1: AUTOMATISCHE GRENZWERT-EINSTELLUNG
  0: KEIN AUTOM. START DER BP NACH ART/VEN DRUCKALARM \*2
  - 1: AUTOM. START DER BP NACH ART/VEN DRUCKALARM

## 10. SINGLE-NEEDLE

	SN	-KK	SN	-DP
SN-LAUFZEIT ALARMPUNKT (ARTERIELLE	18		18	
PHASE)		0 bis 60 sec		
SN-LAUFZEIT ALARMPUNKT (VENÖSE	18 18			
PHASE)	0 bis 60 sec			
SN DRUCK ALARMPUNKT +	5	0		
SIV DROCK ALARMIFONKI +	50 bis 100 mmHg			
SN DRUCK ALARMPUNKT -	-50			
SN DRUCK ALARMPUNKI -		-100 bis -	-50 mmHg	

# 11. DIALYSATOR FÜLLEN

ZEIT FÜR DIALYSATOR FÜLLEN	2	
ZEII FUR DIALISATUR FULLEN	1 bis 60 min	
VERZÖGERUNGSZEIT FÜR DIALYSATOR FÜLLEN	30	
VERZUGERUNGSZEIT FÜR DIALYSATÜR FÜLLEN	5 bis 120 sec	



12. 1. AKTION NACH REINIGUNGSENDE		
BETRIEBSMODE NACH PROGRAMM 1	1	
DETRIEDOMODE MICH I ROCKMAN I	*	1
BETRIEBSMODE NACH PROGRAMM 2	1	
DETRIEDSMODE NACII I ROGRAMINI 2	*	1
BETRIEBSMODE NACH PROGRAMM 3	1	
DETRIEDSWODE NACH PROGRAMM 3	*	1
BETRIEBSMODE NACH PROGRAMM 4	1	
DETRIEDSWODE NACH PROGRAWW 4	*	1
BETRIEBSMODE NACH PROGRAMM 5	1	
DETRIEDSWODE NACH PROGRAMM 3	*1	
VOREINSTELLUNG FÜR REINIGUNGSPROGRAMM	1	
VOKEINSTELLUNG FUR REINIGUNGSPROGRAMM	*	2
ZEITEINSTELLUNG BIS DESINFEKTIONSANZEIGE	72	
ZEITEINSTELLUNG DIS DESINFERTIONSANZEIGE	0 bis	99 h

\*1 0: START UP TASTE LEUCHTET

1: AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

\*2 1: PROGRAMM 1 2: PROGRAMM 2

3: PROGRAMM 3


2: AUTOMATISCHER DM-TEST

4: PROGRAMM 4 5: PROGRAMM 5

12. 2. PARAMETER FÜR DESINFEKTION			
FLUSSRATE DER DUPLEXPUMPE WÄHREND HEISSPÜLEN	300		
PLOSSRATE DER DOFLEAF OMFE WATREND HEISSFOLEN	100 bis 800 mL/min		
FLUSSRATE DER DUPLEXPUMPE WÄHREND ABKÜHLSPÜLEN	800		
PLUSSKATE DER DUFLEAFOMFE WATREND ADRUITESFÜLEN	100 bis 800 mL/min		
SOLLTEMPERATUR WÄHREND HEISSSPÜLEN	92.0		
SOLLIEWIPERATUR WARREND REISSSPULEN	85.0 bis 95.0 °C		
ZEITEINSTELLUNG FÜR ABKÜHLSPÜLEN	10		
ZEITEINSTELLUNG FUR ADRUILSPULEN	8 bis	60min	
EINSTELLUNG AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG BEI REINIGUNG	1		
EINSTELLUNG AUTOMATISCHE ADSCHALTUNG BEI REINIGUNG	*1		

\*1 0: START UP TASTE LEUCHTET

1: AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG



SCHEMA DES REINIGUNGSPROGRAMM		GANG	ZEIT
Haifedaninfalstian /Enthallern	Spülen	SPÜLEN	7 bis 999 min
Heißdesinfektion/Entkalkun	Heißwasserzirkulation	HEISSR. (ZITRO.)	20 bis 999 min
g (Zitronansäusa)	Zwangsspülen und	SPÜLEN	12 bis 999 min
Chemische Desinfektion	Spülen	SPÜLEN	7 bis 999 min
(Peressigäure)	Chemikalienumlauf	DESINF. (PERES.)	26 bis 999 min
(reressigaure)	Zwangsspülen	SPÜLEN	12 bis 999 min
	Spülen	SPÜLEN	7 bis 999 min
Heißdesinfektion	Heißwasserzirkulation	HESSRING.	45 bis 999 min
	Abkühlung	SPÜLEN	8 bis 999 min
Spülen	Spülen	SPÜLEN	7 bis 999 min
Chemische Desinfektion	Spülen	SPÜLEN	7 bis 999 min
(Natrium-Hypochloritlösung)	Chemikalienumlauf	CHEM. DESINF.	20 bis 999 min
(Natrium-rrypoemoritosung)	Zwangsspülen	SPÜLEN	15 bis 999 min
Enthalloung	Spülen	SPÜLEN	7 bis 999 min
Entkalkung (Essigäure)	Chemikalienumlauf	ENTKALK. (ESSIG.)	30 bis 999 min
(Essigative)	Zwangsspülen	SPÜLEN	12 bis 999 min
	_	STAUUNG	0 bis 999 min
		WARTE-ZEIT	
			0

	ANSAUG EINSTELLUNG	
Damagaigäyna	51	
Peressigäure	1 bis 100 mL	
Zitronensäuse	66	
	1 bis 100 mL	
Notational Homosphilanitalianus	29	
Natrium-Hypochloritlösung	1 bis 1	00 mL
Fasigärma	48	
Essigäure	1 bis 1	00 mL

## 14. HEPARINPUMPE

INNENDURCHMESSER DER SPRITZE	22.2		
INNENDURCHMESSER DER SPRIIZE	14.0 bis	14.0 bis 24.0 mm	
GRÖSSE DER HEPARINSPRITZE	3		
GROSSE DER HEFARINSFRITZE	*	1	
HEPARIN-RATE FÜR SCHNELLVORLAUF	1500		
HEFARIN-RATE FUR SCHNELLVORLAUF	10 bis 1500 mL/h		
HEPARIN-RATE FÜR BOLUSGABE	1500		
HEPARIN-RATE FUR BULUSGADE	10 bis 1500 mL/h		
STATUSANZEIGE BEI HEPARIN ENDE	0		
STATUSANZEIGE DEI HEFARIN ENDE	*2		
BP-FÖRDERMENGEN FÜR AUTO.BOLUS	30		
BP-MENGE BIS HEPARIN-BOLUS START	0 bis 100 mL		

1: 10mL 2: 20mL 0: KEINE MELDUNG 3: 30mL

1: MELDUNG ERFOLGT

### 15. DIALYSAT TEMPERATUR


DIALYSAT TEMPERATUR ALARMPUNKT +	1.0	
DIALISAT TEMFERATOR ALARMIFONKI +	0.0 bis 5.0 °C	
DIALVOAT TEMPEDATUD ALADMDUNIZT	-1.0	
DIALYSAT TEMPERATUR ALARMPUNKT –	-5.0 bis	s 0.0 °C

### 16. WASSERDRUCK

	0.55	
WASSEREINGANGSDRUCK ZU HOCH		4.001
	0.20 bis	1.00 bar
WASSEREINGANGSDRUCK ZU TIEF	0.15	
WASSEREINGAINGSDRUCK ZU HEF	0 bis 0.20 bar	
EINHEIT FÜR DRUCKANZEIGE	0	
EINHEIT FUR DRUCKANZEIGE	*1	
WASSEREINGANGSDRUCK ZU TIEF [REINIGUNG UND REZIRKULATION]	0.20	
WASSEREINGANGSDROCK ZO HEF [REINIGONG OND REZIRROLATION]	0.00 bis 0.50 bar	
WASSEREINGANGSDRUCK ZU TIEF [SPÜLBETRIEB]	0.10	
WASSEREINGANGSDRUCK ZU HEF [SPULDETRIED]	0.00 bis 0.50 bar	
WASSERDRUCK ZUM ÖFFNEN (VON SV1 IN DESINFEKTION)	0.30	
WASSERDROCK ZOW OFFICEN (VON SVI IN DESINFERTION)	0.00 bis	0.50 bar
WASSERDRUCK ZUM SCHLIESSEN (VON SV1 IN DESINFEKTION)	0.40	
WASSERDRUCK ZUW SCHLIESSEN (VON SVI IN DESINFERHON)	0.10 bis	0.70 bar

\*1 0: bar 1: kPa

2: kgf/cm2




17. 1. RÜCKSTELLEN DES WARTUNGSALARMS 1		
WARTUNGSSET 3000 h	0	7000 l
	0 0 0 0	5000 h
WARTUNGSSET 6000 h 0 bis 65000		
WARTUNGSSET 12000 h	0	7000 l
	0 bis 6	5000 h
BETRIEBSSTUNDEN	0 bis 6	5000 h

17. 2. RÜCKSTELLEN DES WARTUNGSALARMS 2		
DUPLEXPUMPE: VENTILE	0	
DOFLEAF ONIF E. VENTILE	0 bis 65000 h	
DUPLEXPUMPE: DICHTUNGEN	0	
DOFLEAF ONIF E. DICTIONGEN	0 bis 65000 h	
DUPLEXPUMPE: BLOCK	0	
DUPLEARUNIPE: DLUCK	0 bis 65000 h	
CECENDRICKVENTHE (III III I), MEMBRANE	0	
GEGENDRUCKVENTILE (H1,H2,L): MEMBRANE	0 bis 65000 h	
UF-PUMPE: SCHLAUCHANSCHLÜSSE	0	
UF-FUNIFE. SCHLAUCHANSCHLUSSE	0 bis 65000 h	
UF-PUMPE: DICHTUNGEN	0	
OF-PUNIPE: DICHTUNGEN	0 bis 65000 h	
LUETAD COLEIDED IMPE, CLEITDING DICHTUNGEN	0	
LUFTABSCHEIDEPUMPE: GLEITRINGDICHTUNGEN	0 bis 65000 h	

17. 3. RÜCKSTELLEN DES WARTUNGSALARMS 3		
BOOSTERPUMPE: GLEITRINGDICHTUNG	0	
BOOSTERFOMFE. GLEITRINGDICHTONG	0 bis 65000 h	
KONZENTRATPUMPEN (P1/P2): SCHLAUCHANSCHLÜSSE	0	
RONZENTRATI OWIFEN (F1/F2). SCHLAUCHANSCHLUSSE	0 bis 6	5000 h
KONZENTRATPUMPEN (P1/P2): DICHTUNGEN	0	
RONZENTRATI OWIFEN (F1/F2). DICITIONGEN	0 bis 65000 h	
GEGENDRUCKVENTILE (H-C1,H-C2): MEMBRANEN	0	
GEGENDRUCKVENTILE (II-C1,II-C2). WEWIDKANEN	0 bis 65000 h	
KONZENTRATLEITUNGSFILTER (FL61.FL62): FILTER	0	
RONZENTRATEETTONGSPILTER (FLOT, FLOZ). FILTER	0 bis 65000 h	
DIALYSATFILTER: FILTER	0	
DIALISATFILIER. FILTER	0 bis 65000 h	
TESTLEITUNGSFILTER(FL42): FILTER	0	
TESTLETTONGSFILTER(FL42). FILTER	0 bis 65000 h	

17. 4. RÜCKSTELLEN DES WARTUNGSALARMS 4	
DESINFEKTIONSLEITUNGSFILTER (FL21,FL22): FILTER	0
DESINFERTIONSLETTONGSFILTER (FL21,FL22). FILTER	0 bis 65000 h
DIALYSAT-PARTIKELFILTER (FL1): FILTER	0
DIALISAT-FARTIKELFILTER (FLI). FILTER	0 bis 65000 h
FIC-KARTUSCHENLEITUNGSFILTER (FL44): FILTER	0
DIC-KARTUSCHENLEHUNGSFILTER (FL44). FILTER	0 bis 65000 h
BM DRUCKAUFNEHMER: FILTER	0
DIVI DRUCKAUFNERIVIER. FILTER	0 bis 65000 h
SPIEGELHEBER-PUMPE: PUMPENSEGMENT	0
SPIEGELHEDER-FUMPE, PUMPENSEGMENT	0 bis 65000 h
CDIECELLIEDED DUMBE, EU TED	0
SPIEGELHEBER-PUMPE: FILTER	0 bis 65000 h

17. 5. RÜCKSTELLEN DES WARTUNGSALARMS 5		
LUFTFILTER NETZTEIL: FILTERMATTE	0	
LOTTFILLER NEIZTEIL. FILTERWATTE	0 bis 65000 h	



18. 1. EINSTELLEN DES WARTUNGSALARMS 1		
WARTUNGSSET 3000 h	0	
WARTUNGSSET 5000 II	0 bis 65000 h *1	
WARTUNGSSET 6000 h	0	
WARTUNGSSET 0000 II	0 bis 65000 h *1	
WARTUNGSSET 12000 h	0	
0 bis 65000 h *:		000 h *1

<sup>\*1</sup> BEI EINSTELLUNG "0" ERTÖNT KEIN ALARM

18. 2. EINSTELLEN DES WARTUNGSALARMS 2		
DUPLEXPUMPE: VENTILE	0	
DOFLEXI OWIFE. VENTILE	0 bis 65000 h *1	
DUPLEXPUMPE: DICHTUNGEN	0	
DOFLEXFORME. DICTIONGEN	0 bis 65000 h	
DUPLEXPUMPE: BLOCK	0	
DUFLEAF UNIF E. BLOCK	0 bis 65000 h	
GEGENDRUCKVENTILE (H1,H2,L): MEMBRANE	0	
GEGENDRUCKVENTILE (III,II2,L). WEWDRANE	0 bis 65000 h	
UF-PUMPE: SCHLAUCHANSCHLÜSSE	0	
OF-FORFE. SCHLAUCHANSCHLUSSE	0 bis 65000 h	
UF-PUMPE: DICHTUNGEN	0	
OF-POWIFE, DICTIONGEN	0 bis 65000 h	
LUFTABSCHEIDEPUMPE: GLEITRINGDICHTUNGEN	0	
LUFTADSCHEIDEFUNIFE: GLEITMINGDICHTUNGEN	0 bis 65000 h	

<sup>\*1</sup> BEI EINSTELLUNG "0" ERTÖNT KEIN ALARM

18. 3. EINSTELLEN DES WARTUNGSALARMS 3			
BOOSTERPUMPE: GLEITRINGDICHTUNG	0		
BOOSTERPOWIPE, GLEITRINGDICHTUNG	0 bis 6	5000 h	
KONZENTRATPUMPEN (P1/P2): SCHLAUCHANSCHLÜSSE	0		
RONZENTRATI OWIF EN (F1/F2). SCHLAUCHANSCHLOSSE	0 bis 6	5000 h	
KONZENTRATPUMPEN (P1/P2): DICHTUNGEN	0		
RONZENTRATI OMF EN (F1/F2). DICTITONGEN	0 bis 6	0 bis 65000 h	
GEGENDRUCKVENTILE (H-C1,H-C2): MEMBRANEN	0		
GEGENDRUCKVENTILE (II-C1,II-C2). MEMDRANEN	0 bis 65000 h		
KONZENTRATLEITUNGSFILTER (FL61,FL62): FILTER	0		
RONZENTRAILEITONGSFILTER (FLOT, FLOZ). FILTER	0 bis 65000 h		
DIALYSATFILTER: FILTER	0		
DIALISATPILIER, PILIER	0 bis 65000 h		
TESTLEITUNGSFILTER(FL42): FILTER	0		
TESTEETIUNGSPIETEM(PE42). PIETEM	0 bis 6	0 bis 65000 h	


<sup>\*1</sup> BEI EINSTELLUNG "0" ERTÖNT KEIN ALARM

18. 4. EINSTELLEN DES WARTUNGSALARMS 4		
DESINFEKTIONSLEITUNGSFILTER (FL21,FL22): FILTER	0	
, , ,	0 bis 65000 h	
DIALYSAT-PARTIKELFILTER (FL1): FILTER	0 bis 65000 h	
BIC-KARTUSCHENLEITUNGSFILTER (FL44): FILTER	0	
BIC-RARI OSCHENLEH UNGSPILTER (FL44). FILTER	0 bis 65000 h	
BM DRUCKAUFNEHMER: FILTER	0	
BIN BIVOOM OF THE BIN	0 bis 65000 h	
SPIEGELHEBER-PUMPE: PUMPENSEGMENT	0	
SI IEGELIEBER-I OWI E. I OWI ENSEGMENT	0 bis 65000 h	
SPIEGELHEBER-PUMPE: FILTER	0	
STIEGELIEDER-TUMFE, PILIER	0 bis 6	5000 h

<sup>\*1</sup> BEI EINSTELLUNG "0" ERTÖNT KEIN ALARM

18. 5. EINSTELLEN DES WARTUNGSALARMS 5		
LUFTFILTER NETZTEIL: FILTERMATTE	0	
LUFIFILIER NEIZIEIL. FILIERMATTE	0 bis 65000 h	

<sup>\*1</sup> BEI EINSTELLUNG "0" ERTÖNT KEIN ALARM



19. 1. SUBSTITUTION		
EINSTELLUNG DER SUB-RATEN-BERECHNUNG AUTOMATISCHE	1	
NEUBERECHNUNG DER SUB-RATE	*	1
BETRIEBSMODUS DER BLUTPUMPE 2 NACH SUBSTITUTIONS-ENDE	0	
BETRIEBSMODOS DER BLUTFOMFE & NACH SOBSTITUTIONS-ENDE	*	2
GEWICHTSEINSTELLUNG FÜR SUBSTITUTIONSBEUTEL LEER	200	
GEWICHTSEINSTELLUNG FOR SUBSTITUTIONSDEUTEL LEER	0 bis 1000 g	
FREIGABE BEI ÜBERSCHREITUNG DER SUBSTITUTIONSRATE	10	
	1 bis 100 %	
VERHÄLTNIS SUB-/BP-RATE BEI OHDF MAX-VERHÄLTNIS BEI	100	
PRÄDILUTION	0 bis	100 %
VERHÄLTNIS SUB-/BP-RATE BEI OHDF MAX-VERHÄLTNIS BEI	40	
POSTDILUTION	0 bis	50 %
SN-KLICK-KLACK-BEHANDLUNG BEI HDF/HF/OHF/OHDF-MODE	0	
SW-KLICK-KLACK-DEHANDLONG DEI HDF/HF/OHF/OHDF-MODE	*	3

1: WIEDERHOLUNG 1: LAUF 0: KEINE WIEDERHOLUNG

\*2 0: STOPP \*3 0: NICHT MÖGLICH 1: MÖGLICH

19. 2. ZEIT-/ UF-RATEN BERECHNUNG		
BERECHNUNG DER BEHANDLUNGSZEIT: BEHANDLUNGSZEIT LÄUFT	0	
WEITER IM BYPASS	*	<b>1</b>
BERECHNUNG DER BEHANDLUNGSZEIT: BEHANDLUNGSZEIT LÄUFT	0	
WEITER IN UF-PAUSE	*	1
BEDINGUNG DER UF-PUMPE NACH UF-ENDE	0	
BEDINGONG DER OF TOWN E NACH OF ENDE	*2	
EINSTELLUNG DER UF-RATE FÜR UF-PAUSE	0.10	
	0 bis 2.00 L/h	
EINSTELLUNG DES VERHÄLTNISSES VON UF-RATE / BP-RATE +	30	
ALARMPUNKT	0 bis	100 %
EINSTELLUNG DER UF-RATEN BERECHNUNG (AUTOMATISCHE	1	
NEUBERECHNUNG)	*3	
FREIGABE BEI ÜBERSCHREITUNG DER UF-RATE	10	
TREIGNEE DEL COLINEITONG DER OF-RATE	1 bis	100 %


\*1 0: NEIN

1: JA 1: LAUF WEITER 1: WIEDERHOLUNG \*2 0: UF-PAUSE \*3 0: KEINE WIEDERHOLUNG

19. 3. SPANNUNG UF-PUMPE		
ALARMPUNKTEINSTELLUNG FÜR UF-PUMPENÜBERWACHUNG	1.500	
ALAKWIPUNKIEINSIELLUNG FUR UF-PUWIPENUDERWACHUNG	1.000 bis 3.000 V	

19. 4. BOLUS-SUBSTITUTION		
SUBSTITUTIONS VOLUMEN ANFANGSWERT SUBSTITUTIONS FLUSSRATE ANFANGSWERT	100	
	0 bis 1000 mL/min	
	100	
	0 bis 500 mL/min	

# 7.4. Einstelltabelle im Technikermodus



## 1. PASSWORT / FABRIKATIONS-NR.

1.1 PASSWORTEINGABE (TECHNIKER)	44	
1.1 FASSWORTEINGADE (TECHNIKER)	0 bis 99999	
1.0 DACCHIODTEINICADE (ANUMENDED)	10	
1.2 PASSWORTEINGABE (ANWENDER)	0 bis 99999	
1.3 SERIEN-NUMMER	B0000001	
1.3 SERIEN-NUMMER	XXXXXXXX	
1.4 IP ADRESSE	192.168.10.101	
1.4 IF ADRESSE	XXX.XXX.XXX	

## 2. TEMPERATUR VOREINSTELLUNG

2. 1 TEMP.VOREINSTELLUNG (NULLPUNKT) 30°C		
2. I TEMP. VOREINSTELLUNG (NULLPUNKT) 50 C	29.83 bis 30.03 °C	
2. 2 TEMP.VOREINSTELLUNG (STEILHEIT) 45°C		
2. 2 TEMF. VOKEINSTELLONG (STEILHEIT) 45 C	45.1 bis 45.3 °C	
2. 3 TEMP.VOREINSTELLUNG (NULLPUNKT) 70°C	-	
2. 3 TEMP. VOKEINSTELLONG (NOLLFONKI) 70 C	69.68 bis 70.68 °C	
2. 4 TEMP.VOREINSTELLUNG (STEILHEIT) 95°C		
2. 4 TEMP. VOREINSTELLONG (STEILHEIT) 95 C	94.7 bis 95.7 °C	

### 3. DRUCKAUFNEHMER WASSERTEIL

	<b>T</b>	,
3. 1 DIALYSATDRUCKAUFNEHMER 1 (NULLPUNKT)	-500	
	-600 bis 0 mmHg	
2 2 DIALVCATDDLICVALIENCILMED 1 (CTCILLICIT)	500	
3. 2 DIALYSATDRUCKAUFNEHMER 1 (STEILHEIT)	300 bis 600 mmHg	
2 2 DIALVCATDDIICVALIENELIMED 2 (NIII LINVT)	-500	
3. 3 DIALYSATDRUCKAUFNEHMER 2 (NULLUNKT)	-600 bis 0 mmHg	
3. 4 DIALYSATDRUCKAUFNEHMER 2 (STEILHEIT)	500	
3. 4 DIALISATURUCKAUFNEHWIER 2 (STEILHEIT)	300 bis 600 mmHg	
3. 5 WASSERDRUCKAUFNEHMER (NULLUNKT)	0	
3. 5 WASSERDRUCKAUFNEHWIER (NULLUNKI)	-100 bis 100 mmHg	
3. 6 WASSERDRUCKAUFNEHMER (STEILHEIT)	400	
3. 6 WASSERDRUCKAUFNEHMER (STEILHEIT)	300 bis 5	00 mmHg


## 4. LF-MESSZELLEN (ZELLKONSTANTE)


4. 1 BICARB-LF/ZELLE 1 (KONSTANTE)	7.000	
4. I BICARD-LF/ZELLE I (RONSTANIE)	5.000 bis 9.999	
4. 2 BICARB-LF/ZELLE 1 (KOMPENSATION)	0.000	
4. 2 BICARD-LF/ZELLE I (ROWFENSATION)	-1.000 bis 1.000	
A O DICADD LE /ZELLE 1 /TEMPEDATUD)	2.20	
4. 3 BICARB-LF/ZELLE 1 (TEMPERATUR)	0 bis 2.99	
4. 4 BICARB-LF/ZELLE 2 (KONSTANTE)	7.000	
4. 4 DICARD-LF/ZELLE & (RONSTANTE)	5.000 bis 9.999	
4. 5 BICARB-LF/ZELLE 2 (KOMPENSATION)	0.000	
4. 5 BICARD-LF/ZELLE & (ROWF ENSATION)	-1.000 bis 1.000	
4. 6 BICARB-LF/ZELLE 2 (TEMPERATUR)	2.20	
4. U DICARD-LI'/ ZELLE & (TEMPERATUR)	0 bis 2.99	

4. 7 GESAMT-LF/ZELLE 3 (KONSTANTE)	7.000
4. / GESAWII-LF/ZELLE 3 (KONSTANTE)	5.000 bis 9.999
4. 8 GESAMT-LF/ZELLE 3 (KOMPENSATION)	0.000
4. 6 GESAWII-LF/ZELLE 3 (ROWIFENSATION)	-1.000 bis 1.000
4. 9 GESAMT-LF/ZELLE 3 (TEMPERATUR)	2.05
4. 9 GESAWII-LF/ZELLE 3 (IEWFERATUR)	0 bis 2.99
4. 10 GESAMT-LF/ZELLE 4 (KONSTANTE)	7.000
4. 10 GESAWIT-EF/ZELLE 4 (KONSTAWIE)	5.000 bis 9.999
4. 11 GESAMT-LF/ZELLE 4 (KOMPENSATION)	0.000
4. 11 GESAWIT-LF/ZELLE 4 (ROWFENSATION)	-1.000 bis 1.000
4. 12 GESAMT-LF/ZELLE 4 (TEMPERATUR)	2.05
4. 12 GESAWIT-EF/ZELLE 4 (TEMPERATUR)	0 bis 2.99

## 5. DRUCKREDUZIER- / RÜCKDRUCKVENTILE

5. 1 DRUCKREDUZIERVENTIL (WASSEREINGANG)	0.45 bis 0.5 bar	
3. I DRUCKREDUZIERVENTIL (WASSEREINGANG)	45 bis 50 kPa	
	0.45 bis 0.5 kgf/cm2	
5. 2 RÜCKDRUCKVENTIL (H1,H2)		
	0.8 bis 0.85 bar	
	80 bis 85 kPa	
	0.8 bis 0.85 kgf/cm2	
5. 3 RÜCKDRUCKVENTIL (L)		
	0.4 bis 0.45 bar	
	40 bis 45 kPa	
	0.4 bis 0.45 kgf/cm2	





### 6. UF-PUMPE / DUPLEXPUMPE

6. 1 UF-PUMPE (HUBVOLUMEN)	0.776	
0. 1 UF-FUMPE (HUDVOLUMEN)	0.740 bis 0.803 mL /stroke	
6. 2 DIALYSATFLUSSRATE (MESSWERT)	500	
0. 2 DIALISATELUSSKATE (MESSWERT)	300 bis 700 mL/min	
A A DIALVOATELLICODATE (CDUNDMEDT)		
6. 3 DIALYSATFLUSSRATE (GRUNDWERT)		

### 7. LF- UND TEMPERATUR EINSTELLUNG

7. 1 LF-MESSZELLEN (NULLPUNKT)	3.00	
7. I LF-WESSZELLEN (NULLFUNKI)	00.00 bis 30.00 mS/cm	
7. 2 LF-MESSZELLEN (STEILHEIT)	14.00	
7. & EF-WESSZELLEN (STEILHEIT)	00.00 bis 30.00 mS/cm	
	850	
7. 3 LF-MESSZELLEN (ÜBERPRÜFEN)	0 bis 1500	
C 4 MENTRED AMILIA DECISION (MILIA MILIA)	37.0	
7. 4 TEMPERATUR-REGELUNG (TH3,TH4)	34.0 bis 40.0 °C	

7. 5 LF-ANZEIGE UMSCHALTEN (mS)/(mmol/L)	0	
7. 5 EF-ANZEIGE ONISCHALTEN (IIIS)/ (IIIIIIOI/ E)	*1	
7. 6 LF-WERT IN mS/cm (NULLPUNKT)	13.9	
7. 0 LP-WERT IN HIS/CHI (NOLLFONKI)	10.0 bis 20.00 mS/cm	
7. 7 LF-WERT IN mmol/L (NULLPUNKT)	135	
	100 bis 200 mmol/L	
	19.2	
7. 8 LF-WERT IN mS/cm (STEILHEIT)	10.0 bis 20.00 mS/cm	
G O LE MEDELLI LA (ORDEN MEDIE)	190	
7. 9 LF-WERT IN mmol/L (STEILHEIT)	100 bis 200 mmol/L	

#### \*1 0: KEINE ANZEIGE 1: ANZEIGE

## 8. LEITFÄHIGKEIT / KONZENTRATABGLEICH

8. 1 LEITFÄHIG. (KONZ 1)	BETRIEB
o. Telitramo. (Noive i)	*1
8. 2 LEITFÄHIG. (KONZ 2)	BETRIEB
ο. ε LEITFAIRG. (RONZ ε)	*1
8. 3 LEITFÄHIG. (KONZ 3)	BETRIEB
	*1
8. 4 LEITFÄHIG. (KONZ 4)	BETRIEB
6. 4 LETTAING. (RONZ 4)	*1
O E LEITEÄLIC (VONZ E)	BETRIEB
8. 5 LEITFÄHIG. (KONZ 5)	*1

<sup>\*1</sup> BETRIEB KEIN BETR.

## 9. BLUTLECKDETEKTOR

9. 1 BLUTLECKDETEKTOR (G-SPAN./R-SPAN.)			
9. I DEUTLECKDETERIOR (G-SFAN./ R-SFAN.)	2.00 bis 4.00 V		
9. 2 BLUTLECKDETEKTOR TEST (ALARMPUNKT)	90.0 0.0 bis 99.9		90.0
9. 2 DEUTLECADETERIOR TEST (ALARMIPUNAT)			
	2.0		
9. 3 BLUTLECKDETEKTOR (EMPFINDLICHKEIT)	0.0 bis 9.9		

### 10. HARDWARE-UNTERBRECHER

10. 1 HARDWARE-UNTERBRECHER TEMPERATUR			
10. I HARDWAKE-UNTERBRECHER TEMPERATUR	HARDWARE-UNTERBRECHER TEMPERATUR  42 bis 42.5		
10. 2 HARDWARE-UNTERBREC.(LF-OBERE GREN.)	-1.20 bis	−1.20 bis −1.10 V	
	19.8 bis 20.2 mS/cm		
10. 3 HARDWARE-UNTERBREC.(LF-UNTER.GREN.)	-1.20 bis -1.10 V		
11.4 bis 11.8		1.8 mS/cm	

## 11. DRUCKAUFNEHMER BLUTTEIL

11. 1 ARTERIELLER DRUCKAUFNEHMER (NULL)	-300		
11. I AKTEMELLER DROCKAOFNEHMER (NOLE)	-350 bis -	−350 bis −250 mmHg	
11. 2 ARTERIELLER DRUCKAUFNEHMER (STEILH)	-150		
11. 2 AKTEMELEEK DIOCKAOFNEHWER (STEILH)	-200 bis -	100 mmHg	
11. 3 VEN./SPIEGEL.DRUCKAUFNEHMER (NULL)	0		
11. 5 VEN./ SPIEGEL.DROCKAUFNEIIWER (NOLL)	0 m	mHg	
11. 4 VEN./SPIEGEL.DRUCKAUFNEHMER (STEILH)	500		
11. 4 VEN./ SI TEGEL: DIOCKAUTVETHVIER (STEILII)	450 bis 550 mmHg		
11. 5 BLUTEINGANGSDRUCKAUFNEHMER (NULL)	0		
11. 5 DEUTEINGANGSDRUCKAUFNEHMER (NULL)	0 mmHg		
11. 6 BLUTEINGANGSDRUCKAUFNEHMER (STEILH)	500		
11. 0 BLUTEINGANGSDRUCKAUFNERIMER (STEILR)	450 bis 550 mmHg		
11. 7 SN-DRUCKAUFNEHMER (NULL)	0		
	0 mmHg		
11. 8 SN-DRUCKAUFNEHMER (STEILH)	400		
11. 6 SN-DRUCKAUFNERIVIER (STEILH)	350 bis 4	50 mmHg	

11. 9 BLUT-/NaCL-ERKENNUNG (STEILHEIT)		
	3.5 bis 4.0 V	
11.10 BLUT-/NaCL-ERKENNUNG (UMSCHALTPKT)	0.9	
	0.5 bis 2.5 V	
11.11 HDF-WAAGE (NULLPUNKT)	0	
	0 kg	
11.12 HDF-WAAGE (STEILHEIT)	10.000	
11.12 HDF-WAAGE (STEILHEIT)	5.000 bis 15.000 kg	

### 12. BLUTPUMPENABGLEICH

12. 1 FÖRDERVOLUMEN DER ART.BP (ID 8.0)	200	
	161 bis 229 mL	
12. 2 FÖRDERVOLUMEN DER ART.BP (ID 6.6)	160	
	130 bis 181 mL	
10. 0 FÖDDEDVOLUMEN DED VEN DD (ID 0.0)	200	
12. 3 FÖRDERVOLUMEN DER VEN.BP (ID 8.0)	161 bis 229 mL	
10. A EÖDDEDVOLUMEN DED VEN DD (ID.0.0)	160	
12. 4 FÖRDERVOLUMEN DER VEN.BP (ID 6.6)	130 bis	181 mL

### 13. FUNKTIONSPRÜFUNG (FLUSSDIAGRAMM)

13. 1 FLUSSDIAGRAMM FUNKTIONSPRÜFUNG	
13. 1 FLUSSDIAGRAMM FUNKTIONSPRUFUNG	
13. 2 SCHLAUCHKLEMMEN FUNKTIONSPRÜFUNG	
	<u></u>
13. 3 (CP1-/ CP2-PUMPE) FUNKTIONSPRÜFUNG	
13. 4 PERSONAL-RUFBUCHSE FUNKTIONSPRÜFUNG	
13. 5 LUFTDETEKTOR FUNKTIONSPRÜFUNG	
13. 6 BEUTEL LEER SENSOR FUNKTIONSPRÜFUNG	
13. 7 BLUTPUMPEN FUNKTIONSPRÜFUNG	
40. O ENTRE PEDING DED HVDDALILIK	
13. 8 ENTLEERUNG DER HYDRAULIK	

12	13. 9 MIKROSCHALTER TEST	
13.	. 9 MIKKOSCHALTER TEST	

## 14. SPÜLFLUSS FÜR UF-/ BIC-/ KONZENTRAT-PUMPEN

14. 1 SPÜLFLUSS UF-PUMPE (RATE)	1.20	
	1.00 bis 4.00 L/h	
14. 2 SPÜLFLUSS KONZENTRATPUMPE P2 (RATE)	2.50	
	1.00 bis 4.00 L/h	
AAA O CDÜN EN NOO MONGENIED AEDINADE DA (DAEE)	2.50	
14. 3 SPÜLFLUSS KONZENTRATPUMPE P1 (RATE)	1.00 bis 4.00 L/h	

### 15. TESTSPANNUNG FÜR AKKU

15. 1 BATTERIE TESTSPANNUNG	21.0	
13. I DATTEME TESTSFAINIONG	20.5 bis	s 25.0 V

## 16. TESTWERTE FÜR DM-TEST

16. 1 DIA. DRUCKAUFNEHMER TEST (OFFSET)	0		
	-400 bis	-400 bis 400 mmHg	
16. 2 DIA. DRUCKAUFNEHMER TEST (ALARMPUNKT)	20		
10. 2 DIA. DROCKAOFNEHIWIER TEST (ALARWIFONKT)	5 bis 10	0 mmHg	
16. 3 DIA. DRUCKAUFNEHMER NULL (ALARMPUNKT)	100		
10. 3 DIA. DRUCKAUFNEHWIER NULL (ALARWIPUNKI)	50 bis 20	00 mmHg	
10 4 DIA DDIICKALIENEUMED CTEUU (ALADAD)	-200		
16. 4 DIA. DRUCKAUFNEHMER STEILH. (ALARMP.)	-400 bis -	−400 bis −100 mmHg	
10 F MACNETURNETH CMF TECT (ALADMINIME)	-100		
16. 5 MAGNETVENTIL SV5 TEST (ALARMPUNKT)	-200 bis -	−200 bis −50 mmHg	
10 OMACNIETVENTU CVA O TECT (ALADADIMIZ)	-100		
16. 6 MAGNETVENTIL SV4,6 TEST (ALARMPUNKT)	-200 bis -	-50 mmHg	
10. C DVDACC MACNICIPATENTI E DECIE (ALADADA)	200		
16. 7 BYPASS-MAGNETVENTILE TEST (ALARMP.)	50 bis 40	00 mmHg	
16. 8 WASSERDRUCKAUFNEHMER (NULL) TEST	100		
	50 bis 20	50 bis 200 mmHg	

16. 9 WASSERDRUCKAUFNEHMER (STEILH) TEST	200		
	100 bis 4	100 bis 400 mmHg	
16.10 HYDRAULIK LECKTEST NEGATIV (ZEIT)	10		
10.10 HIDRACLIK LECKIESI NEGATIV (ZEII)	10 bis	600 sec	
16.11 HYDRAULIK LECKTEST NEGATIV (ABSOL)	-100		
10.11 IIIDRAOLIR LECKIESI NEGATIV (ADSOL)	-400 bis	-50 mmHg	
10.10 INDDALILIK I ECKTECT NECATIN (DELAT)	20		
16.12 HYDRAULIK LECKTEST NEGATIV (RELAT)	1 bis 10	1 bis 100 mmHg	
16.13 WÄRMETAUSCHER LECKTEST (ZEIT)	10		
10.13 WARMETAUSCHER LECKTEST (ZEIT)	10 bis 600 sec		
16.14 WÄRMETAUSCHER LECKTEST (ALARMP)	20		
10.14 WARNIETAUSCHER LECKTEST (ALARMIY)	1 bis 10	0 mmHg	
16.15 HYDRAULIK LECKTEST POSIT. (ZEIT)	10		
10.13 HIDRAULIK LECKIESI FOSH. (ZEH)	10 bis 5	0 mmHg	
10.10 HVDDALILIK LEGVTEGT DOGIT (ADGOL)	200		
16.16 HYDRAULIK LECKTEST POSIT. (ABSOL)	50 bis 40	50 bis 400 mmHg	

16.17 HYDRAULIK LECKTEST POSIT. (RELAT)	50		
10.17 HIDRAULIK LECKIESI POSII. (KELAI)	1 bis 10	1 bis 100 mmHg	
	4		
16.18 UF-PUMPENTEST (UF-RATE)	0.50 bis	0.50 bis 4.00 L/h	
16.19 UF-PUMPENTEST (ALARMPUNKT)	-200		
10.19 OF-FORFENTEST (ALARMIFONKT)	-400 bis -	-50 mmHg	
16.20 UF-PUMPE ABSCHALT TEST (ALARMPUNKT)	-100		
10.20 OF-PUNITE ADSCHALT TEST (ALARMIPUNKT)	-400 bis -50 mmHg		
16.21 MAGNETVENTIL SV41 TEST (ALARMPUNKT)	100		
10.21 MAGNETVENTIL SV41 TEST (ALARMPUNKT)	50 bis 400 mmHg		
10.00 DIALVCATELLTEDTECT ALADM /ZEIT\	20		
16.22 DIALYSATFILTERTEST ALARM (ZEIT)	10 bis 600 sec		
16.23 DIALYSATFILTERTEST ALARM (ABSOL)	-150		
	-400 bis -	-50 mmHg	
10 04 DIALVCATELLTEDTECT ALADA (DELAT)	100		
16.24 DIALYSATFILTERTEST ALARM (RELAT)	10 bis 40	00 mmHg	

16.25 DIA. FILTER-LECK TEST (ENTLEEREN)		40		
		10 bis 100 sec		
16.26 DIA. FILTER-LECK TEST (BOOSTPUMPE)		1100		
		1000 bis 2600 rpm		
16.27 VENTILSPANNUNG TESTPUNKT GESCHL	OF.	400		
10.27 VENTILSPANNUNG TESTPUNKT GESCHL	us.	100 bis	100 bis 1000 mV	
16.28 VENTILSPANNUNG TESTPUNKT GEÖFFN	E.T.	4000		
10.28 VENTILSPANNUNG TESTPUNKT GEOFFN.	E1	1000 bis 5000 mV		
40 00 LUCTAPELLID (ZEIE)		40		
16.29 LUFTABFUHR (ZEIT)		10 bis 300 sec		
16.30 STABILISIERUNGSZEIT BIS BALANTES		10		
		5 bis 20 strokes		
16.31 ANZAHL DER MESSHÜBE BEI BALANTE	es.	15		
16.31 ANZAHL DER MESSHUBE BEI BALAN1ES		15 bis 45 strokes		
	CF WURDE NICHT	80		
	ERMITTELT	80		
16.32 BALANCE-TEST (ALARMPUNKT)	CF WURDE	55		
	ERMITTELT	33		
		0 bis 40	0 mmHg	

16.33 TEMPERATUR-KONTROLLTEST (ALARMP.)	1.5
	0.0 bis 5.0 °C
16.34 BOOSTERPUMPENDREHZAHL-EINSTELLUNG	1300
	1000 bis 2500 rpm
16.35 HEIZUNGSRELAIS ABSCHALTTEST 1 ZEIT	5
10.55 REIZUNGSRELAIS ADSCRALITEST I ZEIT	1 bis 10 min
16.36 HEIZUNGSRELAIS ABSCHALTTEST 2 ZEIT	2
10.50 REIZUNGSRELAIS ADSCRALITEST & ZEIT	1 bis 20 min

### 17. OPTIONSEINSTELLUNG

17. 1 SINGLE NEEDLE DOPPELPUMPE	
17. 2 HF/HDF	
17. 3 OHF/OHDF	
17. 4 DIALYSATFILTER	
17. 5 SPIEGELHEBER-PUMPE	
17. 6 10 mL-SPRITZE	
17. 7 BPM	
17. 8 AFBF	
	<del></del>

17. 9 BVM BLUTVOLUMENMESSUNG	
17. 5 DVW DECT VOLCIMENMESSCING	
17.10 OCM CLEARANCE MONITOR	
17.11 1KW HEIZUNG	

17.12 BIC-KARTUSCHE	
17.13 INTEGRIERTER ANSAUGSTAB BIC	
17.14 ZKV ANSCHLUSS SÄURE A1	
17.15 ZKV ANSCHLUSS SÄURE A2	
17.16 INTEGRIERTER ANSAUGSTAB SÄURE	

### 18. COMPUTER KOMMUNIKATION

18. 1 COMPUTER KOMMUNIKATION START		
16. I COMPUTER ROMINIONIRATION START		
18. 2 COMPUTER KOMMUNIKATION ENDE		

# 19. BPM PRÜFUNG

19. 1 DICHTIGKEITSTEST		
19. 2 DRUCKTEST	I	<del></del>
19. 3 BPM HANDTASTER FUNKTIONSPRÜFUNG		
19. 3 DI M HANDIASIER FUNKTIONSI ROPUNG		<del></del>

Inhaltsverzeichnis	8. Stromlaufpläne
IIIIailsveizeiciiiis	o. ou official authorise

Abschi	nitt	Seite
8.1.	Übersicht (Allgemein)	8-2

## 8.1. Übersicht (Allgemein)

