

Service Instructions

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Inspektionsdienst-Mitteilung

11.87 Lenke No.1

Incubator 8000 service strategy

Service at customers by Inspection Service engineer: - Checking of unit in accordance with Test Card and fault list
- Replacement of assemblies/p.c. board replacement if necessary

Service at Branch/Agency: - P.c. board replacement
- Repair at component level following corresponding training.

DrägerService


Detlev Lenke

11.87 Lenke No.2

Shifting of motor capacitor

As a result of unfavourable dimensional tolerances, the 68 μ F motor capacitor of the unit may make contact with the valve block and cause a short-circuit in the 24 V circuit. The 24 V circuit supplies the valves, the load relays for the heaters, the safety relay and the motor with voltage. In the event of such a fault, the incubator would assume the INOP status and give an audio and visual alarm; there is thus no danger for the patient.

When you next have access to the incubator, please move the 68 μ F motor capacitor towards the fan motor (see sketch).



DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Inspektionsdienst-Mitteilung

Following parts will be sent free of charge and referring to device to each subsidiary from VM-DS-PB:

- 1 Conversion instruction
- 1 EPROM 83 00963
- 1 Operating instruction, German, 90 27300, 5th edition/January'88
- 1 Diode 83 00251 (1N5625) for reduction of the vaporizer performance
- 1 Shrink hose
- 2 Hinge assembly 2M 19542
- 3 Sealing ring 2M 8777 for water bottle holder
- 1 Sealing CH 9039 for water pipe
- 1 Ring M 16206

- 2 Diodes 83 00021 (1N4148) Horn suppression
- 1 Capacitor 18 01376 (Tantalum 10µF)
- 1 Spring V 4647 for brief operating instruction
- 1 Metal screw B 4.8 x 9.5 for water bottle holder
- 1 Steel-water pipe 2M 19619 (does not concern all devices)
- 1 Hose 2M 19620 (- - -)
- 1 Screw 2M 17288 (Hose holder, does not concern all devices)
- 1 Report form
- 1 Description of software modification

Additionally with costs if exported

- 1 Folio keyboard for skin temperature
- 1 P.c. board Display
- 1 Enclosure, English, to the operating instruction (only for English-speaking countries)

The possible difference between delivered Incubators and Incubators converted with skin temperature regulation is separately charged by the sales department.

We would like to ask you to perform the conversion until the end of march.


DrägerService

Dräger *Lenke*

Faulty O₂ calibration

02.88 Lenke No. 4

Cause: When effecting calibration with high oxygen concentrations inside the Incubator, oxygen-enriched air from the interior may flow past the O₂ sensors if there is a gap between the climate sensor and the metal block below the climate sensor. This will bias the calibration value for 21 vol. % O₂.



Precise working instructions:

1. Loosen the two socket-head cap screws and fold down the flap beneath the electronics unit.
2. Detach the cable and pneumatics connections and then remove the electronics unit.
3. Strip incubator down to unit module.
4. Unscrew water pipe to unit module.
5. Detach power cord at terminals (bottom left) on p.c. board "unit".
6. Loosen the two screws (from above) and then remove the unit.
7. Move the capacitor holders towards the fan motor and secure with 2 tie bands.
8. Installation is to be performed in the reverse order.

This measure affects the first 25 incubators with the serial nos. 2043-1 to 2043-25, delivered as of the 42nd calendar week.

DrägerService

**Conversion**

01.88 Lenke No.3

All 170 Incubators 8000 delivered up to now are converted to latest state. The conversion contains following items:

- New software (version no. 0.3) with improved regulation for temperature and humidity, possibility of skin temperature regulation and changed warning philosophy. There are 3 additional Service-modes for the Service:
 - Mode 6 = Measuring value of the air temperature sensor.
 - Mode 7 = Measuring value O₂-sensor A (outer sensor)
 - Mode 8 = Measuring value O₂-sensor B (inner sensor)The valid range for 21 Vol.% of the sensors is 306 - 812
- New operating instruction (German)
- New hinge assembly for front flap
- Reduction of vaporizer performance by an additional diode in the heating circuit (concerns 75 devices)
- Set regulating thermostat of the vaporizer from 135°C to approx. 120°C, in order to prevent the non-desired switching off of the vaporizer-heating by the safety thermostat.
- New steel water pipes with hose for devices which were delivered still with alloy water pipe (conversion concerns 75 devices)
- Horn suppression in 10-minutes-check by soldering in 2 additional diodes and one capacitor on the p.c. board "power supply" (concerns 75 devices)
- Slimming down a housing edge using a file in the interior of the Incubator to prevent motor noise
- Additional sealing rings and conversion of the bottle holder to prevent water leakages.
- Stronger spring for the flap of the brief operating instruction
- Retrofitting of the skin temperature regulation
- Retrofitting of the screwing on of the hose holder (concerns 75 devices)

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Inspektionsdienstmitteilung

cont. of IDM No. 4

Remedy: Set the gap between the climate sensor and the metal block to a minimum. This may involve enlarging the two holes in the Plexiglas hood using a needle file.

Please check the climate sensor when you next visit hospitals. Only a few units are affected by this measure.

DrägerService

Dieter Lenke

INOP-LED

02.88 Lenke No. 5

Reason: Lightening up of INOP-LED without audio alarm and during normal operation of the unit.


Cause: Unfavourable tolerances of several elements on the p.c. board "motherboard".

Remedy: In the event of a fault, the transistor V 27 on the p.c. board "motherboard" is to be replaced with a different type of transistor.



old: BCY59/IX

new: 2N3904 (Order No. 1801805)

BCY59:



2N3904:



The resistance of R52 and R53 are likewise to be changed:

R52: old 14.7 k Ω

new 7.5 k Ω (order No. 1806882)

R53: old 38.3 k Ω

new 10.0 k Ω (order No. 1805339)

This modification has been incorporated into series production. General retrofitting is not necessary.

DrägerService

Dieter Lenke

INOP due to CPU reset

02.88 Lenke No. 6

Reason: The Incubator sporadically assumes the INOP status. The Incubator usually functions normally again once it has cooled down and been switched on again.

Cause: The 5 V voltage monitoring on the p.c. board "CPU" is incorrectly calibrated and, although there is no undervoltage, triggers a reset if the electronics heat up. A particular characteristic feature of this fault is that the LED on the p.c. board "CPU" lights up.

Inspektionsdienstmitteilung


cont. of IDM No. 6

Remedy: Re-calibrate 5 V voltage monitoring on p.c. board "CPU".

Tools and aids required: Voltmeter, small screwdriver for potentiometers and locking compound.

Working instructions:

- Fold down flap beneath electronics module after loosening the two hexagon socket-head screws.
- The p.c. boards required for calibration are now accessible from below.



- Using potentiometer R19 on the p.c. board "power pack" adjust the supply voltage - measured between TP1 (+) and TP2 (GND) on the p.c. board "CPU" - from approx. 5 V to $4.75 \text{ V} \pm 0.02 \text{ V}$. Caution: Never adjust to a setting in excess of 5.5 V!!!
- Two initial conditions are possible for calibration of the voltage monitoring on the p.c. board "CPU":
 - a) If the LED V11 lights up, turn potentiometer R1 in a clockwise direction until the LED V11 goes out or only lights up faintly. Then turn in the opposite direction until the LED V11 just lights up again.
 - b) If the LED V11 does not light up or only lights up faintly, turn potentiometer R1 in an anticlockwise direction until the LED V11 just lights up.
- Using potentiometer R19 (p.c. board "power pack"), now slowly increase the operating voltage (caution: never to a setting in excess of 5.5 V!) until the LED V11 goes out or lights up faintly.
Test value: $U = 4.89 \text{ V} \pm 0.03 \text{ V}$.
- Set operating voltage with R19 (p.c. board "power pack") to $5.0 \pm 0.05 \text{ V}$.
- Secure both potentiometers with locking compound.


This measure affects just a few units from the serial number range 2030-XX to 2080-XX. There is no need to re-calibrate units where this fault has not yet occurred. Repair units from the a.m. range of serial numbers must always be re-calibrated.

Castors for Incubator 8000

Reason: Fracture of castor pins

Cause: Bending stress caused by slipping of block 2M 19266

Remedy: To reduce the bending stress, the block 2M 19266, which previously was only placed in position, should be bonded to the trolley and thus prevented from slipping. Bonding is to be effected by using double-sided adhesive tape "Tesafix 4968". This requires a piece 50 x 35 mm with a hole of approx. 12 mm dia. in the centre. The threaded pin of the castor is to be secured with Loctite 221.



This work applies to all Incubators up to serial no. 2140-0000 and also to 2140-0008. The necessary work has already been performed on 2130-0011, -0022, -0023, -0024, -0028 and -0030 in Lübeck. All Branches/Subsidiaries will automatically be receiving sufficient "Tesafix 4968" from VM-DS-PB. The work outlined above should be performed at the next opportunity or on the occasion of the conversion campaign II (new water jar mount and noise attenuation for swivel windows).

DrägerService

E. W. Seeger *Lenke*

Retrofitting of new swivel-window seal

Reason: The old swivel-window seal does not make allround contact with the swivel window.

Cause: The swivel-window seal is round and becomes corrugated when fitted in the non-round opening in the hood.

Remedy: Pre-shaped seals:

Seal, left 2M 19469

Seal, right 2M 19470

The new seals are white (previously: transparent)

This retrofitting work affects all Incubators up to serial no. 2140-0000 and also 2140-0008. New seals have already been fitted on 2130-0011, -0022, -0023, -0024, -0028 and -0030.

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Inspektionsdienstmitteilung

Continuation IDM no. 8

All Branches/Subsidiaries will automatically be receiving sufficient quantities of new seals from VM-DS-PB (left 2M 19469, right 2M 19470).

This retrofitting work should be performed at the next opportunity or on the occasion of conversion campaign II (new water jar mount and noise attenuation for swivel windows).

The urgency of this work is to be agreed upon with Sales.

DrägerService

B. W. Sauer *Lenke*

3.88 Lenke No. 9

Temperature safeguard for air heater

Repair of the temperature safeguard 18 23 809 is not envisaged. In the event of a fault a new temperature safeguard is always to be fitted.


DrägerService

B. W. Sauer *Lenke*

6.88 Lenke No. 10


Regulating thermostat for water deficiency signal

The adjustable capillary thermostat for water deficiency signal is replaced by the thermostat $\pm 15^{\circ}\text{C}$ (18 25 992). A conversion is always then necessary if in case of repair a new heater (subassembly) 2M 19 709 (aluminium block and heating cartridge) is fitted.



All units are prepared for the installation of the new thermostat. During installation attention is absolutely to be paid to the following:

- Screw in thermostat only lightly by hand
- The connecting cables have to be coated with a PVC-hose (per m 11 97 797), see diagram) in the range of the air heating and the mains filter because of the 4 KV-potential voltage.



DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Inspektionsdienstmitteilung

Continuation IDM no. 10

The overlap is bigger with the new thermostat than with the old one. After releasing of the water deficiency signal and subsequent filling of the water supply several minutes may pass, until the water deficiency signal switches off. This will be incorporated into the new Test Card.

DrägerService

B. Reyer *J. Lenke*

6.88 Lenke Nr. 11

Conversion campaign II

All Incubators 8000 which were delivered up to now, are retrofitted to latest state during this last retrofitting campaign.

The retrofitting includes the following items:

- new water jar mount
- noise attenuation for swivel windows

Each subsidiary/agency will receive free of charge and referring to device from VM-DS-PB following parts:

- 1 x Conversion instruction
- 1 x Water jar mount 2M 19 806
- 1 x Lock washer for water distributor
- 4 or 6 x Retainer with buffer (according to number of swivel windows)

We like to ask you to agree upon with sales the urgency of this work and to perform this retrofitting campaign, including the measures in accordance with IDM no. 7 and 8, until the end of October at the latest.

DrägerService

B. Reyer *J. Lenke*

Retrofitting Package III on Incubator 8000

Retrofitting work consists of the following:

1. Improved cooling behaviour by means of additional fan. Whenever the air heating is not switched on, an additional fan is switched in - irrespective of the processor - which dissipates excess heat from the electronics. The installation of such an additional fan does not lead to an increase in the noise level inside the incubator.
2. New software (EPROM) and larger data memory (8K-RAM). The most important improvements brought about by the new software are as follows:
 - Improved control loops for all parameters without permanent, steady-state system deviations.
 - No calibration prompt for O₂ measurement function following power failure.
 - Switching of valves in 10 minute test dispensed with.
 - No evaluation of difference voltage between the two O₂ capsules as criterion for used-up sensor capsule. Different O₂ capsules are also accepted, as long as the voltages of the individual sensors are within the specified voltage window when calibrating with 21 vol. %.
 - Monitoring of O₂ concentration following switch-off of O₂ module. If the O₂ concentration then increases by 3 vol. % within 3 minutes, this results in an INOP alarm (fault 67) with additional flashing of the instantaneous O₂ value.

- O₂ setpoint adjustment expanded to 75 vol. %.
- The humidity control is active even under 27° C and with warning + 1.5° C air temperature.
The humidity display range is now 0 % to 99 %. The instantaneous humidity level is indicated in the additional service mode 9.
- The initial air-temperature setpoint after switch-on of the incubator is now 33.0° C.
- ~~RAM test expanded for 8K-RAMs. 8K-RAMs (previously 2K-RAM)~~
are mandatory with the new software.
- Alarms for setpoint deviations (± 1.5° C for air temperature, ± 0.5° C for skin temperature, ± 5 vol. % O₂) are only given if the permissible deviation is exceeded. Previously, the alarm was given if the permissible deviation was reached.
- Following switch-on of the incubator or one of the modules, the lettering "SEt" flashes alternately with the instantaneous actual-value display (with O₂ module following calibration) as a prompt for acknowledging the setpoints. Acknowledgement is effected by pressing the button "+ setpoint" or "- setpoint" in the respective module. If no acknowledgement is given, the module continues to function as before; the flashing of "Set" is merely informative.
- The following initial conditions apply when switching from air to skin temperature:
 - a) Cold start (initial warm-up, audio alarm tone suppression -1.5° C is still active)
The instantaneous skin-temperature actual value is taken over as setpoint. An air-temperature setpoint of 33.0° C is set as zero crossing for the skin-temperature characteristic curve.

b) Warm start

The instantaneous skin-temperature actual value is taken as setpoint. The instantaneous air-temperature set value is taken as zero crossing for the skin-temperature characteristic curve.

It is therefore advisable to first set the correct temperature via the air temperature and then to switch to skin-temperature regulation. No or only minor setpoint changes for the skin temperature are then necessary and the skin-temperature characteristic curve is automatically in the right temperature range.


As regards the skin-temperature sensor alarm, the following are set irrespective of starting mode (cold or warm):

A skin-temperature setpoint of 36.3° C when switching, a setpoint of 35.0° C in the case of skin-temperature actual values < 35.0° C and a setpoint of 37.0° C for skin-temperature actual values > 37.0° C.

- When switching from skin to air-temperature regulation, the air temperature specified by the skin-temperature controller is taken as setpoint for the air-temperature regulation.
- After swivelling in the climate sensor, the heating is switched off for 90s and the audio alarm $\pm 1.5^{\circ}$ C is suppressed for 10 minutes.

3. Renewal of evaporator connection (see IDM No. 14)

4. Wind insulating tape around connecting cables of keypads to provide protection against moisture and mechanical damage. This is no longer necessary with newer incubators where the connecting cables are laid internally between keypad and p.c. board "display" and thus do not project.



5. Assorted new miscellaneous items such as 2 new stickers, replacement of a screw at the climate sensor hinge and a new hose for the evaporator.


The following tools and auxiliary items are required for retro-fitting purposes:

- various screwdrivers and hexagon-socket wrenches
- 8 mm pipe wrench
- caliper gauge
- drill with 3.5 mm bit
- soldering iron and tin-lead solder
- Wacker Silicon E 41 transparent or heat-sealing adhesive
- various tie bands
- waterproof fibre-tipped pen

Retrofitting instructions

These retrofitting instructions describe the retrofitting sequence.

1. Note down data from service modes 1, 2 and 3.
(For description refer to Test Card, item 3.). The subsequent replacement of the RAM would otherwise cause the data to be lost.
2. Fold down flap beneath slide-in electronics module after loosening the 2 screws or the 4 screws in the case of newer models.
3. Remove slide-in electronics module.
4. Remove p.c. board "CPU" from slide-in electronics module.
 - Replace EPROM
 - Replace RAM
 - Reconnect jumper next to RAM



5. Unscrew left side panel (next to p.c. board "CPU") from electronics slide-in module.
 6. Drill side panel with the aid of the drilling template 82 90 387 in accordance with drawing "conversion kit, p.c. board fan" 82 90 390. Alter type number of electronics slide-in module on side panel:

82 00 901	=	82 90 401	or
82 00 902	=	82 90 402	
 7. Screw on p.c. board "fan" on inside of side panel.
-
8. Remove humidity keypad (only if connecting cable of keypad protudes) and wind insulating tape around connecting cable; in doing so, do not wind more than twice around connector. Then install humidity keypad again.
 9. Solder on wiring harness 82 90 389 on motherboard and on p.c. board "fan" in accordance with drawing "conversion kit, p.c. board fan" 82 90 390. To do so:
 - Scrape off protective lacquer (transparent) and solder resist (green) on conductor for connection of red and black cable and tin conductor.
 - Scrape off protective lacquer on IC connection for connection of green cable and tin.
 - Solder on wiring harness.
 - Fit side panel and solder on wiring harness on p.c. board "fan"; in doing so, secure soldering points with shrink-down tubing.
 - Secure soldering points on p.c. board "motherboard" with Wacker Silicon E 41 or hot-sealing adhesive.

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

10. Fit CPU using module location in centre of p.c. board "motherboard".
11. Wind adhesive tape around connecting cables of other keypads (as Item 8).
Exception: Do not remove calibrated skin-temperature keypad (West Germany only) as otherwise the calibration seal would be broken.
Then install keypads again.

12. Remove unit.

13. Renew cap on evaporator of unit (old cap white, new cap black).

14. Unit fuses

Move F6 = 200 mA to position F5 and renew F6 with 500 mA.
Please also refer to "fuses" sticker in retrofitting set.


To date:

New:

F5 = 125 mA
F6 = 200 mA

F5 = 200 mA
F6 = 500 mA

Stick "fuses" sticker from inside onto panel beneath electronics slide-in module (see diagram)



15. Installation of additional fan

- Unscrew plate with connector for climate sensor.
- Unscrew sensor plug with wiring harness from plate.
- Screw sensor plug with wiring harness to new plastic section; in doing so, make use of the longer countersunk screws provided.
- Screw on plastic section with fan in place of plate; the black protective cap can be dispensed with.
- Re-attach any loosened tie bands.

16. Install unit. New seals and a new hose are provided in the retrofitting set for the water pipe.

17. Install slide-in electronics module and connect all cables. The plug connection of the fan is polarized.

On account of the checks to be performed in accordance with the new Test Card do not close the flap beneath the slide-in electronics module.

18. Renew hexagon socket-head screw at hinge of climate sensor. The new screw is made of stainless steel (does not apply to all units).

19. Assemble unit (with exception of flap beneath slide-in electronics module) ready for operation.


20. Check engaging function of swivel window

The swivel windows must close securely even in the event of slight closing pressure and subsequently pulling hard on the outer edge of the swivel window. If this function is not guaranteed:

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

- Remove washer beneath rubber cone of swivel-window latch if there is one and check function again.
- If there is no washer beneath rubber cone of swivel-window latch, or if removing the washer does not lead to any improvement, gradually shorten rubber cone until secure engaging is guaranteed.

21. Stick on sticker "distilled water" next to jar holder.



22. Enter data from service modes 1, 2 and 3 into unit again (refer also to R in microfiche).
23. Check incubator in accordance with new Test Card.
24. Enter serial no. of incubator in new operating instructions (last page) and destroy old operating instructions.
25. Instruct customer on the basis of the description of software modifications given in these retrofitting instructions and the new operating instructions.

26. Document retrofitting of incubator and provision of instruction in customer's equipment manual (form D/1 or A/1). (Applies only to West Germany and West Belin)
 - Existing EPROM replaced with new EPROM 82 90 370
 - New operating instructions 90 27 341
 - Additional fan fitted
 - New sticker 2M 19 841
 - New sticker 2M 20 056
27. Fill in acknowledgement sheet for retrofitting work and send it to VM-DS-PB (absolutely necessary on account of need for registration).

Drägerwerk Aktiengesellschaft

Abtlg. VM-DS-PB

Postfach 13 39

2400 Lübeck 1

West Germany

Acknowledgement sheet for retrofitting of Package III in
Incubator 8000

1. Customer's address:

2. Date on which retrofitting work performed:

3. Equipment data, rating plate:

Item No.:

Serial No.:

4. Equipment data following retrofitting:

Serial No. EPROM 82 90 370: _____

Serial No.,

operating instructions 90 27 341: _____

5. The old EPROM is to be destroyed.

6. Branch/Agency, Subsidiary, Sales Partner:

Date

Signature


5. Technical safety check
 To do so, fold down flap beneath slide-in electronics unit after loosening the two 2 or with newer units the 4 screws.

5.1. Protective conductor test
 Test points: Protective conductor terminal on left of unit, trolley, screws on height-adjustable column, O₂ connection socket for flowmeter, flap beneath slide-in electronics unit.


Test value: $R \leq 0.2 \Omega$ 0

5.2. Equivalent leakage current measurement
 For measurement purposes the switch-on relay and the safety relay must be jumpered.
 Caution: Detach mains connection beforehand!
 Without humidity module -> connection a
 With humidity module -&; connection a + b

p.c. board "unit" 8200600 - 3:



P.c board "unit" 8200600 - 4:



USE FIRST MEASURED VALUE AS A REFERENCE

SUBSEQUENT MEASUREMENTS MAY EXCEED 1ST MEASUREMENT BY 100%

5.2.1. Equivalent unit leakage current measurement
The subsequent measurements may exceed the first-measured value in the test card by max. 100%, however the stated value must not be exceeded.


DOES NOT EXCEED 0.75 mA

Test value: $I_A < 0.75 \text{ mA}$
Advisory: The first measured value is to be taken over, when a new test card is started..
First measured value: $I_A = \dots \text{mA}$

V

5.2.2. Equivalent leakage current measurement to the housing of the skin temperatur sensor.
(only with skin temperature regulation)

Connect shortened circuit mains plugs (L and N, not protective conductor) to socket "Ab1" and test cable to the socket "Com" of the VDE tester.
(with converted VDE testers socket "SL" instead of "Com").
Equivalent leakage current measurement to the contact surface of the skin temperature sensor.



Test value: $I_A = 0.0+0.1 \text{ mA}$

V

If the first measured value exceeds this value, the insulation of the sensor is faulty.

Important: After having performed measurement the connections of the soldering terminals are to be removed again.

5.3. Visual check of the mains voltage conducting cables.
The power cable and all visible connecting cables to the unit must be fixed safely.

C

besteht aus:

best. LP Lüfter

Bohrschablone, LP Lüfter
Rüstanweisung, LP Lüfter
Kabelbaum

Schraube


Schrumpfschlauch 3,2-1,6x0,5-8301798 (10lg, 3x)
verpackt in Flachbeutel mind. 220x330 DWN1210

Drawn
Give the Drill Pattern on the left side first
Aufkleben der Bohrschablone auf das linke Seitenteil
des Einschubs (8200901/8200902)
Bohren der 3 Bohrungen ($\phi 3,5$)
Drill $\phi 3,5$ Holes 3.5mm

CHANGE NUMBER
Nach Umrüstung
Typ-Nr ändern:
8200901 → 8290401 oder
8200902 → 8290402


Einschub
8200901 oder
8200902

Bohrschablone, LP Lüfter
(8290387)



LP Lüfter
(8290140)

Anschließen der LP Lüfter an das LP Mutterboard




(8290140)

(Schrumpfschlauch, 3x)

Lötstellen mit
Heißkleber oder
Silikonkleber
gesichert
Secure with silicon
or glue

Für gültig für
Nr. 18 6 8 6 9 7



(LP Mutterboard)

Hierzu St 8290390

=OA=	=OB=	=OC=		
Werkstoff				
Maßstab	Abteilung	Gepr.	Tag	Norm
	op	1988	07.10	
Benennung	Rüstsatz, LP Lüfter			
Zuordnung		Zeichnungs-Nr.		
op		8290390		
Abteilung		Drägerwerk Aktiengesellschaft		
Maßstab		Ersatz für		
Abteilung		8290390		
Gepr.		Ersetzt durch		
Tag				
Norm				
Name		Dräger		
Tag				
Norm				

Festschrauben der LP Lüfter auf der Innenseite des Seitenteils
Mounting of the PCB to inside of the drawer

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten:
 Use of the document / contents is forbidden
 without express authority. All rights reserved.
 DRÄGERWERK A.G., Lübeck

MONTAGEANWEISUNG ZUSATZLUEFTER

EINSCHUB ELEKTRONIK

EINSCHUB HERAUSNEHMEN
 CPU-PLATINE ENTFERNEN
 LP-LUEFTER MONTIEREN NACH ZEICHNUNG 8290390
 (SCHRAUBEN MIT LOCTITE 221 SICHERN)
 CPU-PLATINE EINSETZEN

Exchange ICs
install PCB with Loctite 221

HAUPTGEHAEUSE RUECKWAND

PLATTE MIT SENSORKABELSTECKER LOESEN
 SCHWARZE KAPPE ENTFERNEN
 STECKER ABBAUEN UND AN WEISZEM LUEFTERTIEFZIEHTEIL BEFESTIGEN
 (SCHRAUBEN MIT LOCTITE 221 SICHERN)
 LUEFTERANSCHLUSZKABEL RECHTS VOM TRANSFORMATOR IN
 DEN ELEKTRONIKRAUM SCHIEBEN
 WEISZES LUEFTERTIEFZIEHTEIL EINBAUEN

Back Casings of 8000
loosen plate with sensor plug
remove black cap
Mount plug on new fan plate (Loctite)
Put cable to right of transformer
install fan

EINSCHUB ELEKTRONIK

LUEFTERANSCHLUSZKABEL AUF LP-LUEFTER STECKEN
 ELEKTRONIK ANSCHLIESZEN UND EINBAUEN

install wires onto electronics

=OA= -- =OB= -- =OC= --

Werkstoff
 SM-PAPIER DIN A4
 WS NF 80G/QM

Maszstab	Allgemein- toleranzen	Abteilung	Aend. Ziffer	kommt vor	Aenderungen	
			1988	Tag	Name	
---	---	M2	Bearb	20.10.	CONRAD	Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger
			Gepr.			
			Norm			

IDEE	Benennung	Zeichnungs-Nr.
	MONTAGEANWEISUNG ZUSATZLUEFTER	2M 20 071
		Ersatz fuer
		Ersetzt durch

1. General scope

These testing and adjustment specifications apply to the following equipment:

- Slide-in module, air temperature, Incubator 8000 and air unit or air/water unit.
- Slide-in module, air and skin temperature, Incubator 8000 and air unit or air/water unit.

2. General description

2.1 Intended use, usage conditions

The air-temperature slide-in module is an assembly designed to regulate the air temperature in the Incubator 8000 as well as to optionally regulate the O₂ concentration and humidity level.

The air and skin temperature slide-in module also makes it possible to regulate the air temperature as a function of the child's skin temperature.

2.2 Schematic design, component block diagram

All electrical assemblies can be broken down in 5 basic components:

1. Unit

With mains cut-in relay with auxiliary transformer, mains transformer, fuses, fan motor, air heating with semiconductor relay, evaporator with semiconductor relay and thermostat for lack-of-water alarm (only with humidity regulation option), 2 safety relays and the connection for 2 O₂ valves.

2. Electronics slide-in unit

With p.c. board "CPU Standard 2", p.c. board "analog" (2 versions possible - > with and without skin-temperature measurement amplifier), p.c. board "power pack", p.c. board "motherboard", displays and keyboards for air temperature, skin temperature (skin-temperature regulation option), oxygen (oxygen regulation option), humidity (humidity regulation option) and the pneumatic pressure switches for electrical height adjustment (option).

Some As EUITA.

3. Climate sensor

With 2 air-temperature sensors, 2 microswitches for detection of sensor setting, 1 connection socket for skin-temperature sensor, 2 O₂ sensors (oxygen regulation option) and a humidity sensor (humidity regulation option).

4. Valve block

With 2 solenoid valves (oxygen regulation option) with fixed metering for 14 L/min. in each case and a check valve for external oxygen supply via a flowmeter.

5. Electrically adjustable height setting

With pneumatic actuation via pressure switch or fixed column.


Both versions feature the mains switch and an overload circuit-breaker in the column.

2.3 Description of Incubator 8000 block diagram

p.c. board designations:

- 1 Motherboard
- 2 Analog
- 3 Unit
- 4 Powerpack
- 5 Switch
- 6 Air display
- 7 Skin-temperature display
- 8 O₂ display
- 9 humidity display
- 10 Fan

- identical p.c. boards




Inkubator 81


VM-DS-PB-le-3525

Das für Ihre
Gehäuse
DIN 41 860

Mappen-Nr.
6141.20

Ausgabe
7.87






Block diagram incubator	
PIA1	PIA2
RAM/ROM	Timer
P.W.P. Failure	Relay
LED PWR-fail	Relay
Horn	Relay
Heater (Air)	Relay
Heater (H ₂ O)	Relay
Valve 1	Relay
Valve 2	Relay
O ₂ -valve	Relay
O ₂ -valve	Relay
Additional Fan	Relay
Blower	Relay
Feedback fan	Relay
I/O	Relay
Emergency Stop	Relay
Cut Out Water-level	Relay
Cut Out	Relay

All contact settings are shown in idle position

Dräger

Block diagram incubator

Components of Incubator 8000 with all options



Component designations:

D IC, digital
N IC, analog
V Individual semiconductor
C Capacitor
R Resistor
S Switch
K Relay
F Fuse
T Transformer

Definition of terms:

Block : Numbering as per block diagram
Action in normal operation : Function of block when there is no malfunction
Action in the event of malfunction : Function of (also not defective) block in the event of a fault
Indication : Indication of status

Logic-level definitions:

L = low (= 0 volts)
H = high (= +5 V or +15 V)
Y = high impedance or input
X = don't care

Establishment of "safe condition" in the event of malfunction:

Air heating off
H₂O heating off
O₂ valve 1 off
O₂ valve 2 off

SEE PAA 2.3
- main "UNIT."

Block No. 1 air heating 400 W (3)

- Action in normal operation : Air heating on/off
- Actuated by : Mains relay (3/K1)
Excess-temperature relay (3/K2), Semiconductor relay 1 (3/HLR1), Air-heating thermoswitch (3), Fuse (3/F1, F2)
- Action in the event of malfunction : Air heating off
- Actuated by : a) Switch-off semiconductor relay 1
- by means of PIA, see Item 13
- by means of elapsed monoflop, see Item 21
- by means of switch-off 24 V, see Item 17
b) switch-off by excess temperature, see Item 12
c) Switch-off by air-heating thermoswitch, see Item 9
- Indication : By way of air-heating current monitoring, see Item 8

Block No. 2 H₂O heating 200 W (3)

- Action in normal operation : H₂O heating on/off
- Actuated by : Mains relay (3 K1),
Excess-temperature relay (3/K2), Semiconductor relay 2 (3/HLR2), Thermoswitch H₂O (3), Fuse (3/F1, F2)
- Action in the event of malfunction : H₂O heating off
- Actuated by : a) Switch-off semiconductor relay 2
- by means of PIA, see Item 14
- by means of elapsed monoflop, see Item 21
- by means of switch-off 24 V, see Item 17

b) Switch-off by excess-temperature relay, see Item 12

c) Switch-off by H₂O thermo-switch, see Item 10

Indication : By way of indication from semiconductor relay 2, see Item 14

Block No. 3 O₂ valve 1

Action in normal operation : Valve on/off

Actuated by : PIA1-PB2 = H (on)
= L (off)
(1/D1, D7C, V5)

Action in the event of malfunction : Valve off

Actuated by : 1) PIA1-PB2 = L
(1/D1, D7C, V5)
2) Monoflop 1 (1/3A) or Monoflop 2 (1/3B) elapsed, see Item 21
3) Switch-off 24 V, see Item 17

Indication : PIA2-PB2 = H (on)
= L (off)
By means of electr. potential at coil (1/V6, D2)

Block No. 4 O₂ valve 2

Action in normal operation : Valve on/off

Actuated by : PIA1-PB3 = H (on)
= L (off)
(1/D1, D7D, V7)

Action in the event of malfunction : Valve off

Actuated by : 1) PIA1-PB3 = L
(1/D1, D7D, V7)
2) Monoflop 1 (1/3A) or
Monoflop 2 (1/3B) elapsed,
see Item 21
3) Switch-off 24 V, see Item 17

Indication: : PIA2-PB3 = H (on)
= L (off)
by means of electr. potential
at coil (1/V8, D2)

Block No. 5 fan (3)

Action in normal operation : Air circulation

Actuated by : 24 V = always runs with "power
on"

Indication : See Item 6, fan failure alarm

Block No. 6 fan failure alarm

Action in normal operation : PIA1-PA6 = L
(fan running)

Actuated by : Solenoid in impeller induces
pulses in coil of fan failure
alarm (3/coil) (1/V18, N1,
V13, D6A, V14, D1)

Action in the event of malfunction : PIA1-PA6 = H

Actuated by : No retrigger pulses for
monoflop (1/D6A), (1, R25,
C11, D6A, V14, D1)

Indication : 1) Fan running
PIA1-PA6 = L
2) Fan running and test:
PIA1-PA6 = H
3) Fan not running:
PIA1-PA6 = H

Test by : PIA2-CB2 = H
Suppresses fan pulses
(1/D2, V19)

Block No. 7 thermostwitch for lack of water 115 °C (3)

Action in normal operation : Water present:
PIA2-PA1 = L
Lack of water:
PIA2-PA1 = H

Actuated by : H₂O heating and water supply

Block No. 8 current monitoring heating air (3)

Action in normal operation : Heating on:
PIA2-PA7 = L
Heating off:
PIA2-PA7 = H

Actuated by : Current transformer
(3/RWP 209G),
Monoflop (1, N3)

Block No. 9 air thermostwitch (3)

Action in normal operation : "On"

Actuated by : T < 315 °C

Action in the event of malfunction : Air heating "off"

Actuated by : T > 315 °C

Indication : Current monitoring
Heating air, see Item 8

Block No. 10 H₂O thermostwitch (3)

Action in normal operation : "On"

Actuated by : T < 135 °C

Action in the event of malfunction : H₂O heating "off"

Actuated by : T > 135 °C

Block No. 11 mains switch (5/S1), auxiliary transformer (3/T54)

Mains relay (3/K1)

Action in normal operation : 1) Mains switch "on"

- a) $\overline{\text{NMI}} = \text{H}$
- b) Mains relay on (3/K1)
- c) Emitter (4/V21) on GND

2) On switch-off
NMI = L

3) Mains switch "off"

- a) Mains relay off (3/K1)
- b) Emitter (4/V21) open

Actuated by : Re 1)
a) (5/S 1.3) closed (4/V8, V9, V22)
b) (5/S 1.1) closed (3/T54, V2)
c) (5/S 1.2) closed
Re 2) (5/S 1.3) open, (4/V8, V9, V22)
Re 3)
a) (5/S 1.1) open
b) (5/S 1.2) open

Indication : 1) $\overline{\text{NMI}} = \text{H}$
PIA2-PB6 = H
and
PIA2-PB7 = H (on)

2) $\overline{\text{NMI}} = \text{L}$

PIA2-PB6 = L

and

PIA2-PB7 = L (off),

(5/S 1.3) open,

+ 15 V (4/V7, R4, V9, V22)

Block No. 12 excess-temperature relay (3/K2)

Action in normal operation : Enabling of mains voltage for
air heating and H₂O heating

Actuated by : Excess-temperature relay
bistable (1/K1.2), see Item 16

Action in the event of malfunction : Switch-off of mains voltage for
air heating and H₂O heating

Actuated by : Excess-temperature relay
bistable (1/K1.2) see Item 16

Indication : Current monitoring heating
air, see Item 8

Block No. 13 semiconductor relay 1 (3)

Action in normal operation : Air heating on/off

Actuated by : PIA1-PB0 = H (on)
PIA1-PB0 = L (off)

Action in the event of malfunction : Air heating off *

Actuated by : 1) PIA1-PB0 = L
2) Monoflop 1 (1/D3A) or
Monoflop 2 (1/D3B) elapsed,
see Item 21
3) Switch-off 24 V, see Item 17

Indication : Current monitoring heating
air, see Item 8

Block No. 14 semiconductor relay 2 (3)

- Action in normal operation : H₂O heating on/off
- Actuated by : PIA1-PB1 = H (on)
PIA1-PB1 = L (off)
- Action in the event of malfunction : H₂O heating off
- Actuated by : 1) PIA1-PB1 = L
2) Monoflop 1 (1/D3A) or
Monoflop 2 (1/D3B) elapsed,
see Item 21
3) Switch-off 24 V, see Item 17
- Indication : Potential at control input of
semiconductor relay 2
PIA1-PB1 = H (on)
PIA2-PB1 = L (off)

Block No. 15 power pack

- Action in normal operation : Supplies:
+ 5 V
+ 15 V
- 15 V
+ 24 V
+ 9 V (battery buffered)
- Action in the event of malfunction : 1) Switch-off of transformer
primary
2) Fusing of secondary
- Actuated by : Re 1)
a) 2-pole fuse (3/F1, F2)
b) Transformer fuse, primary
(3/F4)
c) Efen sensor in trans-
former (3)
- Re 2)
a) Fusing +5 V (3/F7)
b) Fusing +15 V (3/F6)
c) Fusing -15 V (3/F5)

Indication : Via voltage monitoring:
+24 V, see Item 17
+ 5 V, see Item 19
+/- 15 V, see Item 35
Mains voltage, see Item 23

Block No. 16 excess-temperature relay, bistable (1/K1A, B)

Action in normal operation : Activation of excess-temperature relay by closed contact (1/K 1.2), see Item 12

Actuated by : Leading edge of
PIA1-PB4 = L > H
via (1/C16), (1/V9) to
coil (1/K1A)

Action in the event of malfunction : Deactivation of excess-temperature relay via open contact of (1/K 1.2), see Item 12

Actuated by : 1) Excess-temperature comparator = H (2N5)
2) PIA1-PB6 = H
on coil (1/K1B)

Indication: Via 2nd contact of (1/K 1.1)
PIA1-PA0 = H (normal)
PIA1-PA1 = L (excess temperature)
Current monitoring heating air, see Item 8
Indication, semiconductor relay 2, see Item 14

Block No. 17 relay, monitoring 24 V (3/K4)

Action in normal operation : 24 V actuation voltage for:

- Semiconductor relay 1 (heating air)
- Semiconductor relay 2 (heating H₂O)
- O₂ valve 1
- O₂ valve 2

Actuated by : +5 V voltage monitoring, see Item 19

- Action in the event of malfunction : Disconnection of 24 V actuation voltage for:
- Semiconductor relay 1
 - Semiconductor relay 2
 - O₂ valve 1
 - O₂ valve 2
- Actuated by : a) +5 V voltage monitoring, see Item 19
- b) Failure of 24 V voltage supply
- Indication : a) Current monitoring, heating air, see Item 8
- b) Indication
Semiconductor relay 2,
see Item 14
- Test : By way of 5 V voltage monitoring, see Item 19

Block No. 18 relay O₂ (3/K3)

- Action in normal operation : Enabling of 24 V supply for O₂ valves
- Actuated by : Relay coil (3/K3) de-energized
O₂ sensor comparator = L,
see Item 30 and PIAL-PB6 = L
- Action in the event of malfunction : Switch-off of 24 V supply for O₂ valves
- Actuated by : Relay coil (3/K3) in O₂ sensor comparator = H or PIAL-PB6 = H
- Indication : Via potential of valve coils, see Items 3 and 4

Block No. 19 5 V voltage monitoring (1/N3)

Action in normal operation	:	Relay 24 V on (3/K4), see Item 17
Actuated by	:	PIA1-CA2 = L and PIA1-CB2 = H (1/V23, N3, V21)
Action in the event of malfunction	:	Relay 24 V off (3/K4), see Item 17
Actuated by	:	1) 5 V supply: Overvoltage \rightarrow -5.5 V $+ 0.2/- 0.1$ V 2) 5 V supply: Undervoltage < 4.4 V $+/- 0.2$ V 3) PIA1-CA2 = H 4) PIA1-CB2 = L 5) Reset
Indication	:	Via current monitoring heating air, see Item 8 Via indication, semiconductor relay 2, see Item 14
Test by	:	1) Test, comparator, undervoltage: PIA1-CB2 = L PIA1-CA2 = L 2) Test, comparator, overvoltage PIA1-CB2 = H PIA1-CA2 = H

Block No. 20 power failure monitoring +15, LED power failure (6/V26)

Action in normal operation	:	Power failure = Y (open collector)
Actuated by	:	+ 15 V OK (4/R11, V13, V25, V26)

- Action in the event of malfunction : Power failure = L,
LED (6/V26) lights up
- Actuated by : a) Failure +15 V supply
(4/rechargeable battery,
V25, V26)
- b) Mains switch "on" and
failure of +15 supply
(4/V5, R1)
- Test by : e.g. pulling mains connector

Block No. 21 watchdog 1 and 2 (1/D3A, B)

- Action in normal operation : Both mono-outputs = H
= Enabling of actuation for
- Semiconductor relay 1
(heating, air)
- semiconductor relay 2
(heating, H₂O)
- O₂ valve 1
- O₂ valve 2
(1/D9B, D9C, D7A-D)
- Actuated by : Punctual retriggering of mono-
flops by addressing
corresponding address:
Mono 1 = 8X3XH
Mono 2 = 8X4XH
- Action in the event of malfunction : One or both mono outputs = L
= blocking of actuation for:
- semiconductor relay 1
- semiconductor relay 2
- O₂ valve 1
- O₂ valve 2
- Actuated by : No punctual retriggering of
monos
- Indication : Current monitoring heating
air, see Item 8
Indication semiconductor
relay, see Item 14
Indication of potentials of
coils of O₂ valves, see Item
3, 4

Block No. 22 horn (4)

Action in normal operation : No action

Action in the event of malfunction : Sounds

Actuated by : 1) Power failure and mains switch "on" (4/storage battery, V5, V2), 15 V power supply = 0 V (S 1.3)

2) Elapse of watchdog 1 and/or 2 (1/D3A, D3B, D9B, R3), (4/V3, R2, V4, V21) see Item 17

3) PIA1-PB7 = H (1/D1, R2), (4/V3, R2, V4, V21)

Indication : Audible

Block No. 23 mains voltage monitoring, monoflop (4/D1)

Action in normal operation : $\overline{\text{NMI}} = \text{H}$

Actuated by : Retrigger pulses via (4/V15-V18, R12, V27)

Action in the event of malfunction : $\overline{\text{NMI}} = \text{L}$

Actuated byq : Power failure for more than one half-wave of the rectified voltage

Indication : $\overline{\text{NMI}} = \text{L}$
PIA2-PB6 = L with power failure and PIA2-PB7 = H (mains on), (5/S 1.3) closed (4/V8, V9, V22) see Item 11

Block No. 24 watchdog 3, INOP-LED (1/D6B)

- Action in normal operation : INOP-LED off
- Actuated by : Punctual retriggering of monoflop by addressing address 8X5XH
- Action in the event of malfunction : INOP-LED lights up
- Actuated by : No punctual retriggering of monoflop, (1/D6B), (6/R16, V17, V34, R14), +5 V supply
- Indication : Visual

Block 25 CPU Standard 2

Action in normal operation:

The p.c. board CPU Standard 2 is a microprocessor system featuring the microprocessor 6802, which contains the entire data and program storage area and various peripheral modules. Voltage monitoring and watchdog logic is also provided.

The address, data and control lines of the CPU are connected to the operating voltage by way of pull-up resistance networks, so as to obtain level matching with respect to the subsequent HCMOS modules. The address and control lines are buffered directly at the CPU with D2, D3 and D5, in order to enable the assembly to be operated in DMA mode. These driver modules are controlled by the signal BA.

The address decoder consists of the programmable module D6 and the subsequent decoder D7. Chip select signals for the memory modules D8 ... D12 and one select signal each for the internal I/O modules, the external I/O modules and the data bus driver are generated in D6. The programmability of D6 makes it possible - together with the jumper fields X2 ... X5, X8 - to have extremely flexible assembly with various memory modules (see 3.2.1 and 3.2.2). The signal BA at D7 is used to prevent an external CPU (DMA mode) having memory access to the I/O modules.

A serial interface can be realized with the ACIA D14. The interrupt output of D14 is connected via the diode V2 to the interrupt lines of the other peripheral modules. Moreover, the interrupt lines of D14 is routed via the inverter D28 to the printed circuit connector X1. Such special treatment of the ACIA interrupt makes it possible to have a hardware handshake with rapid data transfer via the serial interface.

The timer module D13 can be operated with an internal and an external block. One of the three clock pulses 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz can be supplied (see Table 1) to each clock input C1, C2, C3 via the jumper field X6. The three gate inputs G1, G2, G3 and the timer outputs Q1, Q2, Q3 are routed to the printed circuit board connector X1.

The REAL TIME CLOCK D15 has its own clock generator and is battery-buffered. As this module has a bus interface for a multiplexed address/data bus, it must be addressed in two cycles in each case via the inputs AS and DS. The CS signal must therefore be permanently active and is only deactivated via the transistor V12 in the event of too low an operating voltage. The chip select signal CSRTC is contained in the circuitry of the inputs AS and DS.

The module D22 monitors the operating voltage and generates a RESET pulse for the CPU D1. When the operating voltage U is switched on, the RC-element R5C3 is initially still discharged. As long as U is less than 4.9 V, the output OUT2 of D22 remains on lo and discharges the RC-element R5C3 via V1. Once U is in excess of 4.9 V, OUT2 switches to hi and R5C3 is charged. The buffered RAM is now activated via R7, the operating voltage VCCBAT is switched to RAM via V6 and V10 and the REAL TIME CLOCK is activated via V12. As soon as the voltage at C3 increases to a level in excess of the internal reference voltage of D22 (approx. 1.3 V), the RESET pulse at OUT1 is terminated and the CPU can start.

If the operating voltage drops below 4.75 V, RAM and REAL TIME CLOCK are inhibited and a CPU-RESET is triggered. A RESET pulse can also be triggered during operation via the diodes V3 and V4 due to the discharge of R5C3.

The other timer D19 is reset in exactly the same manner as in mode A.

In the N mode the counter D20 can be set to a defined initial status by way of write access to a fixed address (CLRCNT = low). The sequence of addresses specified by the wiring of D20 and D21 is CSCNT + n, with n = 0, 4, 1, 5, 8, 12, 9, 13, 2, 6, 3, 7, 10, 14, 11, 15.

The free input U7 of D17 has no function and can be used for subsequent expansion.

If the processor is halted with the line HALT, the watchdog oscillator is also stopped.

Action in the event of malfunction: Reset

Action in the event of malfunction : Reset

Actuated by : No punctual retriggering of the two monoflops D18 and D19 with the addresses 9000H and 9001H

Block No. 25a 5 V voltage monitoring CPU

Action in the event of malfunction : Generates reset

Actuated by : Undervoltage of 5 V supply of < 4.75 V

Block No. 26a display interface, air (6/D1)

Action in normal operation : Read-in of keyboard, Actuation of 7-segment displays and LEDs: Control/operation (6/V18), Alarm (6/V19), Silence (6/V20), Fan failure (6/V21), Deviation > 1.5 °C (6/V22), Air heating (6/V23), > 39 °C (6/V24), > 37 °C (6/V25)

Actuated by : Data : 8X00H
Control : 8X01H

Indication : Data read-back potential from display RAM

Block No. 26b display interface, skin temperature (7/D1)

Action in normal operation : Actuation of 7-segment displays and LED: Sensor (7/V17) Control (7/V18) +/-0.5 °C (7/V21)

Actuated by : Data : 8X02H
Control : 8X03H

Indication : Data read-back potential from display RAM

Block No. 26c display interface O₂ (8/D1)

Action in normal operation : Actuation of 7-segment displays and LED:
Sensor (8/V17)
Control (8/V19)
> 40 vol. % (8/V19)
Cal. (8/V20)
+/-0.5 °C (8/V21)

Actuated by : Data : 8X04H
Control : 8X05H

Indication : Data read-back potential from display RAM

Block No. 26d display interface, humidity (9/D1)

Action in normal operation : Actuation of 7-segment displays and LED:
Sensor (9/V17)
Control (9/V18)
H₂O (9/V21)

Actuated by : Data : 8X06H
Control : 8X07H

Indication : Data read-back potential from display RAM

Block No. 27 A/D converter (2/D2)

Action in normal operation : 12 bit A/D conversion

Actuated by :- SOC: (CS1) 8X0CH.
B0-B7: (CS2) 8X0AH.
B8-B11, Busy, Data Valid:
(CS3) 8X08H.


Test : By way of +/-15 V voltage supply, see Item 35

Block No. 28 Multiplexer (2/D1)

Action in normal operation : Switching of voltage to be digitalized to A/D converter.


Actuated by : Address PIA1-PA: 8X1XH,
(1/D1), (2/V24 to V31)

Channel 0: Air temperature	- LXLL	LXXX
1: Excess temperature	- LXLL	HXXX
2: Skin temperature	- LXLH	LXXX
3: Skin temperature Sensor alarm	- LXLH	HXXX
4: O ₂ -Sensor A	- LXHL	LXXX
5: O ₂ -Sensor B	- LXHL	HXXX
6: Humidity	- LXHH	LXXX
7: A/D test	- LXHH	HXXX



Indication : Via PIA2-PA: 8X2XH, (1/D2)

Channel 0: Air temperature	- XXLL	LXXX
1: Excess temperature	- XXLL	HXXX
2: Skin temperature	- XXLH	LXXX
3: Skin temperature Sensor alarm	- XXLH	HXXX
4: O ₂ -Sensor A	- XXHL	LXXX
5: O ₂ -Sensor B	- XXHL	HXXX
6: Humidity	- XXHH	LXXX
7: A/D test	- XXHH	HXXX



Test : By way of +/-15 V voltage supply, see Item 35

Block No. 29 excess-temperature comparator (2/N5)

Action in normal operation	:	No action, output = L
Actuated by	:	Air temperature < 39.8 °C
Action in the event of malfunction	:	Comparator output = H (+15 V) switches off the excess-temperature relay (see Item 12) and thus the valves and heating via the relay UET (see Item 16)

Actuated by : Air temperature > 40.0 °C
Indication : Via relay excess-temperature,
see item 16
Test by : Test resistance (2/R107)

Block No. 30a/30b comparator O₂ (2/N10)

Action in normal operation : No action
Actuated by : O₂ sensor voltages > 9 mV
Action in the event of malfunction : Switches off valves via O₂
relay, see Item 18
Actuated by : O₂ sensor voltage of one
capsule < 9 mV (sensor
short-circuit or no O₂
capsule connected)
Indication : O₂ valve coil voltage
indication, see Item 3, 4
Test by : e.g. removing O₂ capsules

Block No. 31a Excess-temperature amplifier (2/N3, N4)

Action in normal operation : Bridge amplifier for excess
temperature sensor,
35.0 °C = $R_{\text{sensor}} = 3266\Omega$
= 625 mV at TP UT1 =
3.500 V at TP UT2

Block No. 31b air-temperature amplifier (2/N1, N2)

Action in normal operation : Bridge amplifier for air-
temperature sensor,
35.0 °C = $R_{\text{sensor}} = 3266\Omega$
625 mV at TP LT1 =
2.917 V at TP LT2

Block No. 32 skin-temperature amplifier (2/N6, N7, N8)

Action in normal operation : Bridge amplifier for skin-
temperature sensor,
36.0 °C = $R_{\text{sensor}} = 1412\Omega$
= 308.6 mV at TP HT1 =
2.857 V at TP HT2

Block No. 33a sensor amplifier A (2/N10)

Action in normal operation : Amplifies O₂ sensor voltage

Block No. 33b O₂ sensor amplifier B (2/N10)

Action in normal operation : Amplifies O₂ sensor voltage

Block No. 34 humidity amplifier

Action in normal operation : Supplies via (2/V16, R54) the +12 V supply voltage for the humidity module and steps down its output voltage (2/R52, R53)

Block No. 35 +/-15 V voltage monitoring (2/R55, R83)

Action in normal operation : No action

Action in the event of malfunction : Test A/D converter
Test +/-15 V

Actuated by : Voltage divider (2/R55/R83) between + and -15 V,
Check for 4.85 +/-0.75 V

Block No. 36 relay, test comparator, excess temperature (2/K2)

Action in normal operation : Switches a test resistor (2/R107) in accordance with > 40 °C to excess-temperature sensor input

Actuated by : PIA2-PB5 = H (1/D2)

Indication : Current monitoring heating air, see Item 8
Indication semiconductor relay 2, see Item 41
Indication by way of electr. potential at valve coils, see Item 3, 4

Block No. 41a/b O₂ sensor A/B

Action in normal operation : Output voltage proportional to oxygen content

Block No. 42 humidity sensor

Action in normal operation : Output voltage of humidity module proportional to relative humidity in limit range between 3.5 V = 30 % rel. humidity and 7.75 V = 90 % rel. humidity

Block No. 43 sensor switch

Action in normal operation : Indicates position of sensor head to PIA2-PBO and PIA2-PB4

Block No. 44 additional fan

Action in normal operation : Fan on: PIA2-PA7 = H
Fan off: PIA2-PA7 = L

Actuated by : Current transformer (3/RWP 209G)
Monoflop (1, N3),
Monoflop (10, N1)

Action in the event of malfunction : Fan on (except +15 V is missing)

2.4 Alarms

The incubator features, a stepped alarm behaviour.

Faults occurring are indicated as a function of their significance.

The alarms for set-point deviations, overtemperature and lack-of-water feature an intermittend alarm tone which can be deactivated for 10 minutes. A horn with a non-deactivatable continuous tone is assigned to all other faults. The corresponding alarm LED also flash in each case. Each individual alarm likewise leads to an indication on the central alarm LED:

- Three lines (air and skin temperature) or two lines (O₂, humidity) flash in the respective actual-value display.
- In the event of a fan fault, the air-temperature actual value flashes.
- The corresponding alarm LED flashes.
- Central alarm LED flashes.
- Continuous horn tone (cannot be deactivated).

As regards the sensor alarms for oxygen concentration and humidity, the alarm is reset following switch-off of the module concerned and further operation can be continued with the other functions. The same applies to the skin-temperature module, however, the defective sensor must first be removed in this case.

2.4.3 Module fault

Hardware faults affecting a single module result in the following alarm messages for the skin-temperature, oxygen-concentration and humidity modules:

- The letters "Err" flash up on the corresponding actual-value display if the module is switched on or appear in steady form if the module is switched off.
- INOP-LED lights up if module is switched on.
- Continuous horn tone (non-deactivatable) if module is switched on.

The functions of the other modules which are working properly are retained.

2.4.4 INOP

Serious hardware or software faults result in complete failure of the incubator. The following alarm messages are given:

- The INOP-LED lights up.

- Continuous horn tone (non-deactivatable).

The equipment is not serviceable.

3. Service-Software

3.1 Service-mode

Two different service modes are implemented in the Incubator. The first mode can only be reached by actuating simultaneously the buttons "Audial alarm off" and "-Air" and by switching on the device.

For further information see "List of errors".

While the device is operating the second mode can be reached as follows:

Actuate buttons "Audial alarm off" and "-Air" simultaneously for approx. 8 s permanently. ^{DFC ↓}

The device then starts service-mode 0:

°C Air/Air		
X	Y	/
/	/	0


Service-mode 0 indicates the version number of the software

Version number is X, Y
e.g. 0.4

The corresponding number of the service mode is flashing in the right digit of the "Air". Display for the desired value. By actuating button "+Air" the next mode can be activated. Mode 0 re-appears after the last service mode. Escape from service mode can be achieved by pressing a control-button.

-S- appears in the set-value-displays of the modules "Skin" "O₂", "Humidity" where applicable.

Mode 1:



Service mode 1
indicates the
operational hours dar.

Elapsed time meter:
ABCDE in hours

Setting elapsed time meter:

By pressing button "Audible alarm off" the corresponding variable digit is selected (flashing indicator).

Actuating button "> 37 °C", the value of the corresponding digit will increase by 1.

In case of a replacement of the complete electronics or the p.c. board "CPU" the last value of the elapsed time meter has to be transferred on the new unit by calling the set mode as described above. If this figure is not available for some reason, the respective value is to be taken from the last entry in the test certificate.

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Mode 2:

°C Air		
A	B	C
D	E	2

Service mode 2 indicates the number of the actuations of button "check".

ABCDE number of actuations

Again recommended to check once / Day.

The counter for actuations is variable as described in mode 1.

The value of the elapsed time meter must be entered in the test certificate.

*change by Horn cancell and > 3.9
↑
10/100, 1000's
when NO*

Mode 3:

°C Air		
A	B	C
D	E	3

Service mode 3 indicates the number of the actuations of button "check 36 °C".

ABCDE number of actuations

To check to see if this has been carried out regularly.

The counter for actuations is variable as described in mode 1.

The value of the elapsed time meter must be entered in the test certificates.

on skin Temp.

Mode 4:

°C Air		
/	X	/
/	/	4

Service mode 4 indicates the position of the sensor head.

- X: 1: Swivelled in
2: Intermediate position
3: Swivelled out
4: Sensor disconnected

Alarm sound in 3

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Mode 5:

°C Air		
X	Y	Z
/	/	5

Service mode 5 indicates set-value of overtemperature sensor

Overtemp.:
XY, Z in °C

30.4
-5

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Mode 6:

°C Air		
X	Y	Z
/	/	6

Service mode 6 Mode means the
air temperature sensor

Air temperature
XY, Z in °C

Mode 7:

°C Air		
X	Y	Z
/	/	7

Service mode 7 indicates the measured value of the O₂-sensor A (outer sensor)

O₂ A-Value:
XYZ measured value of the A/D converter in decimal numbers

Valid range for 21 Vol.% O₂:

306 to 812

$$= 9.5 \text{ mV}$$

Mode 8:

°C Air		
X	Y	Z
/	/	8

Service mode 8 indicates the measured value of the O₂-sensor A (inner sensor)

O₂ A-Value:
XYZ measured value of the A/D converter in decimal numbers

Valid range for 2l Vol.% O₂:

306 to 812

3.2 List of errors Incubator 8000

This list of errors contains all possible errors occurring to Incubator 8000, only in case of INOP error it is to be additionally checked, if the Reset-LED on the p.c. board CPU lights. The numbers of errors can be indicated via operating system of Incubator 8000 as follows:

1. Actuate simultaneously buttons "Audible alarm off" and "Decrement set value air".
2. Switch on Incubator.
3. Keep buttons pressed for approximately 5 sec. perpetually. Premature disengagement will lead to a system cold start.
4. The device responds with Character "F" or the "Air" display for the actual value.

By actuating button "Inc. air" the search routine continues for further possible errors and their indication.

If an indicated error is to be cleared, the button "Reset" is to be pressed followed by button "Inc. air" in addition. The respective error is then cleared, and the searching routine continues. If no further error occurs the "Air"-display for the desired value indicates "- - -".

5. The indication of errors is terminated by switching off the Incubator.

The number of the error is identical with the physical address, e.g.: F1 = \$ 000,1, F10 = \$ 000A.

Explanations:

Column "May occur during operation":
Indicated errors are concerning internal and external hardware errors. e.g. if an O₂ sensor is worn out, error "F 59" is indicated.

"Self test": All errors being recognized during self test (5 sec. after power up and then restoring every 10 minutes).

"Permanent feedback": Errors being discovered in various routines while programme is running.

Column "Result":

Indicates the effects of the error. In the event of INOP-Errors the Incubator cuts off the main line. Errors concerning the optional modules (skin temp., humidity and O₂) can be disabled on the respective unit itself which responds with the display code "ERR". The name of the variable characters written in brackets indicating the programme part where the error (=FF) is stored.

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Number of error	Set in routine	May occur during operation	Reason	Result
1	AD-Manage		A/D converter has not finished conversion after 33 m sec. (permanent feedback)	Inop
2	AD-Manage		A/D converter is active before being started. (permanent feedback)	Inop
3	Test 10 min	x	Water heating unable to be activated. If humidity option does not exist this error code may appear. (self test)	Error Humidity-module
4	Test 10 min	x	Measured value of skin temperature test resistor exceeding specified range from 35.8 °C to 36.2 °C. If skin temperature option does not exist, error code may appear! (self test)	Error Skin-module
5	Test 10 min	x	Valve 1 unable to be activated in spite of existing O ₂ -sensor. If O ₂ option error code will appear. Error message 5 is not applicable as of EPROM 8290371 (software 0.4) (permanent feedback)	Error O ₂ -module
6	Skin sens	x	Skin sensor short-circuit or measuring amplifier faulty. If skin temperature does not exist, error code may appear. (permanent feedback)	Error Sensor Skin-module

Number of error	Set in routine	May occur during operation	Reason	Result
7	Dis-unit		RAM-Reading of display controller(s) malfunctioning. (permanent feedback)	Inop
8	Test 10 min		Heating of water nebulizer unable to be switched off via PIA.	Inop
9	Test 10 min		Fan failure test unable to be activated. Pulse signals of fanwheel cannot be disabled or Mono faulty. (self test)	Inop
10	Test 10 min		Air heater cannot be activated or feedback-line malfunctioning. (self test)	Inop
11	Test 10 min		Air heater cannot be switched off via PIA. (self test)	Inop
12	Test 10 min		Over-temperature signal via PIA does not cut air heater. (self test)	Inop
13	Test 10 min		Watchdog cycle (Mono 1 or 2) too fast. (30 - 60 ms) (self test)	Inop
14	Test 10 min		Watchdog Background (Mono 1) does not run or runs too slow or does not cut off slow air-heater. (self test)	Inop

Number of error	Set in routine	May occur during operation	Reason	Result
15	Test 10 min		Watchdog IRQ (Mono 2) does not run or runs too slow or does not cut off slow air-heater. (self test)	Inop
16	Test 10 min		Watchdog IRQ (Mono 2) does not run or runs too slow or does not cut off heater for water nebulizer (self test)	Inop
17	Test 10 min		Watchdog IRQ (Mono 2) does not run or runs too slow or does not cut off valve 1. (self test)	Inop
18	Test 10 min		Watchdog IRQ (Mono 2) does not run or runs too slow or does not cut off valve 2. (self test)	Inop
19	Test 10 min		A/D reference voltage >4.79 V (self test)	Inop
20	Test 10 min		Test voltage check upper limit: Air-heater does not cut off. (self test)	Inop
21	Test 10 min		Test voltage check lower limit: Water heating does not cut off. (self test)	Inop
22	Test 10 min		Test voltage check lower limit does not cut off valve 1. (self test)	Inop

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Number of error	Set in routine	May occur during operation	Reason	Result
23	Test 10 min		Test voltage check lower limit does not cut off valve 2. (self test)	Inop
24	Test 10 min		Test voltage check lower limit does not cut off air-heater. (self test)	Inop
25	Test 10 min		Inspite of non-resettable overtemperature signal from HW-Comparator (>40 °C) air the heater does not cut off. (self test)	Inop
26	Test 10 min		When using test resistor (40 °) HW-Comparator does not switch off bistable relay. (self test)	Inop
27	Test 10 min		Reset of overtemperature (releasing the actuators) does not work. (self test)	Inop
28	Test 10 min		O ₂ -valve 1 does not switch off via PIA or feedback wrong (self test)	Inop
29	Test 10 min		Over-temperature signal via PIA does not cut valve 1. (self test)	Inop

Number of error	Set in routine	May occur during operation	Reason	Result
30	Test 10 min		O ₂ -valve 2 does not switch off via PIA or feedback wrong. (self test)	Inop
31	Test 10 min		Over-temperature signal via PIA does not switch off valve 2. (self test)	Inop
32	IRQ Timer		Air heater does not switch on. (permanent feedback)	Inop
33	IRQ Timer		Air heater is switched on permanently. (permanent feedback)	Inop
34	IRQ Timer		Valve 1 or valve 2 are permanently switched on, although not desired. (permanent feedback)	Inop
35	IRQ Timer		The humidity boiler is switched on permanently. (permanent feedback)	Inop
36	Fan	x	The fan does not turn due to faulty motor or fuse; fan wheel may not be mounted at all.	Fan Failure
37	AD-Manage		The feedback lines of the multiplexer addressing are not in accordance with the commands. (self test)	Inop

Number of error	Set in routine	May occur during operation	Reason	Result
38	IRQ Timer		The humidity boiler does not switch on. (permanent feedback)	Error Humidity-module
39	IRQ Timer		Valve 1 or Valve 2 does not switch on. (permanent feedback)	Error O ₂ -module
40	O ₂	x	Voltage for sensor 1 too high or corresponding amplifier faulty. (permanent feedback)	Malffunction of sensor O ₂
41	O ₂	x	Sensor differential voltage O ₂ exceeding permitted range; possibly sensor worn out or measuring amplifier faulty. (permanent feedback)	Malffunction of sensor O ₂
42	O ₂ Cal	x	No valid calibration value was found. Sensor(s) may be worn out or calibration trial when O ₂ content was varying. (permanent feedback)	Malffunction of sensor O ₂
43	O ₂	x	Average value of the two sensors is not in permitted range; possibly sensor(s) worn out or measuring amplifier faulty. (permanent feedback)	Malffunction of sensor O ₂
44	Air sensor	x	Air temperature sensor high-resistive. Error code is indicated when sensor is not connected. (permanent feedback)	Malffunction of sensor O ₂

Number of error	Set in routine	May occur during operation	Reason	Result
45	Humidity	x	Humidity sensor exceeding the permitted voltage range: Error code is indicated when sensor is not connected. (permanent feedback)	Malfunction of sensor Humidity
46	Air sensor		Difference between over-temperature settings exceed the permitted value. (permanent feedback)	Malfunction of sensor Air
47	Test 10 min	x	The connected skin temperature sensor is changing its values by less than 0.007 °C within 20 min. Possible cause: Contact of reed relay on p.c. board analog is sticking. If skin option does not exist error code may appear. (self test)	Option Error Skin
48	H ₂ O	x	Humidity boiler indicates lack of water. (permanent feedback)	Lack of water
49	Boot		Logic circuit "boot programme" is faulty.	Dead-end loop back-ground
50	Back-		Logic circuit "background programme controlling" is faulty.	Dead-end loop back-ground
51	CRC 16 Bit		ROM contents faulty.	Dead-end loop ROM-CRC

Number of error	Set in routine	May occur during operation	Reason	Result
52	Walk-Pat		Result of RAM test negative	Dead-end loop RAM-Walkpat
53	PIA Test		PIA's cannot be initialized.	Dead-end loop PIA-Unit
54	Timer Test		Timer cycles are incorrect.	Dead-end loop Timer
55	IRQ Timer		Logic circuit "IRQ controlling" is faulty.	Dead-end loop IRQ
56	RAM Test		Result of RAM test negative	Dead-end loop RAM-CRC
57	Air sensor		Air temperature sensor short circuit. (permanent feedback)	Malfunction of sensor Air
58	Skin sensor	x	Skin temperature sensor high resistive or measuring amplifier faulty. If skin option does not exist, error code may appear. (permanent feedback)	Malfunction of sensor Skin
59	O ₂	x	Cell voltage for Sensor 1 not high enough or corresponding amplifier faulty. (permanent feedback)	Malfunction of sensor O ₂

Number of error	Set in routine	May occur during operation	Reason	Result
60	O ₂	x	Voltage for Sensor 2 too high or corresponding amplifier faulty. (permanent feedback)	Malfunction of sensor O ₂
61	O ₂	x	Voltage for Sensor 2 not high enough or corresponding amplifier faulty. (permanent feedback)	Malfunction of sensor O ₂
62	Test 10 min	x	Valve 2 does not switch on inspite of existing O ₂ -sensors. If O ₂ -option does not exist, this error code appears. Error message 5 is not applicable as of EPROM 8290371 (software 0.4) (self test)	Error Option O ₂
63	ROM-Exor		The ROM is faulty. (permanent feedback)	Dead-end loop ROM
64	Reference		Data in ROM is faulty. (self test)	Constants
65	Test 10 min		A/D-reference voltage < 3.99 Volt. (self test)	Inop
66	INOP		Contact of the power switch is open or PIA D2. Port B7 is faulty. (permanent feedback)	Inop
67			After switching off the O ₂ module the O ₂ concentration increased within 3 minutes by more than 3 vol. %. Possible malfunction causes: O ₂ valve leaky or external O ₂ supply	Inop and additional O ₂ display

3.3 Description of 10-minute test

10-minute test sequence

A software-controlled check of the hardware of relevance to safety is carried out following switch-on of the incubator, following a mains failure and every 10 minutes.

Sequence in program

- Salvaging of input statuses
- Salvaging of setting of relay, overtemperature, bistable
- Is there an overtemperature situation currently present ($> 40\text{ °C}$)?

Yes: In the event of overtemperature ($> 40\text{ °C}$) the overtemperature comparator switches off the overtemperature relay by way of the relay, overtemperature, bistable. In this case, if an overtemperature reset is not possible on account of the fact that an overtemperature situation is still present ($> 40\text{ °C}$), a 10-minute test cannot be performed and a test is merely carried out to check whether the air heating is switched off.

Check-back signal: current through air heater?

Yes: INOP + fault 25

No: No fault + end of 10-minute test

No: Start of 10-minute test

"Switch-on of air heating" (fault 10)

- Switch on air heating only via PIA
- Check-back signal: current through air heater?
Yes: No fault + continue
No: INOP + fault 10 + continue

"H₂O heating on and O₂ valves off" (faults 3, 28, 30)

- Switch on H₂O heating only via PIA
- Check-back signal: current through H₂O semiconductor relay?
Yes: No fault + continue
No: Humidity module fault + fault 3 + continue

- Check-back signal: current through valve 1?
Yes: INOP + fault 28 + continue
No: No fault + continue
- Check-back signal: current + through valve 2?
Yes: INOP + fault 30 + continue
No: No fault + continue

"O₂ valves on and air/H₂O heating off"
(faults 5, 8, 62)

- Switch on O₂ valves 1 and 2 only via PIA (does not apply of EPROM 8290371)
- Check-back signal: current through valve 1? (does not apply as of EPROM 8290371)
Yes: No fault + continue
No: O₂ module fault + fault 5 (only if sufficiently large O₂ cell voltages are measured) + continue
- Check-back signal: current through valve 2? (does not apply as of EPROM 8290371)
Yes: No fault + continue
No: O₂ module fault + fault 62 (only if sufficiently large O₂-cell voltages are measured) + continue
- Check-back signal: current through H₂O semiconductor relay?
Yes: INOP + fault 8 + continue
No: No fault + continue

"Blocking fan pulses (fault 9)

(The fault message "fan not running" is not generated here, but rather during continuous monitoring of the fan in normal operation. This test only checks the monitoring circuit of the fan failure alarm.)

- Block fan pulses via PIA (mono is not retriggered)
- Check-back signal: fan pulses blocked (fan failure)?
Yes: No fault + continue
No: INOP + fault 9
- Enable fan pulses

"Air heating off" (fault 11)

- Air heating is still switched off via PIA
- Check-back signal: current through air heater?
Yes: INOP + fault 11 + continue
No: No fault + continue

"Testing monoflops" (faults 13, 14)

- Retriggering of monos 1, 2 and 3
- Switch on air heating via PIA
- Waiting loops, monos 1 and 2 must not elapse and block air heating
- Check-back signal: current through air heater?
Yes: No fault + continue
No: INOP + fault 13 + continue
- Retriggering of monos 2 and 3
Mono 1 must elapse 140 ms after retriggering and block air heating.
- Check-back signal: current through air heater?
Yes: INOP + fault 14 + continue
No: No fault + continue

"Comparator 40 °C test (overtemperature)" (fault 26)

- Switch off heaters and valves via PIA
- Switch test resistor 40 °C to overtemperature amplifier
- Check-back signal: has relay, overtemperature, bistable switched to overtemperature?
Yes: No fault + continue
No: INOP + fault 26 + continue

"Overtemperature by way of PIA" (faults 12, 27, 29, 31)

- Trigger overtemperature and O₂ relay by way of PIA
- Switch off test resistor 40 °C (normal setting), overtemperature relay does however remain switched off.
- Trigger overtemperature and O₂ relay by way of PIA and simultaneously attempt to trigger an overtemperature reset (normally not possible, overtemperature must remain).
- Switch on air heating and valves via PIA (must not switch on)
- Check-back signal: current through valve 1?
Yes: INOP + fault 29 + continue
No: No fault + continue
- Check-back signal: current through valve 2?
Yes: INOP + fault 31 + continue
No: No fault + continue
- Check-back signal: current through air heater?
Yes: INOP + fault 12 + continue
No: No fault + continue
- Switch off air heating and valves via PIA
- Overtemperature reset (enabling of relay, overtemperature, bistable)

- Switch on air heating only via PIA
- Check-back signal: current through air heater?
Yes: No fault + continue
No: INOP + fault 27 + continue

"Testing mono 2" (faults 15, 16, 17, 18)

- Retriggering of monos 1, 2 and 3
- Switch on heaters and valves via PIA
- Waiting loop for testing mono 2
- Retriggering of monos 1 and 3
- Waiting loop; mono 2 must elapse 140 ms following last retriggering and block both heaters and valves
- Check-back signal: current through air heater?
Yes: INOP + fault 15 + continue
No: No fault + continue
- Check-back signal: current through H₂O semiconductor relay?
Yes: INOP + fault 16 + continue
No: No fault + continue
- Check-back signal: current through valve 1?
Yes: INOP + fault 17 + continue
No: No fault + continue
- Check-back signal: current through valve 2?
Yes: INOP + fault 18 + continue
No: No fault + continue

"Testing A/D converter reference" (faults 19, 65)

- Read-out of reference-channel voltage
- Reference-channel voltage less than 3.99 V?
Yes: INOP + fault 65 + continue
No: No fault + continue
- Reference-channel voltage greater than 4.79 V?
Yes: INOP + fault 19 + continue
No: No fault + continue

"Testing 5 V voltage monitoring" (faults 20, 21, 22, 23, 24)

- Switch off heaters and valves via PIA
- Test upper limit of voltage monitoring via PIA (24 V relay must switch off heaters and valves)
- Switch on air heater via PIA
- Check-back signal: current through air heater?
Yes: INOP + fault 20 + continue
No: No fault + continue
- Switch off air heater via PIA
- Cancellation of testing of upper limit of voltage monitoring

- Test lower limit of voltage monitoring via PIA (24 V relay must switch off heaters and valves)
- Switch on heaters and valves via PIA
- Check-back signal: current through H₂O semiconductor relay?
 - Yes: INOP + fault 21 + continue
 - No: No fault + continue
- Check-back signal: current through valve 1?
 - Yes: INOP + fault 22 + continue
 - No: No fault + continue
- Check-back signal: current through valve 2?
 - Yes: INOP + fault 23 + continue
 - No: No fault + continue
- Check-back signal: current through air heater?
 - Yes: INOP + fault 24 + continue
 - No: No fault + continue
- Cancellation of testing of lower limit of voltage monitoring (normal operation)

"Testing 36.0 °C skin-temperature simulation and evaluation of relay contact sticking" (faults 4, 47)

- Switch to 36.0 °C skin-temperature equivalent resistance
- Read-out of skin-temperature-amplifier voltage
- Temperature less than 35.8 °C or greater than 36.2 °C?
 - Yes: Skin module fault + fault 4 + continue
 - No: No fault + continue
- Has bit 2 switched in the last 20 minutes in normal operation (= change in temperature)?
 - Yes: No fault + continue
 - No: Skin module fault + fault 47 (only if skin temperature sensor connected and measured value between 33 and 38 °C) + continue

"End of 10-minute test"

- Restore input statuses
- Restore position of relay, overtemperature, bistable
- In the event of INOP fault situation: INOP-LED lights up, permanent horn tone, heaters and valves switched off.


4. Address ranges

0000	...	04FE	RAM area for fault messages
0500	...	07FF	RAM area, tested and monitored
8000	...	8001	Air-temperature display and keyboard
8002	...	8003	Skin-temperature display
8004	...	8005	O ₂ display
8006	...	8007	Humidity display
		8008	A/D converter, high byte
		800A	A/D converter, low byte
		800C	A/D converter, start of conversion
		800E	D/A converter
		8010	Control register
		8010	PIA 1, Port A
		8011	PIA 1, Control register A
		8012	PIA 1, Port B
		8013	PIA 1, control register B
		8020	PIA 2, Port A
		8021	PIA 2, Control register A
		8022	PIA 2, Port B
		8023	PIA 2, Control register B
		8030	Mono 1 (Background)
		8040	Mono 2 (IRQ)
		8050	Mono 3 (INOP-LED)
		9000	CPU-Watchdog (Background)
		9001	CPU-Watchdog (IRQ)
9010	...	9016	Hardware addresses of timer
B000	...	FFFF	ROM area

Eingangszustände retten


Stellung Relais Über temperatur bistabil retten

Abfrage:



2

2



3

Heizung H₂O "ein"
O₂-Ventile "aus"
Heizung Luft "aus"

ja
Strom durch HLR H₂O
nein

kein Fehler

Modulfehler
Feuchte
Fehler3

ja
strom durch Ventil1
nein

INOP
Fehler 28

kein Fehler

ja
strom durch Ventil2
nein

INOP
Fehler 30

kein Fehler

4

④

O₂-Ventile „ein“
Heizung H₂O „aus“
Heizung Luft „aus“

ja Strom durch Ventil 1 nein

kein Fehler

Modulfehler O₂
Fehler 5

ja Strom durch Ventil 2 nein

kein Fehler

Modulfehler O₂
Fehler 62

ja Strom durch HLR H₂O „ nein

INOP
Fehler 8

kein Fehler

⑤

5

Lüfterimpulse sperren
d.h. Überwachungsschaltung
der Lüfterüberwachung
überprüft
Momo wird nicht retriggert

ja

Lüfter-
ausfall


nein

Kein Fehler

INOP
Fehler 9

Lüfterim-
pulse
freigeben

6



7

7

Test Monoflops
Retriggeren von Mono 1, 2 u. 3
Heizung Luft über PIA einschalten
Warteschleife, Mono 1 u. 2 dürfen nicht
ablaufen u. die Heizung Luft sperren

Strom
durch
Heizung
Luft

ja

nein

Kein Fehler

INOP
Fehler 13

Retriggeren von Mono 2 u. 3
Warteschleife, 140ms
nachdem Retriggeren
muß Mono 1 ablaufen
u. die Heizung Luft sperren

Strom
durch
Heizung
Luft

ja

nein

INOP
Fehler 14

kein Fehler

8

8

8

Komparator 400 Test
Heizungen u. Ventile „aus“
Testwiderstand 400 auf den
Übertemperaturverstärker
schalten

hat
Relais ÜT
auf ÜT ge-
schaltet

ja

nein

Kein Fehler


INOP
Fehler 26

9


9a

9


"Übertemperatur per PIA"
Übertemperatur und Relais O₂ per PIA auslösen
Testwiderstand 40 °C abschalten (Normalstellung), Relais
Übertemperatur bleibt aber weiterhin abgeschaltet.
Übertemperatur und Relais O₂ per PIA auslösen und
gleichzeitig versuchen, einen Übertemperatur-Reset
auszulösen (normal nicht möglich, Übertemperatur muß
bleiben).
Heizung Luft und Ventile über PIA einschalten (dürfen nicht
einschalten)




9




"Test Mono 2"
Retriggern von Mono 1, 2 und 3
Heizungen und Ventile über PIA einschalten
Warteschleife für Test Mono 2
Retriggern von Mono 1 und 3
Warteschleife, 140 ms nach dem letzten Retriggern muß Mono 2 ablaufen und die Heizungen und Ventile sperren




11



12a







13

"Test der 36,0 °C Hauttemperatur-Simulation und Auswertung
Relaiskontakt klebt"

Umschalten auf 36,0 °C Hauttemperatur-Ersatzwiderstand
Auslesen Spannung Hauttemperaturverstärker



"Ende 10-Minuten-Test"

Eingangszustände restaurieren
Stellung Relais Übertemperatur bistabil restaurieren
Im INOP-Fehlerfall: INOP-LED leuchtet, Hupe Dauerton,
Heizungen und Ventile abgeschaltet.

4.1. Beschreibung der PIA-Ports Inkubator 8000

PIA/port	Bit; < Input, > Output; CS: check-back signal	" 0 "	" 1 "
PIA D1 Port A (8010H)	0: < CS, relay, OT, bistable 1: < Skin-temperature identifier 2: < Identifier 02 3: > Multiplexer address A0 4: > Multiplexer address A1 5: > Multiplexer address A2 6: < Fan malfunction 7: > Multiplexer enable E-transverse	Overtemperature Skin module present 02 module present Running- enabled	o.k. Version without skin module without 02 module Not running/test disabled
PIA D1 Port B (8012H)	0: > Air heater 1: > H2O heater (evaporator) 2: > O2 valve 1 3: > O2 valve 2 4: > Relay, OT bistable - RESET - 5: > Relay, test 36° 6: > Relay, OT bistable - SET - 7: > Horn	"Off" "Off" "aus" "aus" 0 => 1: Air and H2O heater enable Normal operation Normal operation No horn tone	"On" "On" "On" "On" Check 36° Overtemperatur Horn sounds
PIA D2 Port A (8020H)	0: < Humidity identifier 1: < Thermoswitch, H2O deficiency 2: > DW-ext. alarm 3: < CS Multiplexer A0 4: < RM Multiplexer A1 5: < RM Multiplexer A2 6: < CS, relay 36° 7: < CS, air heater	Humidity module present o.k. o.k. Check "Off"	Version without humidity module Lack of water ALARM Normal operation "Off"
PIA D2 Port B (8022H)	0: < Sensor calibration switch 1: < CS, H2O heater 2: < CS, O2 valve 1 3: < CS, O2 valve 2 4: < Sensor operating switch 5: > Test overtemperature, 40° 6: < NMI-transverse 7: < Mains	"On" "On" "On" Normal operation NMI Mains "off"	"Off" "Off" "Off" Ot test No NMI Mains "on"
PIA-CONTR		Data word	Data word
PIA D1 CA2 (8011H)	> 5 V - Voltage monitoring	Normal operation: 34H Output: 0	Upper limit test: 3CH Output: 1
PIA D1 CB2 (8013H)	> 5 V - Voltage monitoring	Normal operation: 3CH Output: 1	Lower limit test: 34H Output: 0
PIA D2 CB2 (8023H)	< > Fan-pulse suppression	Normal operation: 04H Input (int. pull-up)	Test: 3CH Output: 1

5. Calibration specifications

Contains all calibration specifications for the basic components described under 2.2.

5.1 Unit

5.1.1 Thermostat, lack-of-water alarm

The thermostat of the lack-of-water alarm is to be set to 120 °C in line with the scale. This thermostat must switch off the water heating prior to the safety thermostat (135 °C) via the processor system and it should not switch in normal operation with water to the maximum specified set value. In future, this adjustable thermostat will be replaced by a permanently set thermostat (design similar to that of safety thermostat). Installation potential is provided with all units.

5.1.2 Fan motor


5.1.2.1 Clearance of the motor shaft

Permissible clearance of the motor shaft = 0.1 mm

5.1.2.2 Fan motor removal and installation

- Remove unit.
- Unscrew coil of fan-failure alarm from aluminium block of motor mount.
- Detach cable connection between motor and p.c. board "unit".
- Unscrew retaining bracket of motor.
- Remove motor after loosening the 4 retaining nuts.
- Fit new motor springs to set screws and screw in retaining nuts approx. 3.5 mm measured from upper edge of threaded rod to nuts.

- Find adjustment: The shaft of the motor must protrude 43.0 ± 0.5 mm over the upper edge of the aluminium block and be at right angles to it. The motor must hang freely in the springs. The nuts are then to be secured with Locite 221.



- Installation is to be performed in reverse order.

When connecting the earthing studs, care is to be taken to ensure that these do not protrude over the edge of the spring-mounted motor retaining plate. The countersunk screws of the motor retaining bracket are to be secured with locking compound.

- Following installation, a check is to be made as to whether the impeller catches on the through and as to whether it moves freely in the spring mount.

5.2 p.c. board "CPU Standard 2"

5.2.1 Component configuration


D 9	- Not configured
D 10	- Not configured
D 11	- Not configured
D 12	- EPROM
D 13	- Timer 6840
D 14	- Not configured
D 15	- Not configured
D 6	- Programmable address decoder 8304920
D 8	- RAM (2K x 8) up to software 0.3 or (8K x 8) as of software 0.4

See 5.2.2 for layout plan

5.2.2 Assignment of jumper fields

Fitting of jumper fields X2 ... X8 with shorting links.
The pin numbering on the p.c. board is counterclockwise.

X 2	- Not fitted
X 3	- Not fitted
X 4	- Not fitted
X 5	- 1-2, 3-4 (32 K x 8) EPROM
X 6	- 1-18, 4-15, 8-11 (ext. clock for timer)
X 7	- Not fitted
X 8	- 3-4 (2 K x 8 RAM) up to software 0.3 or 1-2 (8 K x 8 RAM) as of software 0.4



5.2.3 Adjustment of voltage monitoring

If the operating voltage drops below 4.75 V, the RAM is blocked and a CPU reset is triggered. The voltage monitoring circuit can be adjusted with potentiometer R1 on the p.c. board "CPU".

- Using potentiometer R19 on the p.c. board "power pack" (see 5.3) adjust supply voltage, measured between TP1 (+) and TP2 (GND) on p.c. board "CPU", from approx. 5 V to $4.75 \text{ V} \pm 0.02 \text{ V}$.

Caution: Never set to in excess of 5.5 V!

- 2 initial statuses are possible for adjustment of the voltage monitoring on the p.c. board "CPU":
 - a) If the LED V11 lights up, turn potentiometer R1 in a clockwise direction until the LED V11 goes out or glows weakly. Then turn in opposite direction until LED V11 just lights up again.
 - b) If the LED V11 does not light up or glows weakly, turn potentiometer R1 in an anti-clockwise direction until the LED V11 just lights up.
- Then slowly increase operating voltage with potentiometer R 19 (p.c. board "power pack") (caution: never in excess of 5.5 V!) until the LED V11 goes out or glows weakly.

Test value: $U = 4.89 \text{ V} \pm 0.03 \text{ V}$

- Set operating voltage with potentiometer R 19 (p.c. board "power pack") to $5.00 \text{ V} \pm 0.05 \text{ V}$.
- Secure both potentiometers with locking compound.

5.3 p.c. board "power pack"

The 5 V supply voltage, measured between TP1 (+) and TP2 (GND) on the p.c. board "CPU", is to be set with the potentiometer R19 on the p.c. board "power pack" to $U = 5.00 \text{ V} \pm 0.05 \text{ V}$. The potentiometer is then to be secured with locking compound.

Refer also to Item 5.5.3 "Checking of operating voltages".

5.4 p.c. board "motherboard"

No adjustment necessary.

5.5 p.c. board "analog"

5.5.1 Measuring instruments and auxiliaries required


- Multimeter
- 2 resistance decades (skin-temperature adjustment only)
- Incubator 8000 sensor simulator
Order No. 7901240
- Skin-temperature sensor simulator
Order No. 7901236
- Incubator 8000 measurement adapter (not absolutely necessary)
Order No. 7901473

5.5.2 Important Information

All measuring points of importance for adjustment are combined in a 26-pole plug connector.

X4/1	TP O ₂ A	X4/14	TP HT 1B
2	TP Humidity	15	TP HT Analog
3		16	TP D/A Ref.
4	TP LT 2	17	TP HT 1
5	TP O ₂ B	18	TP +15 V
6	TP OT 1	19	TP GNDA
7	TP OT	20	TP +5 V Ref.
8	TP OT 2	21	TP GNDA
9	TP LT Analog	22	TP -15 V
10	TP A/D-Converter	23	TP GNDD
11	TP HT 2	24	TP -5V
12	TP O ₂ -Alarm	25	TP +5 V
13	TP O ₂ -Analog	26	TP GNDD

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems



5.5.3 Checking of operating voltages

Switch on unit.

The supply voltages are checked using a digital voltmeter at the plug connector and the "analog" p.c. board.


TP 25 -> TP 26 (GNDD): $\pm 5.0 \text{ V} \pm 0.05 \text{ V}$

TP 18 -> TP 26 (GNDD): $+ 15.0 \text{ V} \pm 0.6 \text{ V}$

TP 22 -> TP 26 (GNDD): $- 15.0 \text{ V} \pm 0.6 \text{ V}$

TP 20 -> TP 21 (GNDA): $+ 5.0 \text{ V} \pm 0.4 \text{ V}$

TP 24 -> TP 21 (GNDA): $- 5.0 \text{ V} \pm 0.4 \text{ V}$



5.5.4 Adjustment of air-temperature amplifier

- Connect Incubator 8000 sensor simulator (7901240) to X2.
- Switch on incubator.
- Wait approx. 35 s for self-test
- Set sensor simulator to 35.0 °C (R = 3266 Ohm).
- Connect digital voltmeter to X4/3 (+) and X4/21 (GNDA).
- Use potentiometer R7 to set voltage to 625 mV \pm 0.5 mV.
- Connect digital voltmeter to X4/4 (+) and X4/21 (GNDA).
- Use potentiometer R4 to set voltage to 2.917 V \pm 5 mV.
- Display on air actual-value display => 35.0 °C \pm 0.1 °C.
- Set sensor simulator to 25.0 °C (R = 5000 Ohm).
- Check voltage at X4/4
U_{des.} = 2.083 V \pm 0.05 V.
- Display on air actual-value display => 25.0 °C \pm 0.2 °C.

TEMP. SENSOR Alarm

- Set sensor simulator to 45.0 °C (R = 2184 Ohm).
- Check voltage at X4/4
U_{des.} = 3,750 V ± 0.05 V.
- Display on air actual-value display => 45.0 °C
± 0.2 °C.

5.5.5 Adjusting overtemperature amplifier

- Connect Incubator 8000 sensor simulator (7901240) to X2.
- Switch on incubator.
- Wait approx. 35 s for self-test.
- Call up service mode 5 = measured value, overtemperature amplifier (see Item 3.1, service mode).
- Set sensor simulator to 35.0 °C (R = 3266 Ohm).
- Connect digital voltmeter to X4/6 (+) and X4/21 (GNDA).
- Use potentiometer R 15 to set voltage to 625 mV ± 0.5 mV.
- Connect digital voltmeter to X4/8 (+) and X4/21 (GNDA).
- Use potentiometer R12 to set voltage to 3.500 V ± 5 mV.
- Display on air actual-value display => 35.0 °C ± 0.1 °C.
- Set sensor simulator to 25.0 °C (R = 5000 Ohm).
- Check voltage at X4/8
U_{des.} = 2.500 V ± 0.05 V.
- Display on air actual-value display => 25.0 °C ± 0.2 °C.
- Set sensor simulator to 45.0 °C (R = 2184 Ohm).

*Audible Alarm when A
No Led on over Temp*

*only alarms
because
in seller
of Temp set
NOT over
40°*

- Check voltage at X4/8
 $U_{des.} = 4.500 \text{ V} \pm 0.05 \text{ V}.$
- Display on air actual-value display $\Rightarrow 45.0 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.2 \text{ }^\circ\text{C}.$

Note: If the measured values between the air-temperature amplifier and the overtemperature amplifier differ by more than $0.5 \text{ }^\circ\text{C}$, a sensor alarm is given.

The two measured values may deviate by a maximum of $0.3 \text{ }^\circ\text{C}$ from one another in the range of adjustment of the sensor simulator and in normal operation.

Et OK. on simulator but more on normal operation the sensors may be faulty

5.5.6 Adjustment of overtemperature comparator

- Connect Incubator 8000 sensor simulator (7901240) to X2.
- Switch on incubator. *TAKE out*
- Wait approx. 35 s for self-test. *of Service*
- Set sensor simulator to $40.0 \text{ }^\circ\text{C}$ ($R = 2663 \text{ Ohm}$). *MODE*
- Connect digital voltmeter to X4/7 (+) and X4/21 (GNDA).
- Set potentiometer R19 such that voltage switches from negative to positive. *A.C.W. $\rightarrow +$*
- Set sensor simulator to $39.5 \text{ }^\circ\text{C}$ ($39.7 \text{ }^\circ\text{C}$)
 $U \leq -12 \text{ V}$ *more -ve -14V*
- Set sensor simulator to $40.5 \text{ }^\circ\text{C}$ ($40.2 \text{ }^\circ\text{C}$)
 $U \geq +12 \text{ V}$ *+14V*

5.5.7 Adjustment of skin-temperature amplifier

- Connect skin-temperature sensor simulator (7901236) to climate sensor or to Incubator 8000 sensor simulator. *Plug onto ada simulator*
- Set skin-temperature sensor simulator to $36.0 \text{ }^\circ\text{C}$ ($R = 1412 \text{ Ohm}$).
- Connect digital voltmeter to X4/17 (+) and X4/21 (GNDA).

- normally around 54K
50-60K Range*
- Connect a resistance decade to the soldering terminals of R24 and set such that the voltage at the digital voltmeter is $308.6 \text{ mV} \pm 0.3 \text{ mV}$.
 - Measure out the set resistance value to the nearest 10 Ohm and solder in the resistance value determined (if applicable, series or parallel connection of 2 resistors).
 - Check adjustment.
 - Connect digital voltmeter to X4/11 (+) and X4/21 (GNDA).
 - Connect a resistance decade to the soldering terminals of R31 and set such that the voltage at the digital voltmeter is $2.857 \text{ V} \pm 10 \text{ mV}$.
 - Measure out the set resistance value to the nearest 10 Ohm and solder in the resistance value determined (if applicable, series or parallel connection of 2 resistors).
 - Check adjustment.
 - Display on ~~air~~ *skin Temp.* actual-value display $\Rightarrow 36.0 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.1 \text{ }^\circ\text{C}$.
 - Press button "check 36.0 °C"
 \Rightarrow Display on skin-temperature actual value display
 $\Rightarrow 36.0 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.1 \text{ }^\circ\text{C}$.
skin Temp. wont change because skin connects to Rummy
 - Set skin-temperature sensor simulator to $33.2 \text{ }^\circ\text{C}$
 \Rightarrow Display on skin-temperature actual value display
 $\Rightarrow 33.2 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.2 \text{ }^\circ\text{C}$.
 - Set skin-temperature sensor simulator to $37.8 \text{ }^\circ\text{C}$
 \Rightarrow Display on skin-temperature actual value display
 $\Rightarrow 37.8 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.2 \text{ }^\circ\text{C}$.

5.5.8 Checking of O₂ input amplifiers and O₂connectors

- Connect Incubator 8000 sensor simulator (7901240) to X2.
- Set sensor simulator to $35 \text{ }^\circ\text{C}$.

- Switch on incubator.
- Wait approx. 35 s for self-test
- Deactivate any overtemperature alarm by pressing the "reset!" button.
- Set voltage for the O₂ amplifiers at the Incubator 8000 sensor simulator to 50 mV with the two O₂ potentiometers. *Remove leads and set vol least on Test Box.*
- Connect digital voltmeter to X4/1 (+) and X4/21 (GNDA) and check output voltage of O₂ amplifier
A: $U = 1.97 \text{ V} \pm 0.05 \text{ V}$.
- Connect digital voltmeter to X4/5 (+) and X/21 (GNDA) and check output voltage of O₂ amplifier
B: $U = 0.72 \text{ V} \pm 0.02 \text{ V}$.
- Set voltage for the O₂ amplifiers at the Incubator 8000 sensor simulator to 9.5 mV with the two O₂ potentiometers.
- Connect digital voltmeter to X4/12 (+) and X4/21 (GNDA): $U = < 0.1 \text{ V}$.
- Slowly reduce voltage for O₂ amplifier A DVM reading: $U = > 11 \text{ V}$.
- Set voltage for O₂ amplifier A to 9.5 mV again
DVM reading: $U = < 0.1 \text{ V}$. *100 mV* *1st Reading*
- Slowly reduce voltage for O₂ amplifier B DVM reading: $U = > 11 \text{ V}$. *12V* *2-8V*
- Set voltage for O₂ amplifier B to 9.5 mV again
DVM reading: $U = < 0.1 \text{ V}$. *100 mV* *Reset over*

5.5.9 Adjustment of air-temperature analog output (not used at present)

- Set sensor simulator to 25.0 °C.
- Connect digital voltmeter to X4/9 (+) and X4/21 (GNDA).
- Use potentiometer R67 to set voltage to $2.5 \pm 10 \text{ mV}$.

*Not
Registered*

- Not
used*
- Set sensor simulator to 40.0 °C.
 - Use potentiometer R69 to set voltage to 10 V ± 10 mV.
 - Set sensor simulator to 35.0 °C
DVM reading: 7.5 V ± 10 mV.

5.5.10 Adjustment of skin-temperature analog output (not used at present)

- not
used*
- Additionally connect skin-temperature sensor simulator and set to 37.8 °C.
 - Connect digital voltmeter to X4/15 (+) and X4/21 (GNDA).
 - Connect a resistance decade to the soldering terminals of R60 and set such that the voltage on the DVM is 9.60 V ± 10 mV.
 - Measure out set resistance value to the nearest 10 Ohm and solder in the resistance value determined.
 - Check adjustment.
 - Set skin-temperature sensor simulator to 33.2 °C
DVM reading: 0.40 V ± 10 mV.
 - Set skin-temperature sensor simulator to 36.0 °C
DVM reading: 6.0 V ± 10 mV.

5.5.11 Adjustment of reference voltage of D/A converter (not used at present)

- not
used*
- Connect digital voltmeter to X4/16 (+) and X4/21 (GNDA).
 - Use potentiometer R81 to set voltage to -10 V ± 10 mV.

5.5.12 Adjustment of A/D converter

This is only necessary if the voltage adjustment does not tally with the actual value displays or if the A/D converter or N19 is replaced.

- Enter service mode 5 (measured value, overtemperature sensor).
- Connect a resistance decade to the sensor simulator for overtemperature and switch to R_{EXT.}
- Connect digital voltmeter to X4/8 and X4/21 (GNDA).
- Set voltage via resistance decade to 0.000 V + 1 mV. *27.72 K.*
- Set zero point of A/D converter with potentiometer R 75 such that the actual value display just switches from 0.0 °C to 0.1 °C.
- Set voltage to 5.000 V ± 1 mV. *1.819 K*
- Connect a further resistance decade to the soldering terminals of R71 and adjust such that the actual value display just switches from 49.9 °C to 50.0 °C. *43.2 K* *MAKE SURE IN SERVICE mode*
- Measure out the set resistance and solder in the resistance value determined (if necessary, series or parallel connection of 2 resistors). *5*
- Check adjustment at
 - 5.00 V = 50.0 ± 0.1 °C
 - 4.00 V = 40.0 ± 0.1 °C
 - 3.00 V = 30.0 ± 0.1 °C
 - 2.00 V = 20.0 ± 0.1 °C
 - 1.00 V = 10.0 ± 0.1 °C
 - 0.00 V = 0.0 ± 0.1 °C

Remove Dummy sensor.

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems


5.6. Adjustment and functional control of humidity sensor

5.6.1. Necessary test tools

- Temperature measuring unit, compl. order no. 79 01 148
- Humidity and temperature sensor order no. 79 01 476

The accuracy of the humidity and temperature sensor must be guaranteed by regular check and adjustment with the adjustment set (order no. 79 01 477) *this checks*

5.6.2. Humidity sensor, complete



5.6.3. Adjustment and functional control when assembled

- Unscrew cover from climate sensor
- Connect climate sensor without cover to the Incubator.
- Fasten humidity sensor 79 01 476 max. 60 mm away from the humidity sensor of the Incubator.

For this, lay the connecting cable of the humidity sensor over the holder of the double side wall and fix humidity sensor at the temperature sensor (black disk) of the climate sensor using adhesive tape or wire.

- Seal the air gap which exists, because the cover of the climate sensor is unscrewed, with adhesive tape.
- Set Incubator to following desired values:

Air temperature: 33.0 to 36.0°C

Humidity: 65 to 75% rel. humidity

The indication of the Testoterm humidity sensor is decisive for the humidity. In case of deviations the desired value at the Incubator is to be changed.

- The desired value at the Incubator must be constant for at least 30 minutes before performing adjustment and functional check.
- Set humidity display at the Incubator to the value of the Testoterm humidity sensor with poti R 2. When performing a functional check the permissible deviation is 6% rel. humidity.
- Secure adjustment poti R 2 with safety lacquer.

5.7. Fresh air suction

A functional check of the fresh air suction is always necessary, if:

- a) with external oxygen supply the O_2 -concentration is not attained in the Incubator.
- b) the basic housing or filter housing 2M 19 592 with metal 2M 19 573 is renewed.

By twisting of the metal 2M 19 573 at the filter housing 2M 19 592 the diameter in the suction port behind the fresh air filters can be changed, this makes an adjustment possible.

By using a sharp thing the metal can almost be changed without disassembling the filter housing. If not, remove filter housing, reduce suction opening and when re-assembled enlarge it so long until the desired value of the fresh air suction is attained.

5.7.1. Functional check and pre-adjustment

Measurement with a Volumeter at the bore of the metal 2M 19 538 before the fresh air filters.


Assumption: New fresh air filters

Desired value of fresh air suction = 30 ± 3
-5 L/min.

5.7.2. Final adjustment

Assumption: new fresh air filters

Test set-up:



This test set-up makes a very accurate adjustment of the fresh air suction possible, without inaccuracy in measurement by power loss of a measuring instrument. For this, measure by changing the flow at the second open bore of the buffer volume with a smoke tube or with the smoke of a glowing cigarette, when the actual value of the fresh air suction falls below or is exceeded. The test value of the fresh air suction is 30 ± 3 L/min.

7. Trouble-shooting with the Penbug system

Basic setting of Penbug system: S1 = 2
S2 = 1
RAM
Penbug

7.1. Read-out of fault list

In addition to keyboard interrogation, the fault list can also be read out via the Penbug.

Work sequence: Basic Penbug setting
Connect and switch on Gercom and
Penbug
Switch on incubator

Press "return" button:

=> > - - - - enter start address 0001

Address \$0001 corresponds to fault 1,

Address \$000A corresponds to fault 10 etc

The address range can be run through with the button " ". A memory content of \$FF corresponds to a fault message.

7.2. Actuation of air heating, water heating, valve 1 and valve 2

Prerequisite:

The climate sensor with O₂ sensors must have been connected with adequate voltage. There must be no overtemperature currently present. The Incubator 8000 sensor simulator (79 01 240) can also have been connected in place of the climate sensor.

Actuation is effected via the PIA D1 (address \$8X10 - \$7X13):

PORT B	=	Outputs
CA 2	=	Output = low (voltage monitoring)
CB 2	=	Output = high (voltage monitoring)
PB 0	=	Air heating (High = on)
PB 1	=	Water heating (High = on)
PB 2	=	Valve 1 (High = on)
PB 3	=	Valve 2 (High = on)
PB 4	=	Overtemperature reset (high = overtemperature reset)

The following watchdogs (monos) must be retriggered:

WD 1 CPU	=	\$9000	
WD 2 CPU	=	\$9001	
Mono 1	=	\$8X3X	(INOP-LED)
Mono 2	=	\$8X4X	
Mono 3	=	\$8X5X	

The program is stored in the battery-buffered RAM of the CPU.

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Address (hex)	Memory unit	Remarks
1. CPU Watchdogs retriggeren		
00	F7	STA B
01	90	Address WD1 CPU
02	00	
03	F7	STA B
04	90	Address WD2 CPU
05	01	
2. PIA D1 initialisieren (complete)		
06	C6	LDA B
07	40	01000000 -> without Bit 6 all inputs
08	F7	STA B
09	88	Address Port A
0A	10	
0B	C6	LDA B
0G	34	XX1101XX Low Output (CA 2)
0D	F7	STA B
0E	88	Address Control register A
0F	11	
10	C6	LDA B
11	FF	11111111 -> all outputs
12	F7	STA B
13	88	Address Port B
14	12	
15	C6	LDA B
16	3C	XX1111XX High Output (CB 2)
17	F7	STA B
18	88	Address Control register B
19	13	

3. Actation of Peripherie (heaters and valves)

1A	C6	LDA B
1B	1F	00011111
		<pre> Air heater Water heater Valve 1 Valve 2 Overtemperature- Reset </pre>
1C	F7	STA B
1D	88	Address Port B
1E	12	

4. All Watchdogs retrigger

1F	F7	STA B
20	90	WD1 CPU
21	00	
22	F7	STA B
23	90	WD2 CPU
24	01	
25	F7	STA B
26	88	Mono 1
27	33	
28	F7	STA B
29	88	Mono 2
2A	44	
2B	F7	STA B
2C	88	Mono 3
2D	55	

5. Return to address 001A

2E	7E	JMP
2F	00	Return Address
		\$001A
30	1A	

Over Test-Programm

The heaters and valves can be addressed individually by changing the memory content of address \$001B.

1B	11	Air heating only
1B	12	Water heating only
1B	14	Valve 1 only
1B	18	Valve 2 only

The check-back signals from the periphery (see also 6.1., description of PIA ports), which can be measured directly with an oscillograph or a voltmeter at the PIA ports, are very often of importance for trouble-shooting.

7.3. Actuation of display elements

This test program can be used to switch all the display elements of the individual displays on or off.

Exception: The mains failure LED is not actuated by the processor system.

Addresses: Air display = \$8X00, \$8X01
 Skin display = \$8X02, \$8X03
 O₂ display = \$8X04, \$8X05
 Humidity display = \$8X06, \$8X07
 INOP-LED = \$8X3X

The test program is stored in the battery-buffered RAM of the CPU.

Example: All display elements of the air display light up with the exception of the INOP and the mains failure LED:

All displays can be blanked by altering the memory content of address \$21 from \$00 to \$FF. The INOP-LED lights up if the address \$8833 is not addressed (e.g. by changing to \$8844 or by inserting NOP commands). The other modules can be addressed with this test program by changing the module addresses.
For example:

Air module	-	O ₂ module
Address \$8X00	-	\$8X04
Address \$8X01	-	\$8X05

Address (hex)	Memory unit (hex)	Remarks
---------------	-------------------	---------

1. All Watchdogs retrigger

00	F7	STA B
01	90	Address WD1 CPU
02	00	
03	F7	STA B
04	90	Address WD2 CPU
05	01	
06	F7	STA B
07	88	Address Mono 3
08	55	(INOP-LED)
09	F7	STA B
0A	88	Address Mono 1
0B	33	(Horn)
0C	F7	STA B
0D	88	Address Mono 2
0E	44	(Horn)

2. Initialization of display module and actuation of display elements

	Air	Skin	O ₂	Humidity	
0F	C6				LDA B
10	0C				= 16x8bit character display-left entry + encoded scan-sensor-matrix
11	F7				STA B
12	88				Address Air-Display
13	01	03	05	07	
14	C6				LDA B
15	20				00100000 = clock-time
16	F7				STA B
17	88				Address Air-Display
18	01	03	05	07	
19	C6				LDA B
1A	90				10010000 = write display
1B	F7				STA B
1C	88				Address Air-Display
1D	01	03	05	07	
1E	86				LDA A
1F	08				= Counter
20	C6				LDA B
21	00				= all Display on
22	F7				STA B
23	88				Address Air-Display
24	00	02	04	06	
25	4A				DEC A (counter-1)
26	26				BNE
27	F8				
28	7E				JMP
29	00				Return to address \$0000
2A	00				

Circuit-Diagramms


Circuit and Assemble-Diagramms

- **Mainunit Incubator 8000**
- **Valveblock**
- **Aggregat**
- **Electronicinsertion Air + Air/Skin**
- **PC Motherboard**
- **PC Powersupply**
- **PC Analog Air + Air/Skin**


- **PC CPU**
- **Indicator + Keyboard**
- **Climatesensor**

Mainunit Incubator 8000

ANSICHT X
(NUR AUF DIE WANNE 2M 19 334 GESEHEN)



ANSICHT Y
(OHNE LAUFROLLEN DARGESTELLT)



MITTLERE PVC-SCHLAUCHLEITUNG
HÖSV-KD. 75, SW: 700LG
13.07 596(1X)

2M 14 126
12 96 221
13 31 345
13 29 525
13 27 342

16 25 690
12 96 221(2X)
13 31 345(2X)
13 28 956(2X)

2M 18 620(2X)
13 29 1031(2X)
(GESICHERT MIT
LOCTITE 221)

18 25 674
12 96 221
13 19 078(3X)
13 31 345
13 28 956


2M 19 556(2X)
13 29 987(2X)
13 09 749(2X)

2M 16 620(2X)
13 29 1031(2X)
(GESICHERT MIT
LOCTITE 221)

2M 16 620(2X)
13 29 1031(2X)
(GESICHERT MIT
LOCTITE 221)

2M 16 620(2X)
13 29 1031(2X)
(GESICHERT MIT
LOCTITE 221)

2M 18 167
2M 19 537
2M 19 334
2M 19 596(2X)



16 25 704
13 36 630
13 30 233
13 09 749
13 25 779(4X)
13 33 941(4X)

16 17 485
K 19 181 (2X)


2M 19 575
ST 2M 19 575

2M 19 714

2M 19 600
ST 2M 19 500

13 25 779(4X)
13 33 941(4X)

ANSICHT Z
(OHNE VERLEIDUNG UND
LAUFROLLEN DARGESTELLT)



67 12 046
13 35 510(4X)

MITTLERE PVC-
SCHLAUCHLEITUNG
HÖSV-KD. 75, SW: 700LG

BL (118 25 690)

PVC-VERDRÄHTUNG
HÖSV-KD. 75 SW, 150LG

GNSE (118 25 674)

PVC-ADERLEITUNG
HÖV-K1.5 GNCE, 100LG

(12 96 264)
(13 19 078)

PVC-ADERLEITUNG
HÖV-K1.5 GNCE, 150LG

(112 96 241)

• • SCHUMPFESH 6.35-3.2- 84 04 065, 15LG (5X)


• • IN VERLEIDUNG, VOLLST., 2M 19 575 ENTHALTEN

LOSE TEILE:

- 1 STÜCK LUEFTERRAD, VOLLST. 2M 19 665, ST 2M 19 665
- 1 STÜCK SCHUTZHEULE M 22 532, M-ST. 2884
- 1 STÜCK VERSANDVERPACKUNG 87 11 878, ST 87 11 878

ST 2M 19 666	ST 2M 19 666
5 AX	5 AX
M2	M2
Dräger	Dräger
BRUNNEN INHALETOR 6000	

ANSICHT X
DANK AUF DIE WAHRE 2M 19 334 (4/5/11/11)




•• IN VERKLEIDUNG, VOLLST. 2M 19 575 ENTALLEN

LOSE TEILE:
1 STÜCK LUEFTERRAD, VOLLST. 2M 19 685, ST 2M 19 687
1 STÜCK SCHUTZHELE 16 22 552, M-ST 2884
1 STÜCK VERBANDVERPACKUNG E7 11 576, ST E7 11 871 E7P


ANSICHT Z
(OHNE VERKLEIDUNG UND LAUFFOLLEN DARGESTELLT)

E7 12 046 13 35 510(4X)



F 6 1 F 9

2M 19 537



2M 19 627
ST 2M 19 720

2M 19 537
ST 2M 19 537

2M 19 537
ST 2M 19 537

2M 19 537
ST 2M 19 537

2M 19 537
ST 2M 19 537

2M 19 537
ST 2M 19 537


2M 19 537
ST 2M 19 537

16 09 622

13 25 779(4X)
13 32 541(4X)

ANSICHT Y
(OHNE VERKLEIDUNG UND LAUFFOLLEN DARGESTELLT)

2M 19 566(2X)




2M 19 566(2X)
ST 2M 19 566(2X)

13 29 103(2X)
(GESICHERT MIT LOCITINE 221)

2M 18 420(2X)

4.4X	Dräger
M2	
1:2,5	
DRUCKHEFT INKUBATOR 8000	2M 19 720

Valveblock



PRUEFUNG, nach Prüfkarte

DER VENILBLOCK IST STEHEND ZU PRUEFEN.
(MAGNETVENTILE SEHEN)

1. DRUCKSEITE
SAUERSTOFF IST JEDER DEN MIZ) ANSCHLUSS
MIT 5 BAR ZUZUFUEHREN.

1.1. DURCHFLOSSE
DIE MAGNETVENTILE WERDEN NACHDEM DER UEBER DIE
UNTIEREN PARTEN AN ZAV GLEICHZEITIG ANGESCHLOSSEN
NICHT AN EPD) AN ZAV GLEICHZEITIG ANGESCHLOSSEN
DER DURCHFLOSSE WIRD AN FOLG) (UGR.) 2M 19
JEWELS 142) L) (2) (2) BEFOLGEN.


1.2. DICHTHEIT
BEI NICHT ANGESCHLOSSENEN VENTILEN UND AN
GASZUFUEHR) DART DIE LECKRATE NICHT MEHR AL
0,005 (MGAL L) (2) (2) BEFOLGEN.

2. DRUCKLOSE SEITE, DICHTHEIT
SAUERSTOFF WIRD UEBER GAS KOHR) (UGR.) 2M 19 740
MIT 200 NEAP ZUEFUEHRT.
NACH ABGESTELLTER GASZUFUEHR) DART DIE LECKRATE
NICHT MEHR ALS 1 (MGAL L) (2) (2) BEFOLGEN.


GESICHERT MIT LOCITITE 221

1		4	
2.1		M2	
VENTILBLOCK, (UGR.)		2M 19 734	
Dräger		Dräger	

Aggregat



SCHNITT A-B




1. SICHERHEITSPRÜFUNG NACH IEC 601/1 VDE 0750/1
- 1.1 ERDABLEITSTROM MESZUFBAU IEC 601 TEIL 1 BILD 16 IM NORMALBETRIEB $I < 0,3 \text{ mA}$ IM 1. FEHLERFALL $I < 0,3 \text{ mA}$
- 1.2 PRÜFUNG AUF SPANNUNGSFESTIGKEIT: 1500 V
- 1.3 SCHUTZLEITERANSCHLUSS ZWISCHEN SCHUTZLEITERANSCHLUSS UND ALLEN METALLGEHÄUSEN; MAX. 0,1 A
2. FUNKTIONSPRÜFUNG
- GDE AGGREGAT MIT EINSCHUB 8200901, SENSOR 8200913 UND ÜBERTRAGER 8200914 ZUSAMMENBAUEN. EINSPELTESTEST DURCHFÜHREN; KEINE INDP-MELDUNG. KEINE SENSORDIAGNOSTIK.

ST 2M 19 640

6 AX	1:1	M2	Dräger
GDE AGGREGAT 8000			
2M 19 640			

194105



LOSE TEILE:

- 4 STCK MUTTER 13 28 956
- 5 STCK FEDERRING 13 31 345
- 1 STCK SCHRAUBE 13 30 659
- 1 STCK SCHEIBE 13 27 542

20 STCK KABELBINDER 87 12 007

6 STCK SCHRUMPFSCHLAUCH 3,2-1,6X0,5 83 01 798,15MK

- 1 STCK K REL ELR 3/32 V10A LV 00414 ;18 21 148
- 1 STCK KABEL (UGR) 2M 19 496
- 1 STCK KABEL (UGR) 2M 19 497
- 1 STCK KABEL (UGR) 2M 19 461


ALLES VERPACKT IN:

FLACHBEUTEL MIN.110X150 DWN1210


(HIERZU MONTAGEANLEITUNG 2M 19 606)

* = SCHRUMPFSH 6.35-3.2X0.64-POLYOLEFIN 84 04 085;
70LG (2X) ⑦

ST 2M 19 610




Werkstoff	7	2X	SACHS. BEUL. SILICAZ. BEFESTIG.
Material	Abteilung	Top	Abmessungen
1:1	M2	83 00 251	Dräger
WASSERHEIZUNG, VOLLST.			2M 19 610
FERN			2M 19 610



NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4	NO. 5	NO. 6	NO. 7	NO. 8	NO. 9	NO. 10	NO. 11	NO. 12	NO. 13	NO. 14	NO. 15	NO. 16	NO. 17	NO. 18	NO. 19	NO. 20
2:1 RM 2:1										DARGI BHAI BHAI AG LURICH LUKKURATOR SKOOL B200602 LP AGGREGAT, UGR B200602 LUKKURATOR SKOOL									

B27 B3

139785



LIEFERUNG		LIEFERUNG	
PHASE	NEUTRAL	PHASE	NEUTRAL
1	2	1	2
3	4	3	4
5	6	5	6
7	8	7	8
9	10	9	10
11	12	11	12
13	14	13	14
15	16	15	16
17	18	17	18
19	20	19	20
21	22	21	22
23	24	23	24
25	26	25	26
27	28	27	28
29	30	29	30
31	32	31	32
33	34	33	34
35	36	35	36
37	38	37	38
39	40	39	40
41	42	41	42
43	44	43	44
45	46	45	46
47	48	47	48
49	50	49	50
51	52	51	52
53	54	53	54
55	56	55	56
57	58	57	58
59	60	59	60
61	62	61	62
63	64	63	64
65	66	65	66
67	68	67	68
69	70	69	70
71	72	71	72
73	74	73	74
75	76	75	76
77	78	77	78
79	80	79	80
81	82	81	82
83	84	83	84
85	86	85	86
87	88	87	88
89	90	89	90
91	92	91	92
93	94	93	94
95	96	95	96
97	98	97	98
99	100	99	100

XI: FLACHBRIKABELVERBINDUNG ZUM ELEKTRIK-GRUNDBERET

OPTIONAL



LIEFERUNG		LIEFERUNG	
PHASE	NEUTRAL	PHASE	NEUTRAL
1	2	1	2
3	4	3	4
5	6	5	6
7	8	7	8
9	10	9	10
11	12	11	12
13	14	13	14
15	16	15	16
17	18	17	18
19	20	19	20
21	22	21	22
23	24	23	24
25	26	25	26
27	28	27	28
29	30	29	30
31	32	31	32
33	34	33	34
35	36	35	36
37	38	37	38
39	40	39	40
41	42	41	42
43	44	43	44
45	46	45	46
47	48	47	48
49	50	49	50
51	52	51	52
53	54	53	54
55	56	55	56
57	58	57	58
59	60	59	60
61	62	61	62
63	64	63	64
65	66	65	66
67	68	67	68
69	70	69	70
71	72	71	72
73	74	73	74
75	76	75	76
77	78	77	78
79	80	79	80
81	82	81	82
83	84	83	84
85	86	85	86
87	88	87	88
89	90	89	90
91	92	91	92
93	94	93	94
95	96	95	96
97	98	97	98
99	100	99	100

Split LP Aggregat
(Inverter 8000)

AGGREGAT

AGGREGAT

AGGREGAT

AGGREGAT

AGGREGAT

AGGREGAT

AGGREGAT

AGGREGAT

AGGREGAT

AGGREGAT

AGGREGAT

AGGREGAT

AGGREGAT

AGGREGAT

AGGREGAT


AGGREGAT

AGGREGAT

AGGREGAT


Electronicinsertion Air + Air/Skin

Gleitflächen mit dünnem Film
MOLYKOTE 55M versehen



2M19534 (2x)
2M19735
2M19737 (2x)

1333933
2M19736




Einzelheit Z
M 2:1



2M19535 (2x)

2M19553 (500lg);
2M19535 (2x);



1 Druckelemente Set 2M19715, ST2M19715
* = in 2M19715 enthalten
** = montiert in Grundeinheit Inkubator 8000
2M20050, St 2M20050


hierzu ST8290395

=DA=	--	=DS=	--	=DC=	--
Kernstoff					
Masstab	Abteilung		Änderungen		
1:1	OP		Art	Anspr	Tag
2:1			1968		None
			Bepr. 407.10	LIE	
			Sepr. 4/73	LIE	
			Norm	11	11
Benennung			Drägerwerk Aktiengesellschaft		
Bedieneinheit Höhenverstellung			Dräger		
			Zeichnungs-Nr.		
			8290395		
			Ersatz fuer		
			Ersetzt durch		

8200881

1810421

1823558



- SCHUTZLACKIERUNG NACH DYN 3007 DURCHGEFUHRT

- KENNZEICHNUNG FUER A-SEITE NACH DYN 3007 VERVOLLSTAENDIGT

HIERZU STROMLAUFPLAN 8200883
STUECKLISTE ST8200880

"VERDECKTE UND SICHTBARE KONTUREN HABEN GLEICHE
LINIENARTEN UND LINIENBREITEN."

VERSTOFF
-0A- -0B- -0C-

PLATZSTAB	ALLGEMEIN BEZUGEN	ABTEILUNG	1987	TAG	NAME	NEUE URZEICHNUNG	ÄNDERUNG	146	STAB.	SOHN
2 11	AM	AM	15.01	1987	SALAMON					


BEZUGEN
BEST. LP SCHALTER
 (INKUBATOR 8000)

ZEICHNUNGSNUMMER
8200880

DRABERGER
 AKTIENGESELLSCHAFT

Dräger

FORMAT Nr. 928888 V.00.EB.66
 TITELST. 11/87



WERKSTOFF
-0A- -0B- -0C-

PLATZSTAB	ALLGEMEIN BEZUGEN	ABTEILUNG	1987	TAG	NAME	ANDRUEGUNG	146	STAB.	SOHN
	AM	AM	15.01	1987	SALAMON				

BEZUGEN
Splan LP Schalter
 (Inkubator 8000)


ZEICHNUNGS Nr
82 00 883

DRÄGER



FORMAT Nr. 928888 V.00.EB.66
 TITELST. 11/87

68 + 68

Aufkleben der Bohrschablone auf das linke
Seitenblech des Einschubs (8200901/8200902)
Bohren der 3 Bohrungen (s. 3.5.)



Anschließen der LP Lüfter an das LP Mutterboard



Festschrauben der
LP Lüfter auf der
Innenseite des
Seitenblechs

LP Lüfter
(8290140)

Besteht aus:

Best. LP Lüfter

Bohrschablone, LP Lüfter

Rüstanweisung, LP Lüfter

Kabelbaum

Schraube

Schrumpfschlauch 3,2-1,6x0,5- 8301798 (10 lg, 3x)

verpackt in Flachbeutel mind. 220x330 DIN 1210

- 8290140
- St 8290140
- 8290387
- 8290388
- 8290389, St 82 90389
- 1330810 (3x)

Hierzu St 8250390

=DA=	=DB=	=OC=	Hierzu St 8250390			
Verstärker						
Konstanz	Abteilung	op	1888	Top	Moore	
			Beord.	1910	Riederl	
			Gepr.	1.11.	K	
			Abm.	11	11	11

Diese Zeichnungspause dient
nur zur Information.
Bei Änderung erfolgt
kein Austausch

Dräger

Drägerwerk
Aktiengesellschaft


Zeichnungs-Nr.
8290390

Rüstsatz, LP Lüfter
(Inku 8000)


(8200916) bedruckt mit: 8290402
 Fabr.-Nr. nach DWH 419-
 8200920 St8200920

8290400, St8290400

8200591, St8200591




- 8200638 (2x)
- 1330799 (3x)
- 1309749 (5x)
- 8302526
- St8302526
- 1321609
- 8200641
- 8712007 (3x)
- (8200617)



Alle Anschlüsse mit
 Schruppfsch 3.2-1.6x0.5-8301798 (12lg, 4x) versehen

Stückliste	Stück	Einheit	Bezeichnung	Material	Abbildung	Stück	Einheit	Bezeichnung	Material
8200638	2								
1330799	3								
1309749	5								
8302526	1								
St8302526	1								
1321609	1								
8200641	1								
8712007	3								
(8200617)	1								




(Best. Lp Display 8200650)

(8200888 (2x) gehört nicht zum Lieferumfar
 St 8200888


- 8200650 St8200650 G 10302 (4x)
- 8200645 St 8200645 mit Klebeband 9- Tesabond 541 GE (10 lg) auf Mutterboard befestigt
- 1309749
- (8200898 (3x))
- 1334913 (4x)
- 1309749 (4x)

b4 + f5



Drägerwerk AG Lübeck

Werkstoff		7.12.87		7.12.87		7.12.87		7.12.87	
Abteilung		EM		EM		EM		EM	
Name		Schaltplan		Schaltplan		Schaltplan		Schaltplan	
Norm		DIN 80 NI		DIN 80 NI		DIN 80 NI		DIN 80 NI	
Benennung		Filterschaltung		Filterschaltung		Filterschaltung		Filterschaltung	
Zuschlags-Nr.		83 02528		83 02528		83 02528		83 02528	
Erstellt für		Eiserfeld		Eiserfeld		Eiserfeld		Eiserfeld	
Gezeichnet für		Eiserfeld		Eiserfeld		Eiserfeld		Eiserfeld	



Kennzeichen A 2 DMN 3007 vervollständig
beidseitig mit Schutzlack überzogen

hierzu:
Stückliste SI 83 02526
Schaltplan Filterschaltung 8302528

Für diese technische Zeichnung befragen wir
das eine Rechte nach DIN 30 Ziffer 2, 1. und
DRÄGERWERK AG Lübeck

Werkstoff		7.12.87		7.12.87		7.12.87		7.12.87	
Abteilung		am		am		am		am	
Name		Best. LP		Best. LP		Best. LP		Best. LP	
Norm		DIN 80 NI		DIN 80 NI		DIN 80 NI		DIN 80 NI	
Benennung		Filterschaltung		Filterschaltung		Filterschaltung		Filterschaltung	
Zuschlags-Nr.		83 02526		83 02526		83 02526		83 02526	
Erstellt für		Eiserfeld		Eiserfeld		Eiserfeld		Eiserfeld	
Gezeichnet für		Eiserfeld		Eiserfeld		Eiserfeld		Eiserfeld	

06707


PC Motherboard

8300286 (9X)

13 38 935 (8X)

8200851

1810359 (4X)



810421

1813641

8302726 (2X)

8300286 (9X)
(8X VON DER RUECK-
SEITE BESTUECKT)


ähnliche und veränderbare Kennungen haben gleiche Leiterarten und Leiterbahnen

LP Mutterboard, Dg	
2:1	8300286 (9X)
Bestandteil aus Material	
E9765	

E9765

PC Powersupply

PC Analog Air + Air/Skin



CS1 → LINE SIGNAL
 CS2 → PULSE (10V)
 CS3 → PULSE (10V)
 CS4 → PULSE (10V)

CH	DN	W	TR
1	300.0	0.1	0.25
2	300.0	0.1	0.25
3	300.0	0.5	0.25
4	300.0	0.5	0.25

Splan LP Analog
 (Instituto B001)

92.00.923

62763

8200771

8301855

1809865(2x)

1338935(2x)

8302791

1329987(2x)
D 04766(2x)
1334913(2x)


8301853(26/25)

1823280

8302725(2x)

8300286(2x)

1810340



"VERDECKTE UND SICHTBARE KONTUREN HABEN GLEICHE
LINIENARTEN UND LINIENBREITEN."

BR	OB	DE	NEUE ZEICHNUNG	DRUCKER	ZEICHNUNGSKONSTRUKT. AUS DER
VERANST.	ABT.	PROJ.	ÄNDERUNG	ART	BLATT
211	AM	AM	LP ANALOG, UGR.	8200772	8200772
BEZEICHNUNG			LP ANALOG, UGR.	INSTRUMENTENFABRIK	
VERANST.			LP ANALOG, UGR.	INSTRUMENTENFABRIK	
PROJ.			LP ANALOG, UGR.	INSTRUMENTENFABRIK	
ART			LP ANALOG, UGR.	INSTRUMENTENFABRIK	
BLATT			LP ANALOG, UGR.	INSTRUMENTENFABRIK	
INSTRUMENTENFABRIK			LP ANALOG, UGR.	INSTRUMENTENFABRIK	

PC CPU

5.2 p.c. board "CPU Standard 2"

5.2.1 Component configuration


- D 9 - Not configured
- D 10 - Not configured
- D 11 - Not configured
- D 12 - EPROM
- D 13 - Timer 6840
- D 14 - Not configured
- D 15 - Not configured
- D 6 - Programmable address decoder 8304920
- D 8 - RAM (2K x 8) up to software 0.3 or
(8K x 8) as of software 0.4


See 5.2.2 for layout plan

5.2.2 Assignment of jumper fields

Fitting of jumper fields X2 ... X8 with shorting links.
The pin numbering on the p.c. board is counterclockwise.

- X 2 - Not fitted
- X 3 - Not fitted
- X 4 - Not fitted
- X 5 - 1-2, 3-4 (32 K x 8) EPROM
- X 6 - 1-18, 4-15, 8-11 (ext. clock for timer)
- X 7 - Not fitted
- X 8 - 3-4 (2 K x 8 RAM) up to software 0.3 or
1-2 (8 K x 8 RAM) as of software 0.4






- D25 : 74 HC 00
- D26 : 74 HC 11
- D27 : 74 HC 14
- D29 : 74 HC 86
- D30 : 74 HC 27
- D28 : 74 HC 04

C10, ..., C39 : 0,1 µkeram.



Index siehe Blatt 1

-OA=		-DB=		-OC=		-	
Werkstoff							
Maßstab	Abbildung		1985		Name		
	RM		Beord. 7.40		Tag		
			Gepr. 7.40		Norm		
			11.11.1985		Jah		
Benennung							
Splan LP CPU Standard 2							
Zeichnungs-Nr. 8304814							
Blatt 2 von Blatt 2							
Ersatz Nr.							
Erstellt durch							




Drägerwerk AG Lübeck

Indicator + Keyboard



NEUE ZEICHNUNG		Zeichnungs-Nr.	82 00 673
Verfasser	Gezeichnet	Gezeichnet am	1987
Prüfer	Abgefragt	Abgefragt am	1987
Freigegeben	Freigegeben	Freigegeben am	1987
Drägerwerk AG Lübeck		Produkt-Nr.	
Splan LP Display-Luft		Produkt-Nr.	
(Inkubator 8000)		Produkt-Nr.	

82-1-03



ANSICHT Z

ANSICHT X

"VERECKTE UND SICHTBARE KONTUREN HABEN GLEICHE
LINIENARTEN UND LINIENBREITEN."

VERSTOFF	DRUCK	ART	NEUE URZEICHNUNG	ALTER	ANMERKUNGEN
2 1 1	AM	AM	1977 T66	1977 T66	
BESCHREIBUNG			BESCHREIBUNG		
LP DISPLAY LUFT, UGR.			LP DISPLAY LUFT, UGR.		
ZEICHNUNGSNUMMER BEST.AUSG.			ZEICHNUNGSNUMMER BEST.AUSG.		
8200672			8200672		
DRÜCKER			DRÜCKER		
FABRIKATION			FABRIKATION		
1823175			1823175		





V18 - V35 VON RUECKSEITE BESTUECKT
V18 - V27, V35 WIE ANSICHT X EINGESETZT

1810669(8/36)
(VON DER RUECKSEITE BESTUECKT)

1823175

8200671

8302726




02 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31 — 32 — 33 — 34 — 35 — 36 — 37 — 38 — 39 — 40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 45 — 46 — 47 — 48 — 49 — 50 — 51 — 52 — 53 — 54 — 55 — 56 — 57 — 58 — 59 — 60 — 61 — 62 — 63 — 64 — 65 — 66 — 67 — 68 — 69 — 70 — 71 — 72 — 73 — 74 — 75 — 76 — 77 — 78 — 79 — 80 — 81 — 82 — 83 — 84 — 85 — 86 — 87 — 88 — 89 — 90 — 91 — 92 — 93 — 94 — 95 — 96 — 97 — 98 — 99 — 100		1. NAME: 74HC283 2. PART NO.: 74HC283 3. REV.: 1.0 4. DATE: 1988.08.01 5. DRAWN: [Signature] 6. CHECKED: [Signature]	1. NAME: 74HC07 2. PART NO.: 74HC07 3. REV.: 1.0 4. DATE: 1988.08.01 5. DRAWN: [Signature] 6. CHECKED: [Signature]	1. NAME: 74HC138 2. PART NO.: 74HC138 3. REV.: 1.0 4. DATE: 1988.08.01 5. DRAWN: [Signature] 6. CHECKED: [Signature]	1. NAME: 74HC00 2. PART NO.: 74HC00 3. REV.: 1.0 4. DATE: 1988.08.01 5. DRAWN: [Signature] 6. CHECKED: [Signature]
--	--	---	---	---	---

02 — 06 — 07 — 08 — 09 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31 — 32 — 33 — 34 — 35 — 36 — 37 — 38 — 39 — 40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 45 — 46 — 47 — 48 — 49 — 50 — 51 — 52 — 53 — 54 — 55 — 56 — 57 — 58 — 59 — 60 — 61 — 62 — 63 — 64 — 65 — 66 — 67 — 68 — 69 — 70 — 71 — 72 — 73 — 74 — 75 — 76 — 77 — 78 — 79 — 80 — 81 — 82 — 83 — 84 — 85 — 86 — 87 — 88 — 89 — 90 — 91 — 92 — 93 — 94 — 95 — 96 — 97 — 98 — 99 — 100	1. NAME: 74HC283 2. PART NO.: 74HC283 3. REV.: 1.0 4. DATE: 1988.08.01 5. DRAWN: [Signature] 6. CHECKED: [Signature]	1. NAME: 74HC07 2. PART NO.: 74HC07 3. REV.: 1.0 4. DATE: 1988.08.01 5. DRAWN: [Signature] 6. CHECKED: [Signature]	1. NAME: 74HC138 2. PART NO.: 74HC138 3. REV.: 1.0 4. DATE: 1988.08.01 5. DRAWN: [Signature] 6. CHECKED: [Signature]	1. NAME: 74HC00 2. PART NO.: 74HC00 3. REV.: 1.0 4. DATE: 1988.08.01 5. DRAWN: [Signature] 6. CHECKED: [Signature]
--	---	---	---	---


Splan LP Display
(Integrator 8000)

Dröglwerk AG Lübeck

82 00 653
Produktions-Nr. 8200653111




ANSICHT X



V17 - V21 WIE ANSICHT X EINGESETZT

ANSICHT Z



V17 - V27 SIND VON DER RUECKSEITE BESTUECKT

"VERDECKTE UND SICHTBARE KONTUREN HABEN GLEICHE LINIENARTEN UND LINIENBREITEN."

8302726

8200651



1823175

1813145(9x)

1810669(6/36)
(VON DER RUECKSEITE BESTUECKT)

-DA-	-OB-	-DC-	
VERSTOFF			
MASSTAB	ABTEILUNG	NEUE URZEICHNUNG	17
2:1	AM	2	
ALTERNATIVE BEZEICHNUNG	TRAG	NAME	DRÄGERWERK AG LUBECK
	1986	DRÄGER	
	03.12	SALOMON	
	11.11	WBC	
BEKENNUNG			
LP DISPLAY, UGR.			
(INKUBATOR 8000)			
ZEICHNUNGSNUMMER BEST.-FUS JBL			
8200652 BLATT 1			
ERSTELT DRÄGER			

1 2 3 4 5 6 7 8



Maßstab	1:1	Abteilung	QIM
Technische Zeichnung		Benennung	Schaltfolie (Inkubator 8000)
=OA=		=OC=	

Stand	1985	Jahr	
Beord.	9.10	Name	
Gepr.	9.10	Stuhl	
Norm		Gepr.	9.10





Drägerwerk AG Lubeck

Zrechnungs Nr. 82.00 656
 Ersatz für R A A B E A A

Original of the document/contract is kept in the archive of the company.

Use of the document / contents is limited without express authority. All rights reserved.
DRÄGERWERK AG, Lübeck

Verwendet nach DIN 50 Beschäftigt
 Use of the document/contents is forbidden without express authority. All rights reserved.
DRÄGERWERK AG Lübeck



=OA= <input type="checkbox"/>		=OB= <input type="checkbox"/>		=OC= <input type="checkbox"/>	
Werkstoff					
Maßstab		Allgemein-toleranzen		Abteilung	
1:1		—		am	
Aeno Ziffer		Kummt vor		Anderung	
1985		Tag		Name	
Bearb		8.10.		Jau	
Gepr		9.10.		Schne	
Norm		L			
Benennung				Zeichnungs-Nr.	
Schaltfolie Feuchte (Inkubator 8000)				82 00 657	
Ersatz für Ersetzt durch					





Drägerwerk AG Lübeck

Hugo Kkmann, Kiel 03 6663 83

Use of this document / contents is forbidden without express authority. All rights reserved.
DRÄGERWERK AG, Lübeck

Use of the document / contents is forbidden without express authority. All rights reserved.
DRÄGERWERK AG, Lübeck

DRÄGERWERK AG, Lübeck



=QA= =QB= =QC=

Werkstoff

Maßstab	Allgemein-toleranzen	Abteilung	Aend	kommt	Name	Aenderung	Tag	Bearb.	Norm
			Ziffer	vor					
1:1	—	am	1985	Tag		Drägerwerk AG Lübeck			
			Bearb	8.10.	Pau				
			Gepr	9.10.	Sch				
			Norm						



Drägerwerk AG Lübeck


Benennung
Schaltfolie Haut
 (Inkubator 8000)

Zeichnungs-Nr
82 00 655

Ersatz für
 Ersatz-Nr.

Tugo Hamann, Kiel 03 6663 89

Climatesensor



Ansiicht ohne Deckel dörge stellt

8200486
St8200486
mit Loctite 270 gesichert

8290386
8290367
St 8290367
8200608
St8200608

6850573 (2x)
St6850573

8200497
St8200497

1326619
1309749
1337742 (2x)
D04796 (2x)

Hierzu:
FKV

Stuckliste
Kabelschema Sensor 8290380
Kabelblinder 8712007 (2x)
Schrumpfsch 2.4-1.2x0.51-RT102 (10lg, 23x) 8710703
verpackt in: Flachbeutel mind. 220x300 DWN 1210

Schlauch 4x1.5-SI NF M2729 (40lg)

1333798 (4x)

8200618 (2x)
St8200618

8300642

8290382
St8290382

8200605


8200597
St8200597

8290383

Inkubator-Sensor
8290380
Dräger

DA	DB	DC	DD	DE	DF
Werkstoff	Abteilung	Abteilung	Abteilung	Abteilung	Abteilung
1:1	OP				
Benennung					
Sensor, kpl. (Inku. 8000)					
Zeichnungs-Nr. 8290380					
Ersatz fuer					
Ersetzt durch					

Dräger
Diese Zeichnungspause dient nur zur Information. Bei Änderung erfolgt kein Austausch



alle Anschlüsse
 ausser die mit * gekennzeichneten
 mit Schrumpfschlauch
 (2.4-1.2x0.51-RT102)
 gesichert.

Markstoff		=DA=	=OB=	=OC=	=
Kabelstahl		-----			
Abteilung		OP			
Genehmigung		-----			
Kendierungen		-----			
Name		Drägerwerk Aktiengesellschaft			
Drägerwerk		Dräger			
Zeichnungs-Nr.		8290381			
Ersatz fuer		8290381			
Ersetzt durch		8290381			

Diese Zeichnungspause dient
 nur zur Information.
 Bei Änderung erfdigt
 keine Zustimmung

(8200497)

(8290382)

(8200486)

(8200608)


(8712007)

(8290367)

(8712007)

(6850573, 2x)

Schaltplan nach DIN 9140
 Die in diesem Dokument angegebenen
 Bezeichnungen sind die Bezeichnungen
 der Drägerwerk Aktiengesellschaft
 in Essen, Westfalen, Deutschland



-DA-	-DB-	-DC-	1	1X	Text korrigiert	
Merzstab			Abteilung	Abteilungs- Referenzen	Abteilung	Benennung
2:1			OP			Feuchtesensor, vollst.
Moßstab			Abteilung	Abteilungs- Referenzen	Abteilung	Benennung
2:1			OP			Feuchtesensor, vollst.


Diese Zeichnungspunkte dient nur zur Information. Bei Änderung erfolgt kein Austausch.

Anderungen		Drägerwerk Aktiengesellschaft		Träger	
Appr. Nr.	Tag	Name			
1988					
Bearb. No. 12	STÜCKEL				
Sepr. 11	11	11			
Norm.	11	11			
Zeichnungs-Nr.			8290367		
Ersetzt fuer			Ersetzt durch		

61469


Demontage von:
 -Feuchtesensor (8200479)
 -Kontaktleiste (8404294)
 Alle Kabelanschlüsse ablöten
 Mittig zerbrechen (z.B. mit Seitenschneider)
 und aus Hülse vorstichtig herausdrehen. Klebereste entfernen
 -Klebeschild (8200715)

Montage:
 -neuer Feuchtesensor, vollst. (8290367)



(1337742(2x))
 (D04796(2x))

Diese Zeichnungspause dient
 nur zur Information.
 Bei Änderung erfolgt
 kein Austausch!



(8290383)


Besteht aus:

- Feuchtesensor, vollst. 8290367
ST8290367
- Halter 8290386
- Schild 8290383
- Schraube 1337742(2x)
- Dichtring D04796(2x)
- Kabelblinder 8712007(2x)
- Rüstanweisung 8290391
- Schrumpfschlauch 2.4-1.2x0.51-RT102 (10lg. 19x)
verpackt in Flachbeutel mind. 220x330 DWN 1210

hierzu: St 8290410

FOA=	---	FOB=	---	OC=	---
Markstoff	---				
Maßstab	1:1				
Abgrenzungstoleranzen	OP				
Abteilung	1968				
Zeichnungs-Nr.	10.11	STICKEL	Norm	1:1	1:1
Gepr.	M.H.	LIE	K.C.		
Änderungen					
Drägerwerk			Dräger		
Aktivgesellschaft					
Rüstsatz, Feuchtemodul					
Zeichnungs-Nr. 8290410					
Ersatz fuer					
Ersetzt durch					

Schulungsstelle nach DIN 24
 line of the document / controls to be followed
 without special instruction. All rights reserved
 Drägerwerk AG & Co. KGaA



Ansicht ohne Deckel dargestellt

ANSICHT Z

8200479, St 8200479
 8200486
 St18200486 mit
 Loctite gesichert

Schlauch 4x1.5-SI NF M27729 (40lg)

SENSOR 8200913
 °C LUFT/LAUF
 °C HAUT/SKIN/PEAU/PIEL
 VOL. %G
 x FEUCHTIGKEIT/HUMID.

6850573 (2x),
 St16850573

8200608,
 St18200608

8404294

8300642

8200497,
 St18200497

1326619
 1309749

8200597,
 St18200597

siehe I D M Nr. 15

Hierzu:

- Stückliste St18200913
- Kabelschema Sensor 8200598 (nach Ausführung 8200913)
- Kabelbinder 8712007 (3x)
- Schrumpfsch 2.4-1.2x0.51-RT102 (312lg)

DA	OB	OC
Verstärker		
Masstab	Abmessung	Abteilung
1:1	AM	
Benennung		
SENSOR, VOLLST. (INK. 8000)		
Zeichnungs-Nr.		
8200913		
Erstellt durch		
Ersetzt durch		

Dräger

Drägerwerk
 Aktiengesellschaft

8200913

SENSOR, VOLLST. (INK. 8000)


Ersetzt durch

FRET

02103

Schutzmerk nach DIN 34 beschreiben.
 Use of the document / contents is forbidden
 without express consent. All rights reserved.
 Drägerwerk Aktiengesellschaft, Drägerwerk AG


Calibration Boxes




bezogen von:
 datascan GmbH
 An der Hülshorst 7-9
 2400 Lübeck 1

ST 79 01 240





DOK: <input type="checkbox"/> OBZ: <input type="checkbox"/> FOC: <input type="checkbox"/>		NEUE VERZEICHNUNG	
Merkmal		Anordnung	
Maßstab	Abbildung	1984	1984
1:1	1m	Beauf. 315	Mark
		Gepr. 1.6	2.6
CAD	Benennung	Drägerwerk Atmungsgeräte	
		Dräger	
Sensorsimulator Inkubator 8000		Zeichnungs-Nr.	
		79 01 240	
		Ersatz-Nr. 7901240 vom 15.03.83	



Lufttemperatur



Übertemperatur




Pin	Color	Label
1	Red	+
2	Black	-
3	Green	HT-Drucke
4	Blue	HT-Sensord
5	Yellow	HT-Drucke
6	Violet	HT-Sensord
7	White	HT-Drucke
8	Grey	HT-Sensord
9	Brown	HT-Drucke
10	Orange	HT-Sensord
11	Light Blue	HT-Drucke
12	Light Green	HT-Sensord
13	Light Yellow	HT-Drucke
14	Light Purple	O2-Sensord A
15	Light Brown	O2-Sensord B
16	Light Grey	O2-Sensord B
17	Light Black	HT-Sensord buchsen

Pin	Color	Label
1	Red	+
2	Black	-
3	Green	HT-Drucke
4	Blue	HT-Sensord
5	Yellow	HT-Drucke
6	Violet	HT-Sensord
7	White	HT-Drucke
8	Grey	HT-Sensord
9	Brown	HT-Drucke
10	Orange	HT-Sensord
11	Light Blue	HT-Drucke
12	Light Green	HT-Sensord
13	Light Yellow	HT-Drucke
14	Light Purple	O2-Sensord A
15	Light Brown	O2-Sensord B
16	Light Grey	O2-Sensord B
17	Light Black	HT-Sensord buchsen

Schaltplan

79 01 241

Schuttsymbole nach DIN 14 104 beachten
 Use of the drawing's symbols is forbidden
 without express authority. All rights reserved.
 DRÄGERWERK AG, Lübeck



Kleingehäuse 120 x 60 x 30



hierzu St 7901236

bezogen von:
 Industrieelektronik Nord
 Wesloer Str. 112
 2400 Lübeck 16

=QA=		=OB=		=OC=				
Werkstoff								
						ÄND.	KORR.	Änderung
						Tag	Fecht	Norm.
Maßstab 1:1	Allgemein- toleranzen	Abteilung tm	1987	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft Lübeck	Dräger	
			Bearb.	09.09	Sund.			
			Gepr.					
			Norm.					
Benennung						Zeichnung: Ht		
Hauttemperatur-Sensorsimulator						79 01236		
						Ersatz für		
						Ersetzt durch		

11.01.87
 Drägerwerk AG, Lübeck

Schaltungsplan nach PIV 34 beschließen
 (Use of the design/production is forbidden
 without express authority of the engineering
 DRÄGERWERK AG, Lübeck





=OA= =OB= =OC=

Werkstoff									

Mafstab	Allgemeinliche Kennzeichen	Ableitung	Zeich. Ziffer	Acquis. Ver.	Name	Änderung		
		tm	1587	70c	Harx	Top	Ecarb	Norm.
			Ecarb	09.09.		Drägerwerk Aktiengesellschaft Lübeck		
			Gepr			Dräger		
			Norm					

Benennung	Hauttemperatur-Sensorsimulator	Zeichnungs-Nr	7901237
		Ersatz für	
		Ersatz durch	



Testpunkte 1-26


=OA= | =OB= | =OC=

Werkstatt							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

Maßstab	Allgemein 1:1	Abteilung tm	19.88	Tag	Name	Angelegenheit Drägerwerk Aktiengesellschaft Lübeck	Top (Eurtb. Nern.) Dräger
			Eearl	17.5.	Marx		
			Gepr	18.5.	Suhl		
			Norm				

CAD	Bezeichnung S-Plan LP Meßadapter	Zeichnungs-Nr. 79 01 474

Without express authority. All rights reserved. DRÄGERWERK AG, Lübeck



Die Lötseite ist mit einer VDE-Pappe 100x160mm abgedeckt.

ST 79 01 471

=OA= | — | =OB= | — | =OC= | — |

Werkstoff

Maßstab 1:1
Abteilung tm

Kind	Form	Name
1988	Tag	
Beord.	16.5.	Karx
Gepr.	18.5.	Suhl
Norm.		

Änderung
Tag Beord. Name
Drägerwerk
Aktiengesellschaft
Lübeck
Dräger

CAD

Benennung
Meßadapter Inkubator

Zeichnungs-Nr.
79 01 471

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000


DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
6141.20

bestehend aus:
 consisting of:
 35 Blatt/35 Sheets 2



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

Blatt
 Sheet
 2

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-31	Grundeinheit Inkubator 8000 V / Basic incubator unit 8000 V			2M 19720	
1	Gehäuse, vollst. (siehe Blatt 3-4) / Housing, complete (cf. sheet 3-4)		2M 19590		
2	Liegefläche, vollst. (siehe Blatt 8) / Rest surface, complete (cf. sheet 8)		2M 19632		
3	Zwischenelement / Intermediate device		2M 19537		
4	Dichtung / Washer			2M 19595	
5	Wanne / Trough		2M 19334		
6	Rohkern DIA8 LV 00861 / Tube core DIA8 LV 00861		18 25 704		
7	Blechschrabe / Sheet metal srew		13 36 630		
8	Scheibe / Washer		13 30 233		
9	Federring / Spring washer		13 09 749		
10	Schraube / Srew		13 25 779		
11	Federring / Spring washer		13 33 941		
12	Scheibe / Washer		13 30 705		
13	Höhenverstellung 220/240 V (siehe Blatt 9) / Height adjustment 220/240 V (cf. sheet 9)			2M 19625	
14	Verkleidung, vollst. (s. Blatt 10) / Panelling, complete (cf. sheet 10)		2M 19575		
15	Fahrgestell, vollst. (s. Blatt 11) / Base frame, complete (cf. sheet 11)		2M 19270		
	Fahrgestell, vollst. (s. Blatt 11) / Base frame, complete (cf. sheet 11)		2M 19500		
16	Gerätesteckdose / Equipment socket			18 09 822	
17	Schraube / Srew		12 63 196		
18	Magnethalter / Magnet holder		2M 19719		
19	Schraube / Srew		12 63 366		
20	Netzkabeldurchführung / Power cable bushing			2M 18642	
21	Netzg. 6 m, 3G 1.5B DWN 3043 / Power cable 6 m, 3G 1.5B DWN 3043			2M 13126	
22	Aderendhülse / Multicore cable end		13 17 172		
23	Schraubenabdeckung M4 / Screw cover M4		2M 18620		
24	Schraube / Screw		13 29 103		
25	Schraube / Screw		2M 19556		
26	Schild / Plate		2M 18167		
27	Leistungsschild / Date plate		87 12 046		
28	Kerbnagel / Groved drive stud		13 35 510		
	Lose Teile, ohne Abbildung / Separate parts, not shown				
29	Lüfterrad, vollst. (siehe Blatt 12) / Fan wheel, complete (cf. sheet 12)			2M 19665	
30	Schutzhülle / Protective sleeve		M 22532		
31	Versandverpackung / Shipping container		87 11 878		

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000

DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems


Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus:
 consisting of:
 35 Blatt/35 Sheets

Blatt
 Sheet
 3



Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000

DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems


Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus:
 consisting of:
 35 Blatt/35 Sheets

Blatt
 Sheet
 3



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
6141.20

Blatt
 Sheet
 4

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-59	Gehäuse, vollst. / Housing, complete		2M 19590		
1	Gehäuse / Housing		2M 19589		
2	Schraube / Screw		2M 19465		
3	Hebel / Lever		2M 19613		
4	Winkel / Bracket		2M 19588		
5	Schrägstellung, rechts (siehe Blatt 5) / Inclination, right (cf. sheet 5)			2M 19712	
6	Schrägstellung, links (siehe Blatt 5) / Inclination, left (cf. sheet 5)			2M 19650	
7	Handrad / Handwheel			2M 19647	
8	Schraube / Screw		12 63 366		
9	Scheibe / Washer		12 92 358		
10	Federring / Spring washer		13 33 941		
11	Schraube / Screw		13 38 072		
12	Grundplatte / Base plate		2M 19663		
13	Schraube / Screw		13 14 432		
14	Federring / Spring washer		13 33 739		
15	Scheibe / Washer		13 24 780		
16	Griffleiste, vollst. (siehe Blatt 6) / Handle bar, complete (cf. sheet 6)		2M 19541		
17	Ecke, links / Corner piece, left		2M 19594		
18	Anschlagpuffer / Stop buffer		2M 13141		
19	Gewindestift / Threaded stud		13 15 897		
20	Stütze, vollst. / Support, complete		2M 19654		
21	Dichtung / Gasket			2M 17293	
22	Ecke, rechts / Corner piece, right		2M 19593		
23	Kabelbaum / Gable harness		82 00 755		
24	Federring / Spring washer		13 09 749		
25	Schraube / Screw		13 29 987		
26	Blech / Metal sheet		2M 19601		
27	Blech / Metal sheet		2M 19602		
28	Schraube / Screw		12 95 594		
29	Dichtring / Sealing ring		2M 19624		
30	Filtereinsatz (siehe Blatt 6) / Filter inset (cf. sheet 6)		2M 19645		
31	Stößel, vollst. (siehe Blatt 7) / Tappet, complete (cf. sheet 7)			2M 19543	
32	Scharnierblock, vollst. (siehe Blatt 7) / Hinged stop, complete (cf. sheet 7)		2M 19544		
33, 39-40, 36-38, 56-58	Stoßleiste, vollst. (Ugr.) / Buffer strip, complete (subassembly)		2M 19462		
33	Stoßleiste, vollst. / Buffer strip, complete		2M 19548		
34	Scheibe / Washer		13 30 705		

Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

Blatt
 Sheet
 4

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
35	Schraube / Screw		13 31 922		
36	Scheibe / Washer		13 27 542		
37	Federring / Spring washer		13 31 345		
38	Schraube / Screw		13 29 049		
39	Blech (Ugr.) / Sheet metal (subassembly)		2M 19471		
40	Winkel / Bracket		2M 19807		
41	Klappe, vollst. (siehe Blatt 8) / Gate, complete (cf. sheet 8)		2M 19626		
42	Schraube / Screw		13 29 324		
43	Schutzleiterklemme / Terminal for non-fused earthed conductor		83 00 390		
44	Rohrkern DI 11 LV 00862 / Tube core DIA 11 LV 00862		18 25 712		
45	Schraube / Screw		13 29 855		
46	Schraube / Screw		13 38 986		
47	Schraube / Screw		13 30 071		
48	Mutter / Nut		13 34 913		
49	Puffer / Buffer		68 00 478		
50	Kappe / Cap		2M 19603		
51	Kabelbinder / Cable binder			87 12 007	10
52	Kreuzhalter / Cross holder		84 04 154		
53	Ventilsitz / Valve seat			RM 8303	
54	Ventilscheibe / Valve washer			RM 8304	
55	Kabel (Ugr.) / Cable (subassembly)		2M 19463		
56	Mutter / Nut		13 28 956		
57	Flachstecker / Flat plug		18 14 079		
58	Klebeband 12 x 1,6 PVC-Schaum sw. Qualität V-540, Fa. Norton; 0,772 m / Adhesive tape 12 x 1.6 PVC foam SW. quality V-540, Norton; 0.772 m		12 02 421		
59	Kabelbaum / Cable harness		82 00 759		

Ersatzteil-Liste
Inkubator 8000
Incubator 8000

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems


Dräger

Ausgabe
Edition
09.88

Ersatzteil-Liste
Spare parts list
6141.20

bestehend aus:
consisting of:
35 Blatt/35 Sheets

Blatt
Sheet
5



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

Blatt
 Sheet
 5

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-19	Schrägstellung, rechts / Inclination, right			2M 19712	
1-19	Schrägstellung, links, spiegelbildlich von 2M 19712 / Inclination, left, mirror image of 2M 19712			2M 19650	
1-10	Kupplung / Coupling		2M 19713		
1	Verdrehschutz / Twist lock		2M 19643		
2	Lager / Bearing		2M 19649		
3	Spannhülse / Adapter sleeve		13 29 758		
4	Kettenrad / Sprocket wheel		2M 19661		
5	Spannhülse / Adapter sleeve		12 69 968		
6.	Feder / Spring		2M 19648		
7	Achse / Axle		2M 19644		
8	Scheibe / Washer		12 98 542		
9	Sicherungsring / Lock washer		12 97 082		
10	Stift / Pin		2M 19651		
11	Grundplatte / Baseplate		2M 19646		
12	Kette / Chain		2M 19660		
13	Kettenradschraube / Sprocket wheel washer		2M 19662		
14	Schraube / Screw		2M 19652		
15	Schraube / Screw		2M 19653		
16	Platte / Plate		2M 19708		
17	Kugellager / Ball bearing		13 30 128		
18	Aufnahme, (Ugr.) / Receptacle (subassembly)		2M 19657		
19	Schraube / Screw		13 27 984		

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000


DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 6



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-10	Filtereinsatz / Filter inset		2M 19645		
1	Schraube / Screw		2M 19616		
2	Blech / Metal sheet		2M 19538		
3	Sicherungsring / Securing ring		13 31 418		
4	Filter, (Ugr.) / Filter (subassembly)			84 02 926	
5	Dichtung / Gasket			R 28225	5
6	Dichtung / Gasket			2M 19642	
7	Filtergehäuse / Filter housing		2M 19592		
8	Blech / Metal sheet		2M 19573		
9	Federring / Spring washer		13 31 345		
10	Blechschaube / Sheet metal screw		13 34 964		

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000


DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 6



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-7	Griffleiste, vollst. / Handle, bar, complete		2M 19541		
1	Griffleiste / Handle bar		2M 19539		
2	Rohr / Tube		2M 19694		
3	Scheibe / Washer		13 35 367		
4	Federring / Spring washer		13 14 440		
5	Schraube / Screw		13 09 285		
6	Schraube / Screw		13 29 693		
7	Verschlusstopfen / Vent plug		G 60036		

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000

DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems


Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus:
 consisting of:
 35 Blatt/35 Sheets

Blatt
 Sheet
 7



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-7	Stößel, vollst. / Tappet, complete			2M 19543	
1	Stößel / Tappet		2M 19532		
2	Spannhülse / Adapter sleeve		12 69 879		
3	Sicherungsscheibe / Securing washer		12 91 467		
4	Sicherungsscheibe / Securing washer		13 28 999		
5	Führung / Guide		2M 19531		
6	Feder / Spring			T 50137	
7	Zapfen / Journal		2M 19549		

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000




DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 7



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-3	Scharnierblock / Hinged Block		2M 19544		
1	Scharnierblock / Hinged Block			2M 19542	
2	Schraube / Screw		2M 19529		
3	Sicherungsscheibe / Securing washer		13 09 773		

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000


DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 8



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-4	Liegefläche, vollst. / Rest surface, complete		2M 19632		
1	Liegefläche / Rest surface			2M 19596	
2	Matratze / Mattress			2M 19350	
3	Platte / Plate		2M 19361		
4	Schraube / Screw		13 38 072		

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000


DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 8



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-6	Klappe, vollst. / Flap, complete		2M 19626		
1	Schnäpper / Pawl			2M 19271	
2	Klappe, Ugr. / Flap, subassembly		2M 19609		
3	Federring / Spring washer		13 31 345		
4	Mutter / Nut		13 34 751		
5	Scharnierblock / Hinged block		2M 19639		
6	Schraube / Screw		13 32 007		

Ersatzteil-Liste
Inkubator 8000
Incubator 8000


DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Dräger

Ausgabe
Edition
09.88

Ersatzteil-Liste
Spare parts list
6141.20

bestehend aus: Blatt
consisting of: Sheet
35 Blatt/35 Sheets 9



Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000

DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger




Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus:
 consisting of:
 35 Blatt/35 Sheets

Blatt
 Sheet
 10

*BACK LOWER
 DOORS.*



Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000

DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems


Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus:
 consisting of:
 35 Blatt/35 Sheets

Blatt
 Sheet
 11



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-6	Fahrgestell / Frame base		2M 19500		
1	Kappe / Cap		2M 19844		
2	Fahrgestell / Frame base		2M 19799		
3	Stift / Pin		13 38 587		
4	Scheibe / Washer		2M 19843		
5	Lenkrolle / Steering roller			2M 19130	
6	Feststell-Lenkrolle / Lockable steering roller			2M 19140	

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000


DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 11



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-7	Fahrgestell / Base frame		2M 19270		
1	Kappe / Cap		2M 19267		
2	Fahrgestell / Base frame		2M 19268		
3	Stift / Pin		13 38 587		
4	Einsatz / Inset		2M 19266		
5	Lenkrolle / Steering roller			2M 19130	
6	Feststell-Lenkrolle / Fixed steering roller			2M 19140	
7	Klebeband 50, beidseitig klebend, Tesafix 4964; 0,14 m / Adhesive tape 50, adhesive on both sides, Tesafix 4964; 0,14 m		12 00 240		

Ersatzteil-Liste
Inkubator 8000
Incubator 8000


DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Dräger

Ausgabe
Edition
09.88

Ersatzteil-Liste
Spare parts list
6141.20

bestehend aus: Blatt
consisting of: Sheet
35 Blatt/35 Sheets 12



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
Order exclusively in accordance with order-number.
Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-7	Lüfterrad, vollst. / Fan wheel, complete			2M 19665	
1	Schraube / Screw		2M 17224		
2	Spannmutter / Clamp nut		2M 17222		
3	Sternscheibe / Star-type washer		2M 5034		
4	Sprengring / Snap ring		13 31 469		
5	Lüfterrad / Fan wheel		2M 19666		
6	Anschluß* / Connection		2M 19747		
7	Magnet / Magnet		2M 19669		
	* Bei Bedarf nur 2M 19665 komplett bestellen, da anders nicht lieferbar! If required, order only 2M 19665 complete; not available otherwise!				

Ersatzteil-Liste
Inkubator 8000
Incubator 8000

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems




Ausgabe
Edition
09.88

Ersatzteil-Liste
Spare parts list
6141.20

bestehend aus:
consisting of:
35 Blatt/35 Sheets

Blatt
Sheet
13



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

Blatt
 Sheet
 13

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-3	Plexihaube, vollst. / Plexiglass hood, complete		2M 19540		
2-4	Haube mit Seitenöffnung, vollst. / Hood with lateral opening, complete			2M 19560	
1	Plexihaube (siehe Blatt 14) / Plexiglass hood (cf. sheet 14)		2M 19520		
2	Klappe, vollst. (siehe Blatt 15) / Flap, complete (cf. sheet 15)			2M 19525	
3	Satz Schwenkfenster (siehe Blatt 16) / Set of swivel windows (cf. sheet 16)			2M 19550	
4	Haube mit Seitenöffnung (siehe Blatt 14) / Hood with lateral opening (cf. sheet 14)			2M 19530	

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000


DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 15



Ersatzteil-Liste
Inkubator 8000
Incubator 8000


DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Dräger

Ausgabe
Edition
09.88

Ersatzteil-Liste
Spare parts list
6141.20

bestehend aus: Blatt
consisting of: Sheet
35 Blatt/35 Sheets 16



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

Blatt
 Sheet
 17

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
2+3	Aggregat Luft / Air unit			2M 19680	
2+4	Aggregat Luft/Haut / Air/skin unit			2M 19681	
1	Aggregat Heizung (siehe Blatt 18-20) / Heating unit (cf. sheet 18-20)			2M 19940	
2	GDE Aggregat 8000 (siehe Blatt 18-20) / GDE unit 8000 (cf. sheet 18-20)		2M 19640		
3	Elektronik Einschub Lufttemperatur (siehe Blatt 22-25) / Electronics of air temperature module (cf. sheet 22-25)			82 00 901	
4	Elektr. Einschub Luft- u. Hauttem. (siehe Blatt 22-25) / Electronics of air and skin temp. module (cf. sheet 22-25)			82 00 902	
5	Rüstsatz O ₂ -Regelung (siehe Blatt 26) / Fittings for O ₂ control (cf. sheet 26)			2M 19684	
6	Rüstsatz Anfeuchter (siehe Blatt 21) / Fittings for humidifier (cf. sheet 21)			2M 19683	
7	Rüstsatz Blindplatte (siehe Blatt 22-25) / Dummy panel fittings (cf. sheet 22-25)			82 00 921	
8	Hauttemperatur-Sensor (siehe Blatt 24) / Skin temperature sensor (cf. sheet 24)			82 00 757	
9	O ₂ -Anschluß, vollst. (siehe Blatt 29) / O ₂ connection, complete (cf. sheet 29)			2M 19716	
10	Rüstsatz 110/127 V, 60 Hz (siehe Blatt 30) / Fittings for 110/127 V, 60 Hz (cf. sheet 30)			2M 19704	

Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

Blatt
 Sheet
 19

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-74	Aggregat Heizung Luft/Wasser / Air/water heating unit			2M 19940	
1-60	GDE Aggregat 8000 / GDE unit 8000		2M 19640		
1-3	Aggregatblech (Ugr.) / Unit metal sheet (subassembly)		2M 19692		
1	Blech (Ugr.) / Metal sheet (subassembly)		2M 19605		
2	Dichtring / Sealing ring			2M 19638	
3	Dichtung / Sealing		2M 19637		
4	Mutter / Nut		13 17 873		
5-28	LP Blech, vollst. (Ugr.) / Sheet metal PCB, complete (subassembly)		2M 19695		
5	Blech (Ugr.) / Sheet metal (subassembly)		2M 19705		
6	Schraube / Screw		13 29 049		
7	Transformator / Transformer			82 00 432	
8	Kabelbinder / Cable binder			83 00 358	10
9	Entstörfilter / Interference suppression filter			67 31 423	
10	CFEA 68 MYF ±15% 100 V LV 00643 / CFEA 68 MYF ±15% 100 V LV 00643		18 23 019		
11	Rohr / Tube		2M 10340		
12	Schutzleiterklemme / Terminal for non-fused earthed conductor		83 00 390		
13	Schraube / Screw		12 87 753		
14	LP Blech (Ugr.) / Sheet metal PCB (subassembly)		2M 19691		
15	Blech / Sheet metal		2M 19687		
16	Kabelbaum (Ugr.) / Cable harness (subassembly)		2M 19697		
17	Best. LP Aggregat / Unit PCB with components			82 00 600	
18	Kabelbaum (Ugr.) / Cable harness (subassembly)		2M 19696		
19	PVC-Verdrahtungsleitung HO 5V-KO, 75 SW; 0,15 m / PVC wiring line HO 5 V d.c. KO. 75 SW; 0.15 m		11 94 488		
20	Schraube / Screw		13 29 987		
21	KREL ELR 3/32V 10A LV 00414 / KREL ELR 3/32V 10A LV 00414			18 21 148	
22	Schraube / Screw		13 30 810		
23	Scheibe / Washer			13 27 542	
24	Kabelbinder / Cable binder			87 12 007	10
25	Federring / Spring washer			13 31 345	50
26	Kreuzhalter / Crossholder		84 04 154		
27	Federring / Spring washer			13 09 749	
28	Scheibe / Washer			13 30 233	
20, 29-48	Motor (Ugr.) / Motor (subassembly)		2M 19570		
29	Dichtung / Sealing			2M 19591	
30	Anschluß / Connection		2M 19689		
31	Bolzen / Bolt		2M 19679		

Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

Blatt
 Sheet
 19

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
32	Blech / Sheet metal		2M 19676		
33	Druckfeder / Pressure spring		E 20215		
34	Mutter / Nut		2M 19675		
35	Wellendichtung / Shaft seal		2M 11477		
36	Motor / Motor			2M 19444	
37	Boizen / Bolt		2M 19678		
38	Schraube / Screw		13 34 646		
39	GI-Lager / GI bearing			2M 18147	
40	Blech / Sheet metal		2M 19677		
41	Mutter / Nut			13 34 913	
42	Spule / Coil		2M 18839		
43	Schraube / Screw		13 03 325		
44	Gewindestift / Grub screw		12 99 506		
45	Motorhalter / Motor holder		2M 19636		
46	Schraube / Screw		13 29 332		
47	Kabel (Ugr.) / Cable (subassembly)		2M 19445		
48	Kabel (Ugr.) / Cable (subassembly)		2M 19711		
49	Kühlkörper (Ugr.) mit Heizpatrone / Cooling device (subassembly) with heating cartridge			2M 19710	
50	Scheibe / Washer			13 29 472	
51	Kappe / Cap			2M 19690	
52	Temperatursicherung 315 GRD LV 00719 / Temperature fuse 315 GRD LV 00719			18 23 809	
53	Schraube / Screw			13 30 829	20
54	Schraube / Screw			12 87 710	20
55	Kabel (Ugr.) / Cable (subassembly)		2M 19498		
56	Kabelbaum (Ugr.) / Cable harness (subassembly)		2M 19699		
57	Platte / Plate		2M 19688		
58	Federscheibe / Lock washer		13 32 015		
59	Mutter / Nut			12 67 515	10
60	Mutter / Nut			13 28 956	30
21-28 60-74	Wasserheizung / Water heater		2M 19610		
61	Anschluß / Connection		2M 19614		
62	Spannband / Holding strap			R 22465	
63	Schraube / Screw			13 33 798	
64	Temperatur-Wächter 115 GRD LV 00898 / Temperature guard 115 GRD LV 00898			18 25 992	

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000

DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems


Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus:
 consisting of:
 35 Blatt/35 Sheets

Blatt
 Sheet
 18



Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000

DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems


Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus:
 consisting of:
 35 Blatt/35 Sheets

Blatt
 Sheet
 18



Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000


DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 21



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

Blatt
 Sheet
 21

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-19	Rüstsatz Anfeuchter / Humidifier fittings			2M 19683	
1	Wasserheizung, vollst. (siehe Blatt 18-20) / Water heater, complete (cf. sheet 18-20)		2M 19610		
2	Rüstsatz Feuchte (siehe Blatt 22-25), (ohne Abbildung), Humidity fittings (not shown), (cf. sheet 22-25)		82 00 908		
3-19	Wasserverteiler, vollst. / Water distributor, complete		2M 19559		
3	Rändelmutter / Knurled-head nut			2M 06004	
4	Wasserverteiler / Water distributor			2M 19561	
5	Dichtring / Sealing ring			2M 16045	
6	Bolzen / Bolt		2M 19533		
7	Schlauch / Hose			2M 19620	
8	Tülle / Nozzle		2M 19619		
9	O-Ring / O ring			CH 09039	5
10	Halter / Holder		2M 19806		
11	Knopf / Knob			2M 12044	
12	Zugseil / Tension rope			2M 12045	
13	Knopf / Knob		2M 19693		
14	Montageanleitung (ohne Abbildung) / Mounting instructions (not shown)		2M 19702		
15	Infusionsflasche / Infusion bottle			13 38 757	
16	Mutter / Nut			13 35 618	
17	Scheibe / Washer			13 29 472	
18	Scheibe / Washer			13 31 914	
19	Mutter / Nut		12 98 720		

Ersatzteil-Liste
Inkubator 8000
Incubator 8000

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems


Dräger

Ausgabe
Edition
09.88

Ersatzteil-Liste
Spare parts list
6141.20

bestehend aus:
consisting of:
35 Blatt/35 Sheets

Blatt
Sheet
22



47561

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000



DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 22



Ersatzteil-Liste
Inkubator 8000
Incubator 8000

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems


Dräger

Ausgabe
Edition
09.88

Ersatzteil-Liste
Spare parts list
6141.20

bestehend aus:
consisting of:
35 Blatt/35 Sheets

Blatt
Sheet
23



Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000

DrägerService




Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 23



34

35

68/76

47 084

Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

Blatt
 Sheet
 24

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-50	Inkubator 8000 Grundgerät / Incubator 8000 basic unit		82 00 900		
1-51	Einschub Lufttemperatur / Air temperature module			82 00 901	
1-51, 58-71	Einschub Luft- und Hauttemperatur / Air and skin temperature module			82 00 902	
1	Kappe, sw / Cap, sw			82 00 616	
2	Knopf, sw / Knob, sw			82 00 619	
3	Balg / Bellows			82 00 927	
4	Seitenteil / Side panel		82 00 893		
5	Seitenteil / Side panel		82 00 894		
6	Strebe / Strut		82 00 895		
7	Strebe / Strut		82 00 896		
8	Buchse / Socket		82 00 897		
9	Schiene / Rail			82 00 898	
10	Halteschiene / Retaining bar			82 00 899	
11	Schild / Plate		82 00 916		
12	Hülse / Sleeve		82 00 116		
13	Nippel / Nipple		83 01 823		
14	Isolierbuchse / Insulating sleeve		68 04 141		
15	Dichtring / Sealing ring		D 04 766		
16	Distanzbuchse / Spacer socket		G 10 302		
17	Siliziumtransistor 2N 3055 / Silicon transistor 2N 3055			CH 18946	
18	Spannungsregler -15 V, 1,5 A / Voltage regulator -15 V, 1,5 A			18 21 423	
19	Spannungsregler +15 V, 2 A / Voltage regulator +15 V, 2 A			18 21 466	
20	Isolierscheibe T03 LV 00174 / Insulating washer T03 LV 00174		18 14 311		
21	Isolierscheibe T0220 LV 00173 / Insulating washer T0220 LV 00173		18 14 303		
22	Schraube / Screw		13 08 459		
23	Schraube / Screw		12 87 419		
24	Schraube / Screw		13 29 987		
25	Schraube / Screw		13 28 980		
26	Schraube / Screw		13 30 470		
27	Schraube / Screw		13 34 557		
28	Scheibe / Washer		13 27 542		
29	Federring / Spring washer		13 09 749		
30	Mutter / Nut		13 34 913		
31	Schrumpfsch 3,2-1,6 x 0,5 — 83 01 798 0,255 m / Shrink hose 3.2-1.6 x 0.5 — 83 017 798 0.255 m		12 00 186		
32	Frontplatte, vollst. / Front panel, complete			82 00 646	
33	Kabelbaum 1 / Cable harness 1		82 00 617		

Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil- /
 Spare par.
 6141.20

Blatt
 Sheet
 24

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
34	Best. LP Display Luft / Air display PCB with components			82 00 670	
35	D. Prog. Tast. Anz. Interf. LV 00376 / D prog. key. ind. interf. LV 00376			18 20 877	
36	VLED GN 2,4 V 2OMA RD 3 DWN 3054 / V LED GN 2.4 V 2OMA RD 3 DWN 3054			18 13 021	
37	VLED GE 2 V 2OMA RD3 DWN 3054 / V LED GE 2 V 2OMA RD3 DWN 3054			18 10 448	
38	VLED RT 2V 2OMA RD3 DWN 3054 / V LED RT 2V 2OMA RD3 DWN 3054			18 04 324	
39	Best. LP Mutterboard / Mother board PCB with components			82 00 850	
40	D PIA 6821 1 MHZ DIL 40 LV00683 / D PIA 6821 1 MHZ DIL 40 LV00683			18 23 361	
41	Best. LP Schalter / Switch PCB with components			82 00 880	
42	Best. LP Netzteil / Power supply PCB with components			82 00 930	
43	Akustischer Signalgeber / Acoustic signal transmitter			83 01 708	
44	Kabelbinder / Cable binder			83 00 358	10
45	Batterie / Battery			83 01 856	
46	Best. LP CPU Standard 2 / CPU PCB standard 2 with components			83 05 141	
47	D PTM 6840 4 MHZ DIL 28 LV00148 / D PTM 6840 4 MHZ DIL 28 LV00148			18 13 900	
48	XFL Kurzschlußbu. 2 POL LV00188 / XFL shorting socket 2 POL LV00188		18 14 508		
49	D RAM 2048WORDX8BIT/ST LV00270 (ohne Abbildung) / D RAM 2048WORDX8BIT/ST LV00270 (not shown)			18 17 590	
50	Memory Decoder, vollst. / Memory decoder, complete			83 04 920	
51	Best. LP Analog (Einschub Luft) / Analog PCB with components (air module)			82 00 770	
51	Best. LP Analog (Einschub Luft/Haut) / Analog PCB with components (air/skin module)			82 00 920	
52	D C-MOS 4067 B DIL 24 LV 00680 / D C-MOS 4067 B DIL 24 LV 00680			18 23 345	
53	D A/D Wandler, 12BIT LV 00673 / D A/D converter, 12BIT LV 00673			18 23 256	
54	Rüstsatz Eichteile (inkl. Sensor eichfähig) (ohne Abbildung) / Calibration parts set (including calibratable sensor) (not shown)			82 00 953	
55	Hauttemperatur-Sensor, geeicht (für BRDeutschland) (ohne Abbild.) / Skin temperature sensor calibrated (for F.R.Germany) (not shown)			82 00 756	
56	Hauttemperatur-Sensor, nicht geeicht (ohne Abbildung) / Skin temperature sensor not calibrated (not shown)			82 00 757	
57	Rüstsatz Eichteile (ohne Abbildung) / Calibration parts set (not shown)			82 00 951	
58	Distanzbolzen / Spacer bolt		82 00 641		
59	Distanzbolzen / Spacer bolt		82 00 838		
60	Distanzbuchse / Spacer bolt		G 10302		
61	Kabelbinder / Cable binder			87 12 007	10
62	Dichtring / Sealing ring			D 04766	
63	Schraube / Screw		13 21 609		
64	Schraube / Screw		13 30 799		

Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
6141.20

Blatt
 Sheet
 25

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
65	Mutter / Nut		13 34 913		
66	Federring / Spring washer		13 09 749		
67	Schrumpfh. 3,2-1,6 x 0,5 — 83 01 798 0,048 m / Shrink hose 3.2-1.6 x 0.5 — 83 01 798 0.048 m		12 00 186		
68	Best. LP Display (35-38) / Display PCB with components (35-38)			82 00 650	
69	Frontplatte, vollst. / Front panel, complete			82 00 645	
70	Kabelbaum 2 / Cable harness 2		82 00 591		
71	Best. LP Filterschaltung / Filter circuit PCB with components		83 02 526		
72-77	Rüstsatz O ₂ / O ₂ set		82 00 909		
72-76, 78	Rüstsatz Feuchte / Humidity set		82 00 908		
74-75, 79	Rüstsatz Blindplatte / Dummy plate set			82 00 921	
72	Distanzbuchse / Spacer socket		G 10302		
73	Dichtring / Sealing ring		D 04766		
74	Federring / Spring washer		13 09 749		
75	Mutter / Nut		13 34 913		
76	Best. LP Display / Display PCB with components			82 00 650	
77	Frontplatte, vollst. / Front panel, complete			82 00 644	
78	Frontplatte, vollst. / Front panel, complete			82 00 643	
79	Blindplatte, vollst. / Dummy plate, complete		82 00 888		

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000




DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 26



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

Blatt
 Sheet
 26

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-22	Rüstsatz O ₂ -Regelung / O ₂ control set			2M 19684	
1-21	O ₂ -Versorgung / O ₂ supply		2M 19635		
1	Ventilblock, (Ugr.); bei Austausch Teile von lfd. Nr. 18-20 verwenden; lfd. Nr. 4, 7-10 entfernen / Valve block (subassembly); for replacement use cons. no. 18-20; remove cons. No. 4, 7-10				
2	O-Ring / O ring			M 9361	10
3	Rohr (Ugr.) / Tube (subassembly)		2M 19740		
4	Dichtring / Sealing ring			M 7152	10
5	Federring / Spring washer		13 33 941		
6	Schraube / Screw		12 63 196		
7	O ₂ -Anschlußschlauch / O ₂ connection hose		M 23108		
8	Mutter / Nut		M 13357		
9	Schelbe / Washer		M 7282		
10	Zwischenstück; bei Austausch Teile von lfd. Nr. 18-20 verwenden; lfd. Nr. 1, 4, 7-10 entfernen / Spacer; for replacement use cons. no. 18-20; remove cons. no. remove 1, 4, 7-10				
11	Ventilblock, (Ugr.); bei Austausch Teile von lfd. Nr. 18-20 verwenden; lfd. Nr. 8, 9, 12-15 entfernen / Valve block (subassembly); for replacement use cons. no. 18-20; remove cons. no. remove 8, 9, 12-15				
12	Kupplung / Coupling		M 27123		
13	Rohr 6 x 1 DIN 73378 PA 12 W NF (0,6 m) / Tube 6 x 1 DIN 73378 PA 12 W NF (0.6 m)				
14	Siebeinsatz / Filter inset			D 2316	
15	Gehäuse / Housing		M 28829		
16	O-Ring / O ring			R 22364	10
17	Filterschraube / Filter screw			2M 19621	
18	Verschlusßkappe / Screw cap		G 12669		
19-20	Ventilblock (Ugr.) / Valve block (subassembly)			2M 19734	
19	Ventilblock (Ugr.); bei Austausch Teile von lfd. Nr. 19-20 verwenden / Valve block (subassembly); for replacement use cons. no. 19-20				
20	2/2 Wege Magnetventil / 2/2-way solenoid valve		2M 19958		
21	Kabelbaum / Cable harness		2M 19732		
22	Rüstsatz O ₂ -Regelung (ohne Abbildung) (siehe Blatt 25, lfd. Nr. 72-77) O ₂ control set (not shown) (cf. sheet 25, cons. nos. 72-77)		82 00 909		

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000


DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 14



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

Blatt
 Sheet
 14

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-25	Plexihaube / Plexiglass hood		2M 19520		
3-27	Haube mit Seitenöffnung / Hood with lateral opening			2M 19530	
1	Seitenwand (ohne Seitenöffnung) / Side panel (without lateral opening)		2M 19722		
2	Plexihaube / Plexiglass hood		2M 19513		
3	Raste, links / Pawl, left		2M 19505		✓
4	Raste, rechts / Pawl, right		2M 19506		✓
5	Raste / Pawl			2M 19724	✓
6	Schlauchdurchführung / Hose bushing			2M 19511	✓
7	Filmscharnier / Film hinge			2M 19730	✓
8	Scheibe / Washer		2M 19842		
9	Verstärkung / Reinforcement		2M 19504		
10	Innenwand / Inner wall			2M 19512	
11	Winkel / Bracket		2M 19501		
12	Blechschraube / Sheet metal screw		13 34 948		
13	Blechschraube / Sheet metal screw		13 36 630		
14	Schraube / Screw		13 34 069		
15	Schraube / Screw		13 34 107		
16	Federring / Spring washer		13 00 849		
17	Scheibe / Washer		13 26 279		
18-22	Scharnier, vollst. / Hinge, complete			82 00 596	✓
18	Bolzen / Bolt		82 00 489		
19	Scharnierplatte / Hinged plate		82 00 488		
20	Kugel / Ball		12 98 844		
21	Feder / Spring		R 22354		
22	Gewindestift / Threaded stud		13 24 586		
23	Schraube / Screw		13 34 034		
24	Schraubenkopfabdeckung / Screw head cover		2M 18620		
25	Verpackung (ohne Abbildung) / Packing (not shown)		87 11 876		
26	Seitenwand / Side panel			2M 19721	
27	Plexihaube (mit Seitenöffnung) / Plexiglass hood (with lateral opening)			2M 19515	

Ersatzteil-Liste
Inkubator 8000
Incubator 8000


DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Dräger

Ausgabe
Edition
09.88

Ersatzteil-Liste
Spare parts list
6141.20

bestehend aus: Blatt
consisting of: Sheet
35 Blatt/35 Sheets 27



Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000



DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 27



47963

Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

Blatt
 Sheet
 28

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-17	Sensor, vollst. (Luft, Haut, O ₂ , Feuchte) / Sensor, complete (air, skin, O ₂ , humidity)			82 00 913	
1-8, 10, 12-15, 17	Sensor, vollst. (Luft, Haut) / Sensor, complete (air, skin)			82 00 910	
1-15, 17	Sensor, vollst. (Luft, Haut, Feuchte) / Sensor, complete (air, skin, humidity)			82 00 911	
1-8, 10, 12-17	Sensor, vollst. (Luft, Haut, O ₂) / Sensor, complete (air, skin, O ₂)			82 00 912	
1	Sensorgehäuse / Sensor housing			82 00 605	
2	Zugentlastung / Traction relief device		83 00 642		
3	Optionsschild / Option plate		82 00 715		
4	Kontaktleiste / Contact strip		84 04 294		
5	Kabelbinder / Cable binder			87 12 007	10
6	Schraube / Screw		13 26 619		
7	Federring / Spring washer		13 09 749		
8	Schrumpfsh. 2,4-1,2 x 0,51-RT 102, 0,360 m / Shrink hose 2.4-1.2 x 0.51-RT 102, 0.360 m		12 02 774		
9	Schlauch 4 x 1,5-SI NF, M 27729, 0,040 m / Hose 4 x 1.5-SI NF, M 27729, 0.040 m		11 90 520		
10	Winkel, vollst. (Mikroschalter) / Bracket, complete (microswitch)			82 00 497	
11	Feuchtesensor, vollst. / Humidity sensor, complete			82 00 479	
12	Temperatursensor, vollst. / Temperature sensor, complete,			82 00 486	
13	Buchse, vollst. / Socket, complete			82 00 608	
14	Kabelbaum Sensorstecker / Cable harness for sensor plug			82 00 609	
15	Kappe, vollst. / Cap, complete			82 00 618	
16	Bestückte Leiterplatte / PCB with components		68 50 573	68 50 638	
17	Deckel, vollst. / Lid, complete			82 00 597	
18	Scharnier, vollst. / Hinge, complete			82 00 596	

Ersatzteil-Liste
Inkubator 8000
Incubator 8000





DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Dräger

Ausgabe
Edition
09.88

Ersatzteil-Liste
Spare parts list
6141.20

bestehend aus: Blatt
consisting of: Sheet
35 Blatt/35 Sheets 29



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

Blatt
 Sheet
 29

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation <small>Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.</small>	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-9	O₂-Anschluß, vollst. / O₂ Connection, complete		2M 19716	
1	O₂-Anschluß; bei Austausch Teile von lfd. Nr. 4, 6, 7 verwenden / O₂ connection; for replacement use cos. no. 4, 6, 7			
2	O-Ring / O ring		M 9361	10
3	Rohr, (Ugr.) / Tube (subassembly)	2M 19740		
4	Federring / Spring washer	13 33 941		
5	Schraube / Screw	13 30 853		
6	Rohrbogen, (Ugr.) / Tube elbow (subassembly)	2M 19405		
7	Schraube / Screw	12 63 196		

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000


DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 30



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-6	Rüstsatz 110/127 V, 60 Hz / Fitting set 110/127 V, 60 Hz			2M 19704	
1	Schmelzeinsatz / Fuse			13 30 195	
2	Schmelzeinsatz / Fuse			18 14 974	10
3	Schmelzeinsatz / Fuse			18 15 075	
4	Leistungsschild / Data plate			87 12 046	
5	Kerbnagel / Grooved drive stud		13 35 510		
6	Umrüstanweisung / Retrofitting instructions		2M 19975		



Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000


DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 31



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-7	Rüstsatz, deutsch / Fitting set, German			2M 19494	
1	Kurz-BA INK. 8000, deutsch / Short operating instructions for INC. 8000, German			2M 19599	
2	Schild / Plate			2M 19528	
3	Bauartzulassungsbescheinigung (ohne Abbildung) / Construction licence (not shown)		2M 19803		
4	Gerätebuch (ohne Abbildung) / Equipment manual (not shown)		90 04 553		
5	GA Inkubator 800 D/E (ohne Abbildung) / GA incubator 800 G/E (not shown)		90 27 300		
6	Schutzhülle (ohne Abbildung / g) / Protective sleeve (not shown)			M 22532	
7	Registrierprotokoll (ohne Abbildung) / Recording chart (not shown)		2M 19994		

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000


DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 31



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-4	Rüstsatz, engl. / Fitting set, English			2M 19486	
1	Kurz-BA INK. 8000, engl. / Short operating instructions for INC. 8000, English			2M 19674	
2	GA Inkubator 800 D/E (ohne Abbildung) / GA incubator 800 G/E (not shown)		90 27 300		
3	Schutzhülle (ohne Abbildung) / Protective sleeve (not shown)			M 22532	
4	Registrierprotokoll (ohne Abbildung) / Recording chart (not shown)		2M 19986		

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000


DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 32



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-4	Rüstsatz, franz. / Fitting set, French			2M 19466	
1	Kurz-BA INK. 8000, franz. / Short operating instructions for INC. 8000, French			2M 19706	
2	GA Inkubator 800 F/S (ohne Abbildung) / GA incubator 800 F/S (not shown)		90 27 301		
3	Schutzhülle (ohne Abbildung) / Protective sleeve (not shown)			M 22532	
4	Registrierprotokoll (ohne Abbildung) / Recording chart (not shown)		2M 19966		

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000


DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
 09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 32



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-4	Rüstsatz, span. / Fitting set, Spanish			2M 19467	
1	Kurz-BA INK. 8000, span. / Short operating instructions for INC. 8000, Spanish			2M 19707	
2	GA Inkubator 800 F/S (ohne Abbildung) / GA incubator 800 F/S (not shown)		90 27 301		
3	Schutzhülle (ohne Abbildung) / Protective sleeve (not shown)			M 22532	
4	Registrierprotokoll (ohne Abbildung) / Recording chart (not shown)		2M 19967		

Ersatzteil-Liste
Inkubator 8000
Incubator 8000


DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems

Dräger

Ausgabe
Edition
09.88

Ersatzteil-Liste
Spare parts list
6141.20

bestehend aus: Blatt
consisting of: Sheet
35 Blatt/35 Sheets 33



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

Blatt
 Sheet
 33

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-17	Schrank, rechts / Cabinet, right			2M 19580	
2-18	Schrank, links / Cabinet, left			2M 19480	
1	Gehäuse, rechts (Ugr.) / Housing, right (subassembly)		2M 19489		
2	Einschub, vollst. (siehe Blatt 34) / Slide-in unit, complete (cf. sheet 34)			2M 19493	
3	Blechschrabe / Sheet metal screw		13 26 252		
4	Schiene / Rail		2M 19587		
5	Federring / Spring washer		13 33 941		
6	Schraube / Screw		13 31 922		
7	Schraube / Screw		12 63 196		
8	Mutter / Nut		12 67 515		
9	Scheibe / Washer		12 92 358		
10	Blech / Sheet metal		2M 19583		
11	Bügel / Bracket		2M 19582		
12	Blech / Sheet metal		2M 19576		
13	Federring / Spring washer		13 31 345		
14	Kugellager / Ball bearing		13 25 361		
15	Schraube / Screw		13 30 055		
16	Puffer / Buffer		68 00 478		
17	Magnetverschluß / Magnetic lock			2M 19718	
18	Gehäuse, links (Ugr.) / Housing, left (subassembly)		2M 19488		

Ersatzteil-Liste
Inkubator 8000
Incubator 8000

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems


Dräger

Ausgabe
Edition
09.88

Ersatzteil-Liste
Spare parts list
6141.20

bestehend aus:
consisting of:
35 Blatt/35 Sheets

Blatt
Sheet
34



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
6141.20

Blatt
 Sheet
 34

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-7	Einschub, vollst. / Slide-in unit, complete			2M 19493	
1	Einschub / Slide-in unit, complete		2M 19586		
2	Einsatz / Inset		2M 19584		
3	Zapfen / Journal		2M 19492		
4	Puffer / Buffer		2M 6342		
5	Kugellager / Ball bearing		13 25 361		
6	Blechschraube / Sheet metal screw		13 34 964		
7	Magnetverschluß / Magnet lock			2M 19718	

Ersatzteil-Liste
 Inkubator 8000
 Incubator 8000


DrägerService
 Medizintechnik
 Medical Systems

Dräger

Ausgabe
 Edition
09.88

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
6141.20

bestehend aus: Blatt
 consisting of: Sheet
 35 Blatt/35 Sheets 35



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1-4	Schlauchhalter / Hose holder			2M 19630	
1	Schraube / Screw	1	13 28 654	84 06 138	
2	Schlauchklemme 2 / Hose clip 2	2	84 04 761		
3	Schlauchhalter, (Ugr.) / Hose holder (subassembly)		2M 19670		
4	Schraube / Screw			2M 15332	



Ersatzteil-Liste
Inkubator 8000
Incubator 8000

DrägerService
Medizintechnik
Medical Systems


Dräger

Ausgabe
Edition
09.88

Ersatzteil-Liste
Spare parts list
6141.20

bestehend aus:
consisting of:
35 Blatt/35 Sheets

Blatt
Sheet
1



Bestellungen bitte ausschließlich nach Bestell-Nr.
 Bestell-Nr. entspricht 1 Stück. Bei Bestellung bitte Verpackungsmenge (Mindestbestellmenge) beachten.
 Reparatur-Austausch (RAT) setzt die Einsendung eines reparaturwürdigen Teiles voraus.
 Order exclusively in accordance with order-number.
 Order code refers to 1 piece. When ordering please observe packing qty (minimum order quantity).
 Repair-exchange ("RAT") possible only upon forwarding a part, with repairing.

Ersatzteil-Liste
 Spare parts list
 6141.20

Blatt
 Sheet
 1

Lfd. Nr. Cons. No.	Benennung / Designation	Menge pro Sach-Nr. Qty per Item No.	Sach-Nr. Item-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Verp.-Menge Packing Qty.
1	Grundeinheit Inkubator 8000 V (siehe Blatt 2) / Basic incubator unit 8000 V (cf. sheet 2)			2M 19720	
2	Plexihaube, vollst. (siehe Blatt 13) / Plexiglass cover, complete (cf. sheet 13)		2M 19540		
	Plexihaube mit Seitenöffnung (siehe Blatt 13) / Plexiglass cover with opening on side (cf. sheet 13)			2M 19560	
3	Aggregate (siehe Blatt 17) / Units (cf. sheet 17)				
4	Sensor, vollst. (siehe Blatt 27-28) / Sensor, complete (cf. sheet 27-28)			82 00 910	
	Sensor, vollst. (siehe Blatt 27-28) / Sensor, complete (cf. sheet 27-28)			82 00 911	
	Sensor, vollst. (siehe Blatt 27-28) / Sensor, complete (cf. sheet 27-28)			82 00 912	
	Sensor, vollst. (siehe Blatt 27-28) / Sensor, complete (cf. sheet 27-28)			82 00 913	
5	Rüstsatz, deutsch (siehe Blatt 31) / Fittings, German (cf. sheet 31)			2M 19494	
	Rüstsatz, englisch (siehe Blatt 31) / Fittings, English (cf. sheet 31)			2M 19486	
	Rüstsatz, franz. (siehe Blatt 32) / Fittings, French (cf. sheet 32)			2M 19466	
	Rüstsatz, spanisch (siehe Blatt 32) / Fittings, Spanish (cf. sheet 32)			2M 19467	
6	Schrank, rechts (siehe Blatt 33) / Cupboard, right (cf. sheet 33)			2M 19580	
	Schrank, links (siehe Blatt 33) / Cupboard, left (cf. sheet 33)			2M 19480	
7	Schlauchhalter (siehe Blatt 35) / Hose holder (cf. sheet 35)			2M 19630	